



CLEARFIL™ DC CORE PLUS KIT

CE
0197

NEDERLANDS | GEBRUIKSAANWIJZING

I. INLEIDING

De CLEARFIL DC CORE PLUS KIT bestaat uit CLEARFIL DC CORE PLUS (PASTE) en CLEARFIL TRI-S BOND PLUS (BOND). PASTE is dual-cure (d.w.z. zowel lichthardend als chemisch hardend), radioopaak, tweecomponenten stompopbouwmateriaal in een automatische systeem. PASTE kan worden toegepast op Dentin en White. BOND is een 1-component lichthardend adhesiefsysteem dat met één vloeistof gelijktijdig dentine en glazuur behandelt.

II. INDICATIES

Stiftentferning en stompopbouw

III. CONTRA-INDICATIES

Patiënten met een overgevoeligheid voor methacrylaatmonomeren

IV. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Het orale slijmvliesmechanismen kan ergens niet worden wanneer het in aanraking komt met BOND, door de stolling van proteïne. Dit is echter tijdelijk en zal na een paar dagen verdwijnen. Geef patiënten duidelijke voorwaarden om de retraite te voorkomen.

V. INCOMPATIBILITEITEN

[1] Geen eigenlijke incompatibiliteit voor het tijdelijk afdrachten omdat eigenlijk het uithardingsproces kan vertragen.
 [2] Gebruik geen ijzerhoudende hemostatische producten: deze producten kunnen de hechtkracht verzwakken en de ijzerhoudende ionen kunnen leiden tot verkleuring van zowel de restauratie als de gingiva, het tandvlees.
 [3] Als de hemostatische gel die waarin aluminiumchloride zit, gebruik er dan zo weinig mogelijk om het erop dat er geen contact is met het te behandelen oppervlak. Als er wel contact is, kan de hechting aan de restauratie verzwakken.

VI. VOORZORGSMAASTREGELEN

1. Veiligheidsmaatregelen
 Het product bevat stoffen die allergische reacties kunnen veroorzaken. Vermijd gebruik van het product bij patiënten met een voorgeschiedenis van allergie voor methacrylaatmonomeren of andere bestanddelen.
 2. Als de patiënt een overgevoeligheid reageert heeft, zoals dermatitis, eczeem, of een huidaandoening, moet de behandelende arts of stafmedewerker sterk aan het gebruik van het product en zijn omgeving waarschuwen.
 3. Vermijd direct contact met de huid en/of achter zacht weefsel om overgevoeligheid te voorkomen. Draag handschoenen of neem pasende maatregelen als u het product gebruikt.
 4. Voorkom dat het product in contact komt met de huid of de ogen. Bedek de ogen van de patiënt met een doek om ze te beschermen tegen de vloeistof.
 5. Indien het product in contact komt met menselijk weefsel, neem dan de volgende maatregelen:
 ->Indien het product in de ogen komt: Onmiddellijk het oog met veel water spoelen en een arts raadplegen.
 ->Indien het product in contact komt met de huid of het orale slijmvlies: Onmiddellijk afvegen met een watten of een verbandgaas gedekt in alcohol en met veel water spoelen.
 6. Voorkom dat het product het perongelinkt.
 7. Kijk bij het uitharden van het product niet recht in de tandheelkundige polymeerlamp.

VII. VOORZORGSMAASTREGELEN VOOR VERWERKING EN BEWERKING VAN HET PRODUCT

[Algemene voorzorgsmaastrategien]
 1. Het product mag uitsluitend gebruikt worden voor doeleinden als onderstaande (INDICATIES) omschreven.
 2. Het product moet alleen door bevoegde tandartsen worden gebruikt.
 3. Het moet alleen van een certificaat worden aangeleverd om vocht en contaminatie tegen te gaan.
 4. Almalgaam, tijdelijk sealmaterial, linier materiaal etc. dat in het wortelkanaal achterblijft, houden lichtharding en de polymerisatie van het product tegen. Verwijder dit materiaal bij de preparatie van het wortelkanaal.
 5. Maak de wortelkanaal schoon en droog voor de polymerisatie. Als het aangrenzende oppervlak met speeksel of ander vloeistof of vuil is gecontamineerd, maak het dan grondig schoon en droog voor het cementeren van bonden.

[CLEARFIL DC CORE PLUS]

1. Gebruik geen lichthardend adhesiefsysteem en CLEARFIL TRI-S BOND PLUS met PASTE. Op plaatsen waar het polymerisatielijstje moeilijk bij kan (bijv. achter de stift), kan "CLEARFIL TRI-S BOND PLUS" in contact met PASTE chemisch uitharden.

2. PASTE moet minimaal 15 seconden op kamertemperatuur zijn nadat het uit de verpakking is gehaald.

3. Gebruik geen lenglito naald om PASTE in het wortelkanaal aan te brengen; dit kan de polymerisatie versnellen.

4. Gebruik PASTE niet in combinatie met andere compositematerialen voor de vulling of de stomp. Het mengen van materialen kan de fysieke eigenschappen veranderen, waardoor de werking mogelijk minder is dan verwacht.

5. Voorkom het onnodig blootstellen aan direct zonlicht of oplichtielicht; het mengsel binnenvullen de tip kan daardoor uitharden, wat de werkzaamheidskunde verhindert.

6. Hoewel CLEARFIL DC CORE PLUS een dual-cure stompopbouwmateriaal is, moet het nog volgens de instructies met licht uitgehard worden.

7. Let bij het polymeriseren van PASTE op de mate van lichtharding volgens de gebruiksaanwijzing.

8. Als u PASTE in het wortelkanaal aanbrengt, pas dan op voor kruisbesmetting. Bedek de gehele spuit met een wegwerperschermschijfje (bijv. een plastic zakje) om besmetting met speeksel en bloed te voorkomen. Desinfecteer de spuit door deze met een absorberende watte met alcohol zowel voor als na gebruik te reinigen.

9. Dompel de spuit niet onder in desinfecterende oplossingen.

10. Pas op dat u vingers niet snijdt aan de scherpe randen van instrumenten.

[CLEARFIL TRI-S BOND PLUS]

1. BOND bevat ethanol, een brandbare vloeistof. Gebruik niet bij open vuur.

2. Volg voor een optimaal resultaat en gebruiksvriendelijheid de aangegeven tijden voor lichtharding en gebruiksvriendelijheid van de vloeistof.

3. Gebruik de stift niet voor de vulling van de wortelkanaal omdat er natuurlijk licht te voorkomen en gebruik de product binnen 7 minuten na dosering. Naarmate de vloeistof in BOND verdampft, neemt de viscoelasticiteit toe waardoor het aanbrengen moeilijker wordt.

4. Haal, wanneer BOND op het betreffende oppervlak wordt aangebracht en gedurende 10 seconden daarna, het lichtharder mond of het uit de verpakking is gehaald, de hechting van de BOND meer bewezen dan de hechting van de polymerisatielijstje. Bedenk dat de BOND onder direct licht ook kan gethermen. Zorg bovendien, na behandeling gedurende 10 seconden, zo gauw mogelijk voor voldoende droging met een milde lichtstroom.

5. BOND bevat ethanol en water. Drog de hechting van BOND door ruim 5 seconden te laten staan op de laterale oppervlakken van de BOND meer bewezen dan de hechting van de polymerisatielijstje.

6. Gebruik geen BOND in combinatie met andere hechtingsmaterialen. Het mengen van verschillende hechtingsmaterialen kan de werking veranderen, waardoor de werking mogelijk minder is dan verwacht.

7. BOND moet ruim 15 minuten voor gebruik op kamertemperatuur gebracht zijn. Nadat het de koolstofketen genomen is, moet het rusten totdat het op kamertemperatuur is; anders kan de vloeistof ongecontroleerd uit het flesje lopen.

8. Gebruik de vloeistof niet voor de vulling van de wortelkanaal omdat er natuurlijk licht te voorkomen en gebruik de product binnen 7 minuten na dosering. Naarmate de vloeistof in BOND verdampft, neemt de viscoelasticiteit toe waardoor het aanbrengen moeilijker wordt.

9. Indien het behandelde oppervlak gecontamineerd is, moet water, droog of rein met alcohol en behandel opnieuw met BOND.

[Polymerisatielijstje]

1. Laag lichtintensiteit veroorzaakt een slechte adhesie. Controleer de levensduur van de lamp en de lichtintensity van de polymerisatielijstje op de verpakking.

2. Plaats de lichtintensity van de polymerisatielijstje dicht mogelijk bij, en verticaal op, het composietoppervlak. Als een groot oppervlak met licht uitgehard moet worden, is het aan te bevelen het gebied in verschillende sectoren te verdeelen en ledere sector apart met licht uit te harden.

3. Voorzorgsmaatregelen voor opslag

1. Niet gebruiken na de houdtijdindicatie die is aangegeven op de verpakking.

2. Het product dient, wanneer niet in gebruik, te worden gekoeld (2-8°C / 36-46°F). Breng vóór gebruik op kamertemperatuur.

3. Het flesje waarin CLEARFIL TRI-S BOND PLUS zit, moet direct na gebruik goed dichtgesloten worden om zo weinig mogelijk van het vluchte plasmidemelk te laten verdampen (de ethanol in het product).

4. Als de vloeistof niet gemakkelijk kan worden gesloten moet het dosen niet de vloeistof uit het verstopste flesje te forceren.

5. Houd uit de buurt van extreme warmte.

6. Bewaar het product op een veilige plaats, waar uitsluitend bevoegde medewerkers van tandartsen toegang toe hebben.

VII. ONDERDELEN

- Lees de buitenkant van de verpakking voor de inhoud en hoeveelheid.
- CLEARFIL DC CORE PLUS (A Paste en B Paste): Dentin of White
- CLEARFIL TRI-S BOND PLUS
- Accessories
 - Applicator brush (endo-black) (Applicatorkwasje (endo <zwart>))
 - Dispensing dish (Mengschotel)
 - Mixing tip (L) (Applicatortip (L))
 - Guide tip (S) (Applicatortip (S))
2. Ingrediënten
- CLEARFIL DC CORE PLUS (A Paste en B Paste)
 - Bisphenol A diglycidylmethacrylaat (Bis-GMA)
 - Hydrofoob alifatisch dimethacrylaat
 - Hydrofoob aromatisch dimethacrylaat
 - Gesilanerd barium glas-vuller
 - Gesilanerd colloïdaal silica
 - Colloïdaal silica
 - di-Camphorquinone
 - Initiators
 - Pigmenten
- (2) Behandeling oppervlak
 - Bij gebruik van niet-edelmetalen stiften >
 - (1) Breng de BOND met het applicatorkwasje aan op het stiftoppervlak en laat het 5 seconden inwerken.
 - (2) Drog het gehele stiftoppervlak door ruim 5 seconden een milde lichtstroom te blazen tot de bonding niet meer beweegt.
 - < Bij gebruik van edelmetalen stiften >
 - Behandel het oppervlak van de stift volgens de gebruiksaanwijzing van de primer (bijv. ALLOY PRIMER).

< Bij gebruik van een andere silaanbeklepingvloeistof >
 Behandel het oppervlak van de stift volgens de gebruiksaanwijzing van de silaanbeklepingvloeistof (bijv. CLEARFIL CERAMIC PRIMER).

[WAARSCHUWING]
 Bestraal glasvezelstiften niet met aluminiumoxidepoeder. Hierdoor beschadigen de stiften.

Bij gebruik van stiften van edelmetalen

1. Voorbereiding van het oppervlak

- Maak het oppervlak van de stift tuw door met aluminiumoxidepoeder te slijpen.

2. Behandeling oppervlak

< Bij gebruik van niet-edelmetalen stiften >

- (1) Breng de BOND met het applicatorkwasje aan op het stiftoppervlak en laat het 5 seconden inwerken.

< Bij gebruik van edelmetalen stiften >

- (2) Drog het gehele stiftoppervlak door ruim 5 seconden een milde lichtstroom te blazen tot de bonding niet meer beweegt.

< Bij gebruik van niet-edelmetalen stiften >

- < Bij gebruik van niet-edelmetalen stiften >

3. Voorbereiding van de spat

Kies de gewenste kleur van de PASTE en prepareer de spat met de accessoires volgens "VOORBEREIDING VAN DE SPUIT".

U kunt CLEARFIL DISPENSER (10ml, 1:1) gebruiken voor gemakkelijk doseren. Zie voor uitgebreide beschrijvingen de gebruiksaanwijzing bij de CLEARFIL DISPENSER.

4. Voorbereiding van de spat

Kies de gewenste kleur van de PASTE en prepareer de spat met de accessoires volgens "VOORBEREIDING VAN DE SPUIT".

U kunt CLEARFIL DISPENSER (10ml, 1:1) gebruiken voor gemakkelijk doseren. Zie voor uitgebreide beschrijvingen de gebruiksaanwijzing bij de CLEARFIL DISPENSER.

5. Voorbereiding van het oppervlak

< Bij gebruik van niet-edelmetalen stiften >

- (1) Breng de BOND met het applicatorkwasje aan op het stiftoppervlak en laat het 5 seconden inwerken.

< Bij gebruik van edelmetalen stiften >

- (2) Drog het gehele stiftoppervlak door ruim 5 seconden een milde lichtstroom te blazen tot de bonding niet meer beweegt.

< Bij gebruik van niet-edelmetalen stiften >

- < Bij gebruik van niet-edelmetalen stiften >

6. Voorbereiding van de spat

Kies de gewenste kleur van de PASTE en prepareer de spat met de accessoires volgens "VOORBEREIDING VAN DE SPUIT".

U kunt CLEARFIL DISPENSER (10ml, 1:1) gebruiken voor gemakkelijk doseren. Zie voor uitgebreide beschrijvingen de gebruiksaanwijzing bij de CLEARFIL DISPENSER.

7. Voorbereiding van de spat

Kies de gewenste kleur van de PASTE en prepareer de spat met de accessoires volgens "VOORBEREIDING VAN DE SPUIT".

U kunt CLEARFIL DISPENSER (10ml, 1:1) gebruiken voor gemakkelijk doseren. Zie voor uitgebreide beschrijvingen de gebruiksaanwijzing bij de CLEARFIL DISPENSER.

8. Voorbereiding van de spat

< Bij gebruik van niet-edelmetalen stiften >

- (1) Breng de BOND met het applicatorkwasje aan op het stiftoppervlak en laat het 5 seconden inwerken.

< Bij gebruik van edelmetalen stiften >

- (2) Drog het gehele stiftoppervlak door ruim 5 seconden een milde lichtstroom te blazen tot de bonding niet meer beweegt.

< Bij gebruik van niet-edelmetalen stiften >

- < Bij gebruik van niet-edelmetalen stiften >

9. Voorbereiding van de spat

Kies de gewenste kleur van de PASTE en prepareer de spat met de accessoires volgens "VOORBEREIDING VAN DE SPUIT".

U kunt CLEARFIL DISPENSER (10ml, 1:1) gebruiken voor gemakkelijk doseren. Zie voor uitgebreide beschrijvingen de gebruiksaanwijzing bij de CLEARFIL DISPENSER.

10. Voorbereiding van de spat

Kies de gewenste kleur van de PASTE en prepareer de spat met de accessoires volgens "VOORBEREIDING VAN DE SPUIT".

U kunt CLEARFIL DISPENSER (10ml, 1:1) gebruiken voor gemakkelijk doseren. Zie voor uitgebreide beschrijvingen de gebruiksaanwijzing bij de CLEARFIL DISPENSER.

11. Voorbereiding van de spat

< Bij gebruik van niet-edelmetalen stiften >

- (1) Breng de BOND met het applicatorkwasje aan op het stiftoppervlak en laat het 5 seconden inwerken.

< Bij gebruik van edelmetalen stiften >

- (2) Drog het gehele stiftoppervlak door ruim 5 seconden een milde lichtstroom te blazen tot de bonding niet meer beweegt.

< Bij gebruik van niet-edelmetalen stiften >

- < Bij gebruik van niet-edelmetalen stiften >

12. Voorbereiding van de spat

Kies de

Svenska Bruksanvisning

I. INTRODUKTION

CLEARFIL DC CORE PLUS KIT innehåller CLEARFIL DC CORE PLUS (PASTE) och CLEARFIL TRI-S BOND PLUS (BOND). PASTE är ett dualhärdande röntgenpaket, tvåkomponenter pelarupphägningsmaterial i automatsystem. PASTE tillhandahålls i två nyanser: Dentin och White. BOND är ett järnhärtande enkomponents bondingmaterial som samtidigt behandlar av dentin och emalj.

II. INDIKATIONER

Cementering av tandpelare och pelarupphägnad

III. KONTRAINDIKATIONER

Patienter med en känd överkänslighet mot metakrylat

IV. MOJLIGA BIEFFEKTER

Vid kontakt med BOND kan munnen slämminna färags något vitaktig på grund av proteinets koagulering. Detta är ett tillfälligt fenomen som normalt försvinner inom några få dagar.

V. ANVÄNDNING

- [1] Använd ej provisoriisk material som innehåller eugenol, eftersom det fördöjer härdningsprocessen.
- [2] Använd inga järnäst- eller järnkloridhaltiga blodstillstående medel. De kan påverka vidhäftningen och det finns risk för att de kvarvarande järrjonerna färger tandhusen eller givningarna.
- [3] Vid användning av blodstillstående medel, som innehåller attitand, omöjlig, ska så länge med som möjligt användas, var försiktig för att undvika kontakt med den vidhäftande ytan. Om mediet hamnar på den vidhäftande ytan, kan detta försämrå vidhäftningsförmågan vid kontakt.

VI. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Säkerhetsanvisningar

- 1. Denna produkt innehåller ämnen som kan förorsaka allergiska reaktioner. Undvik användning av produkten hos patienter med känd allergi mot metakrylat eller någon av de övriga komponenterna.
- 2. Om produkten får in i ögonen, se till att undvika förlängning, eksem, infektioner, sår, svullnad, krämer eller dominerar stora delar av behandlingen med produkten avbrytas och en läkare konsecuras.
- 3. Undvik direkt kontakt med huden och/välern munrens mjuka vävnad för att förebygga överkänsligheter. Använd handskar och vrida lämpliga försiktighetsåtgärder när du använder produkten.
- 4. Var försiktig vid användning av produkten och undvik kontakt med huden eller ögonen. För användning av produkten ska patientens ögon täckas över med en handduk för att skydda dem mot materialstänk.
- 5. Om produkten kommer i kontakt med mat krossa vänvadna så följande åtgärder vidtas:

 - <Om produkten hamnar i ögonen>
Skölj omedelbart öga med rötter och kontakta en läkare.
<Om produkten kommer i kontakt med huden eller slämmrinnan>
Avlägsna genast produkten med hjälp av en bomullstuss indränkt i alkohol och spola med mycket vatten.
 - 6. Se till att patienten inte sväljer något av produkten av missstag.
 - 7. Undvik att titta direkt in i härdningslampa under ljushärdningen.
 - 8. Undvik kontakt med sammanspända BOND i blandningsskål och använd inte särma appliceringsborste för oklinisk patienter för att undvika korskontamination. Appliceringsborsten, mixing tip och guide tip får endast användas en gång. Släng sedan efter användning.

2. Försiktighetsåtgärder vid hantering

- [Normala försiktighetsåtgärder]
- 1. Använd inte produkten för andra ändamål än de som anges i [INDIKATIONER].
- 2. Denna produkt får endast användas av legitimerade tandläkare.
- 3. Tillsätt inte produkt i en annan form än den som är tillåten, exempelvis i en provisorisk fyllning eftersom i rotakanalen hindrar ljuset genombrytning och därmed produkterns polymerisering. Avlägsna allt fyllningsmaterial vid förberedelsen av rotakanalen.
- 5. Rengör rotakanalen tillräckligt för att undvika dålig vidhäftning. Om den vidhäftande ytan är kontaminerad med saliv eller vävnadsrester, ska den tvättas ordentligt och torkas innan cementering eller bonding påbörjas.
- [CLEARFIL DC CORE PLUS]
- 1. Använd inte användningsfelade bondingsystemet. I områdena där flera tänster är tillståndet är att använda CLEARFIL TRI-S BOND PLUS med PASTE. I områdena där flera tänster är tillståndet är att använda CLEARFIL TRI-S BOND PLUS med PASTE.
- 2. När PASTE har tagits ut ur kylskåpet bör den sättas i minst 15 minuter så att den får rumstemperatur. Om sprutan inte har rumstemperatur kommer det att vara svårt att få PASTE materialet.
- 3. Använd ingen lengtspiral för applicering av PASTE i rotakanalen, detta kan påskynda polymeriseringen av PASTE.
- 4. Använd inte PASTE tillsammans med andra kompositmaterial för pelarupphägnad. Blanding av olika material kan förhindra de fysikaliska egenskaperna, inklusive en möjlig försämring av de förväntade egenskaperna.
- 5. Undvik att applicera PASTE för direkt collier och härdningslampa, det finns risk att produkten i sprutan härdas, vilket förstör arbetstiden.
- 6. Trots att CLEARFIL DC CORE PLUS är ett dualhärdande pelarupphägningsmaterial måste det i hushållsbruk enligt bruksanvisningen för att undvika korskontamination. Tack vare att det är en automatisk system med ett engångsskydd (t.ex. en plastpåse) för att förhindra kontakt med saliv och blod. Desinficera sprutan före och efter användning med en bomullstuss som är dränkt i alkohol.
- 9. Doppa in sprutan i desinfektionslösning.
- 10. Se upp så att du inte skär dig på instrumentets vassa kanter.

[CLEARFIL TRI-S BOND PLUS]

- 1. BOND innehåller etanol som är ett långtåndig substant. Produkten får inte användas i näheten av öppna lägor.
- 2. För att undvika dålig vidhäftning och härdning, ska de speciferasida ljushårdningsmaskinen och andra hanterings verktyg.
- 3. Använd en ljushårdningsplatta för att undvika att materialet utsätts för härdningsljus eller dagsljus och använd produkten inom 7 minuter efter dispersionen. BOND innehåller etanol vilket medfört att viskositeten ökar när lösningsmedlet avvandrar, detta gör mediet svårapplicerbart.
- 4. Under appliceringen på den vidhäftande ytan och under de 10 sekunderna som produkten ska sitta kvar efter appliceringen, ska ljussprutten flyttas ut från mitten och längtan släckas, för att undvika att appliceringsborsten kan expressera etanol. Detta kan ge förtur till etanol som är det vanligaste för att starta ihop. Dessutom ska vidhäftningsytan torkas sätt som möjligt med mildt tycktfukt efter behandlingen som varat i 10 sekunder.
- 5. BOND innehåller etanol och vatten. Luftblästra försiktig den vidhäftande ytan ordentligt med mild tycktfukt i minst 5 sekunder, tills bondingsmedlet är fast, eftersom vidhäftningsförmågan annars försämras. För att uppnå tillräckliga torkningsresultat ska luftytcket anpassas till kavitetsform och storlek och den prototekta resten. Använd en vakuum sugapparat för att förhindra att bonden rörelsernas.
- 6. Använd inte BOND tillsammans med andra bongtämplat material. Blanding av olika material kan förhindra de fysikaliska egenskaperna, inklusive en möjlig försämring av de förväntade egenskaperna.
- 7. BOND ska vårmås upp till rumstemperatur i 15 minuter före användning. När produkten har tagits ut ur kylskåpet bör den stå tills den fått rumstemperatur, i annan fall kan bubbler uppstå i vätskan under användning eller komma till ställ.
- 8. Använd inte blandingen tillsammans med etanol. Etanol och etanol är kopplingsämnen och kan inte användas tillsammans med etanol.
- 9. Hall den behändade ytan i kontaminerad skala den tvättas av med vatten, torkas eller rengöras med alkohol och sedan behandlas med BOND igen.

[Härdningslampa]

- 1. Låg ljusstyrka förorsakar en dålig vidhäftningsförmåga. Kontrollera lampans livslängd och härdningslampsens guide tip på kontaminerings. Vi rekommenderar att med jämna mellanrum kontrollera härdningslampans ljusstyrka och ljushårdningsplattan.
- 2. UV-ljusplattan spets i härdningslampa måste hållas vertikalt mot- och så nära komponenten ytta som möjligt. Om en stor delen av ljusplattan är i kontakt med den vidhäftande ytan, rekommenderar vi att ytan delas in i flera områden som ljushårdas var och för sig.

3. Säkerhetsanvisningar för förvaring

- 1. Produkten måste användas innan förfallodatumsmetoden som står på förpackningen har gått ut.
- 2. Produkten måste förvaras i en kylskåp vid 2-8°C / 36-46°F när den inte används, och förvara upp till rumstemperatur före användning.
- 3. Behållaren för CLEARFIL TRI-S BOND PLUS ska förslutas tätt omedelbart efter användning för att minska avvärnningen av det flyktiga lösningsmedlet (etanolen som produkten innehåller). Om vätskan inte lämnar ut, kan den vara stopp i flaskan. Tryck in ut vätskan med väd från en tilläppet behållare.
- 4. Om vätskan av CLEARFIL TRI-S BOND PLUS inte är lättflödande, eftersom den inte har använts under en längre tid, ska behållaren skakas före användning.
- 5. Produkten får inte utsättas för extrem hetta, direkt solstrålning eller öppen eld.
- 6. Produkten måste förvaras på säker plats, där den endast är åtkomlig för tandvårdspersonalen.

VII. KOMPONENTER

1. Komponenter
Se förpackningens uttsida för information om innehåll och mängd.
2. CLEARFIL DC CORE PLUS (A Paste och B Paste) : Dentin eller White.
3. Tintahöjd
 - Applicator brush (endo <black>) (Applicatorborste (endo <svart>))
 - Dispensing dish (Blandningsdosa)
 - Mixing tip (Bländningspåse)
 - Light blocking plate (Ljusskyddsljusplatta)
 - Mixing tip
 - Guide tip (L)
 - Guide tip (S)

2. Ingredienser

1. CLEARFIL DC CORE PLUS (A Paste och B Paste)

Huvudingredienser

1. A Paste
 - Bisfenol A diglycidymethacrylat (Bis-GMA)
 - Hydrofobisk alifatisk dimethacrylat
 - Hydrofobisk alifatisk dimetakrylat
 - Hydrofobisk aromatisk dimetakrylat
 - Silaniserat bariumglasfiller
 - Kolloidal kisel
 - dl-Camforquinon
 - Initiatörer
 - Pigment
2. B Paste
 - Trietylenglykoldimethacrylat
 - Hydrofobisk alifatisk dimetakrylat
 - Hydrofobisk aromatisk dimetakrylat
 - Silaniserat bariumglasfiller
 - Aluminioxidat kisel
 - Acceleratorer

Totalt innehåll av organiska fyller är ca 52 vol%. Partikelstorleken på de organiska fyller varierar mellan 0,01 µm och 20 µm.

2. CLEARFIL TRI-S BOND PLUS

Huvudingredienser

1. A Paste
 - 10-metainetylvinylketon divätefotat (MDP)
 - Bisfenol A diglycidimethacrylat (Bis-GMA)
 - 2-Hydroxyethylmethacrylat (HEMA)
 - Hydrofobisk alifatisk dimetakrylat
 - Hydrofobisk alifatisk metakrylat
 - Kolloidal kisel
 - Natriumfluorid
 - dl-Camforquinon
 - Initiatörer
 - Etanol
 - Vatten

3. Bond

1. CLEARFIL TRI-S BOND PLUS används för cementering av tann.

[OBSERVERA]

Glasfiberplåre får inte blästra med aluminiumpulver. Pelaren kan skadas.

Vid användning av metallpelare

- 1) Förberedelse av ytan
Rugga upp tandplåren ytan genom att blästra med aluminiumpulver.
- 2) Blandning av ytan
 - < Vid användning av pelare som inte är av ädelmetall >
 - (1) Applicera BOND och en appliceringsborste och lät den sitta kvar i 5 sekunder.
 - (2) Luftblästra försiktig hela pelaren i minst 5 sekunder, tills bondingsmedlet är fast.

3. Vid användning av pelare som är av ädelmetall

- 1) Applicera BOND och en appliceringsborste och lät den sitta kvar i 5 sekunder.
- < Vid användning av pelare som är av ädelmetall >
- Behandla pelaren ytta enligt instruktionerna för din primer med adhesion till metall (t.ex. ALLOY PRIMER).

4. Vid användning av sprutan

- 1) Förberedelse av sprutan
Välj önskad nyans av PASTE och förbered sprutan och tillbehör enligt beskrivningarna i "FORBEREDELSE AV SPRUTAN".
- 2) Applikera BOND och en appliceringsborste och lät den sitta kvar i 5 sekunder.
- < Vid användning av sprutan som följer med PASTE >
- Behandla pelaren ytta enligt instruktionerna för din primer med adhesion till metall (t.ex. ALLOY PRIMER).

5. Cementering av pelare

- 1) CLEARFIL TRI-S BOND PLUS används för cementering av tann.

6. Cementering av pelare

- 1) CLEARFIL TRI-S BOND PLUS används för cementering av tann.

7. Användning av sprutan

- 1) Applicera BOND och en appliceringsborste och lät den sitta kvar i 5 sekunder.
- 2) Luftblästra hela den vidhäftande ytan ordentligt med mild tycktfukt i minst 5 sekunder, tills bondingsmedlet är fast. Använd en vakuum sugapparat för att förhindra att bonden vätskan sprids ut. Avlägsna överflödet BOND med en papperspäse. När du har torkat av överflödet BOND kan det vara nödvändigt att luftblästra den vidhäftande ytan igen.

[ANVISNING]

- 1) Uppnå vidhäftning med hjälp av en härdningslampa.
- 2) Använd en härdningslampa för att förhindra att den vidhäftande ytan kommer i kontakt med den vidhäftande ytan.
- 3) Lushårdla BOND i 10 sekunder med en härdningslampa (se tabell "Härdningslampa").

Härdningslampa

Typ	Ljuskälla	Väglängdsmöråde och ljusstyrka
Halogen	Halogenlampa	Ljusstyrka ^a över 300 mW/cm ² i ett väglängdsinterval från 400-515 nm
LED	Blå LED ^b	Ljusstyrka ^a över 300 mW/cm ² i ett väglängdsinterval från 400-515 nm

7. Användning

- 1) Använd inget annat ljus för härdning av sprutan.
- 2) Lushårdla BOND i 10 sekunder med en härdningslampa (se tabell "Härdningslampa").

[OBSERVERA]

- 1) Använd inte härdningslampa för att härdna sprutan.
- 2) Använd inte härdningslampa för att härdna sprutan.

8. Användning

- 1) Använd härdningslampa för att härdna sprutan.
- 2) Använd härdningslampa för att härdna sprutan.

[ANVISNING]

- 1) Använd härdningslampa för att härdna sprutan.
- 2) Använd härdningslampa för att härdna sprutan.

9. Användning

- 1) Använd härdningslampa för att härdna sprutan.
- 2) Använd härdningslampa för att härdna sprutan.

[ANVISNING]

- 1) Använd härdningslampa för att härdna sprutan.
- 2) Använd härdningslampa för att härdna sprutan.

10. Användning</h