



Eine feste Zahnsperre zu tragen, macht das Zähneputzen komplizierter. Zahnbelag setzt sich schnell an den Brackets ab. Karies und Mundgeruch können entstehen und haben schwer zu reparierende Folgen.

Zähneputzen allein ist nicht genug – spezielle Tipps sind hier notwendig. Dein/e Zahnarzt/Zahnärztin oder Zahnarztthelfer/in wählt mit Dir die für Dich passenden Produkte aus und erklärt Dir genau die erforderlichen Putztechniken.

## Tipps

- Zähne zweimal täglich mit einer weichen Zahnbürste und fluoridhaltiger Zahnpasta putzen
- Schwer erreichbare Stellen mit speziellen Bürsten reinigen
- Zuckerhaltige, süße Getränke und Snacks zwischen den Hauptmahlzeiten vermeiden
- TePe Interdental Gel mit Fluoriden nach dem Zähneputzen für einen extra Kariesschutz

Mehr Informationen auf [www.tepe.com](http://www.tepe.com)



## Bitte besorgen Sie in Ihrer Apotheke:

### Interdentalbürsten Original

	PZN:	PHZ:
Pink 0,4 mm	7641185 <input type="checkbox"/>	3698509
Orange 0,45 mm	7641191 <input type="checkbox"/>	3698490
Rot 0,5 mm	7641305 <input type="checkbox"/>	3698449
Blau 0,6 mm	7641311 <input type="checkbox"/>	3698225
Gelb 0,7 mm	7641328 <input type="checkbox"/>	3698366
Grün 0,8 mm	7641386 <input type="checkbox"/>	3698461
Lila 1,1 mm	7641392 <input type="checkbox"/>	3698484
Grau 1,3 mm	7641423 <input type="checkbox"/>	3698455
Schwarz 1,5 mm	7641446 <input type="checkbox"/>	3698478
Gemischt	7784594 <input type="checkbox"/>	3814789

### Interdentalbürsten X-soft

Hellorange 0,45 mm	5495443 <input type="checkbox"/>	3393715
Hellrot 0,5 mm	3216657 <input type="checkbox"/>	3151946
Hellblau 0,6 mm	3216901 <input type="checkbox"/>	3151923
Hellgelb 0,7 mm	3218107 <input type="checkbox"/>	3151952
Hellgrün 0,8 mm	3217059 <input type="checkbox"/>	3151975
Helllila 1,1 mm	3216870 <input type="checkbox"/>	3151981
Gemischt	3218099 <input type="checkbox"/>	3152006

### TePe Angle™

Pink 0,4 mm	7708682 <input type="checkbox"/>	3793260
Orange 0,45 mm	7708713 <input type="checkbox"/>	3793277
Rot 0,5 mm	7708848 <input type="checkbox"/>	3793283
Blau 0,6 mm	7708860 <input type="checkbox"/>	3793308
Gelb 0,7 mm	7708877 <input type="checkbox"/>	3793314
Grün 0,8 mm	7709032 <input type="checkbox"/>	3793320
Gemischt	7709049 <input type="checkbox"/>	3793337

### Zahnbürsten

	PZN:	PHZ:
Supreme	1972372 <input type="checkbox"/>	3118653
Select, medium	2289157 <input type="checkbox"/>	2013099
Select, soft	2289275 <input type="checkbox"/>	2013082
Select, x-soft	8863663 <input type="checkbox"/>	2013076
Select compact, medium	2289281 <input type="checkbox"/>	3118506
Select compact, soft	2289298 <input type="checkbox"/>	2013047
Select compact, x-soft	2289312 <input type="checkbox"/>	2013053
»Graphic« Select, soft	0368881 <input type="checkbox"/>	3335155
»Graphic Black« Select, soft	0002849 <input type="checkbox"/>	3335178

### Spezialprodukte

IMPL/ORTH	0279657 <input type="checkbox"/>	3118392
Compact Tüft	2745224 <input type="checkbox"/>	2973304

### Zubehör

Zahnbürstenhülle	8863918 <input type="checkbox"/>	2986146
Micro Badständer IDB	4538506 <input type="checkbox"/>	3118328
Taschenetui für IDB	1095161 <input type="checkbox"/>	3243329

### Gel für Interdentalbürsten

Interdental Gel 25 ml	5133467 <input type="checkbox"/>	3335149
Gingival Gel 25 ml	9432095 <input type="checkbox"/>	3894512

Deutschland = PZN / Österreich = PHZ

Praxisstempel:

**TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs-GmbH**  
 Flughafenstraße 52, D-22335 Hamburg  
 Tel +49 (0)40 570 123-0 • Fax +49 (0)40 570 123-190  
[kontakt@tepe.com](mailto:kontakt@tepe.com) • [www.tepe.com](http://www.tepe.com)

© TePe Mundhygieneprodukte AB, 2012 / 173DE.

BR/2003TP




Die richtige Pflege für  
Deine Zahnsperre!

# TePe Zahnbürsten


Tägliches Zähneputzen mit einer herkömmlichen Zahnbürste ist die Basis für eine gute Mundgesundheit. TePe Zahnbürsten sind benutzerfreundlich, effektiv und schonend durch ihre weichen Borsten und kleinen Bürstenköpfe – selbst bei schwer erreichbaren Backenzähnen.

## Zahnbürsten



### TePe Select™

Die Select Zahnbürste ist in zwei Größen erhältlich – mit kleinem oder großem Bürstenkopf. Für eine effektive Reinigung der schwer zugänglichen Bereiche hat die TePe Select einen schmal zulaufenden Bürstenkopf.



### TePe Supreme™


Die Supreme Zahnbürste hat zwei verschieden hohe Borstenfelder und eignet sich optimal für die Reinigung fester Zahnsplangen, da die langen Borsten tief unter den Draht gelangen. Ein rutschfester Griff sorgt für einen besseren Halt.



### Implantat/Orthodontie Bürste


Die IMPL/ORTH ist eine zweireihige Bürste mit einem extra schmalen Bürstenkopf, hergestellt für eine bessere Zugänglichkeit und eine effektivere Reinigung.

## Spezialbürsten



### TePe Interspace™

Die Winkelbürste mit schmal zulaufendem Borstenbündel ist optimal geeignet für die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche direkt an den Brackets und unter den Drähten. Die Bürstenköpfe sind austauschbar.



### TePe Compact Tuft™

Die gewinkelte Einbüschelbürste mit einem kompakten, runden Borstenbündel eignet sich für die Reinigung entlang des Zahnfleisches und rund um die Brackets.

## Interdentalbürsten




Angle




Original




X-soft



Unter dem Draht (Angle)






Unter dem Draht (IDB Original)



Zwischen den Zähnen

Mit Interdentalebürsten reinigt man effektiv unter dem Draht/Bügel. Erhältlich in vielen unterschiedlichen Größen und in zwei verschiedenen Borstenstärken. Alle Interdentalebürsten sind kunststoffummantelt.

## Kariesschutz



- Kritische Flächen:**
- entlang des Zahnfleisches
  - unter den Drähten
  - um die Brackets



### Interdental Gel mit Fluoriden – für einen extra Kariesschutz!

Das Gel einfach auf eine Einbüschelbürste oder eine Interdentalebürste auftragen und für einen optimalen Effekt täglich abends nach dem Zähneputzen benutzen. Nicht mit Wasser nachspülen!