



**MIRAFLUORID®**  
Produktionsgesellschaft mbH  
Schusterstr. 35-23355 Barmstedt/Germany  
T +49 4123 9228-0 F +49 4123 9228-49  
www.dent-a-pharm.de info@dent-a-pharm.de

**REF 605 810**  
Zusammensetzung siehe Gebrauchsanweisung.  
Ingredients see Instructions for use.

**REF 0482**  
Made in Germany  
**MD CE**  
22°C 0°C 5,0 ml

**HAGER & WERKEN GmbH & Co. KG**  
Ackermannstraße 47 269 Duiburg  
T +49 203 99269-0 F +49 203 299283  
www.hagerwerke.de info@hagerwerke.de

**Instrukcja użytkowania**  
**Grupa docelowa pacjentów:** Dzieci i młodzież  
**Przewidziany użytkownik:** Dentysta  
**Skład:** Informacje jakościowe: Fluorek sodu, fluorek heksadecyloamoniowy, wodna dyspersja metakrylanu  
**Informacje ilościowe:** Fluorek sodu, fluorek heksadecyloamoniowy 0,15% liczący jako czysty fluorek  
**Przewidziane zastosowanie produktu:** Fluoryzacja szkliwa zębów.  
**Wskazania:** Mirafluor jest lakierem do fluoryzacji szkliwa i desensibilizacji zębów.  
**Przeciwwskazania:** Nie stosować u pacjentów ze znaną alergią na metakrylan. Właściwości produktu: Po nalożeniu lakieru na szkliwo (najczęściej dyspersji i osuszenie), zaczyna on mięknąć i uwalniać fluor. Specjalne środki ostrożności: Brak. Cechy: Mirafluor jest schnąącą na powietrzu dyspersją, tworzącą dobrze przylegający film na szkliwie i zębinię. Podczas dłuższego kontaktu ze śliską lub z wodą, przylegający film zaczyna mięknąć, przy czym zawarte w matrycy polimerowej fluor mogą dyfundować do powierzchni zębiny lub szkliwy, wywierając tam swoje działania. Dzięki temu procesowi i wyższej ilości fluorów są wystarczające do uzyskania optymalnej fluoryzacji. Kiedy lakier całkowicie roznika się, proces oddawania fluoru zostaje zakończony. Wówczas matryca lakieru zaczyna odwracać się od powierzchni szkliwa lub zębiny. Zastosowanie: Oczyszczyć powierzchnie, które mają zostać poddane leczeniu i w miarę możliwości osuszyć. Mirafluor nanosić kropką po kropelkach (przed pobraniem nie jest konieczne wstrząsanie wodą dyspersji) i następnie cienką warstwą na powierzchnię. Dyspersję ostrożnie i dokładnie osuszyć, najlepiej przy użyciu cieplnego powietrza, lub z całkowitego utworzenia i wyschnięcia filmu polimerowego. Po zbięciu nie szczotkować zębów przez ok. 24 godziny. W przypadku prawidłowego użycowania film polimerowy nie odwraca się, dopóki całkowicie nie nasiąknie i nie dojdzie do maksymalnego uwolnienia fluorów. WSKAZÓWKI: Pomoce do aplikowania należące do produktu (kanule, jednorazowe pędzelki itp.) są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użycia w jednym pacjencie! Czas użytkowania: Dla profilaktyki próchnicy zabieg należy przeprowadzać 2 - 3 razy w ciągu roku, w przypadku podwyższonej podatności na próchnicę 3 - 4 w ciągu roku. Ostrzeżenia: Pozostale ryzyka: W każdym przypadku należy przestrzegać wskazówek dotyczących przetwarzania i środków ostrożności opisanych w instrukcji użytkowania dołączonej do produktu. Jeśli pomimo przestrzegania zalecenia u pacjenta dojdzie do niepożądanej reakcji lub innego niepożądanego zdarzenia, w każdym przypadku prosimy o przekazanie nam informacji wraz z jak najdokładniejszym opisem towarzyszących okoliczności. Działania uboczne: Przy prawidłowym przetwarzaniu i stosowaniu tego produktu medycznego, wystąpienie niepożądanych skutków ubocznych jest niezwykle rzadkie. W przypadku posiadania wiedzy na temat niepożądanych działań ubocznych - również w wątpliwych przypadkach - zawsze prosimy o przekazanie nam informacji wraz z jak najdokładniejszym opisem towarzyszących okoliczności i objawów. Sprawdzamy każdą wskazówkę. Nie jest znane ryzyko w przypadku przedawkowania. Interakcje: Nie jest znana interakcja produktu i jego metabolitów z innymi produktami leczniczymi, lekami lub innego rodzaju substancjami. Przechowywanie: Mirafluor przechowywać w temperaturze pokojowej, nie wyższej niż 22 °C. Okres przydatności: Nie należy używać po upływie terminu ważności. Wariant: **REF 605 810** Utylizacja: Niewykorzystana ciecza rozcieńczyć z wodą i zutylizować wraz z odpadami domowymi. Z odpadami domowymi mogą być również utylizowane utwardzone resztki. Wszystkie poważne przypadki do jakich dochodzi w związku z produktem należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym znajduje się siedziba użytkownika i/lub pacjenta.

**Upustwo za upotrebę**  
**Cilna grupa pacjentata:** Djeca i adolescenti  
**Predviđeni korisnici:** Zubar  
**Sastav:** Kvalitativni podaci: Natrijev fluorid, bis-(hidroksietil-aminpropil-N-hidroksietil- oktadecilaminidihi-

drofluorid, wodena metakratna disperzija  
Kwantitativni podaci: Natrijev fluorid, bis-(hidroksietil-aminpropil-N-hidroksietil- oktadecilamin-dihidrofluorid 0,15% izračunato kao čisti fluorid  
Namjena proizvoda: Fluoridacija cakline zuba.  
Indikacije: Mirafluor je lac za fluoridaciju cakline zuba i desenzibilizacija osjetljivih zuba.  
Kontraindikacije: Nu se utilizezata la pacijentu cu alergie cunoscute la metacrilat.  
Karakteristike proizvoda: Nakon formiranja laka (nanošenja disperzije i sušenja puhanjem) na caklini zuba lac omesava i otpušta fluorid.  
Specijalne preventivne mjere: Nema  
Osobine: Mirafluor je disperzija koja se suši na zraku i koja stvara tanak sloj koji se dobro veže za caklinu zuba i dentinu. Prijeljepljeni tanki sloj se omesava ako duže vrijeme dođe u dodir s pljuvačkom ili vodom. Fluoridi koji se nalaze u polimernom matriksu pritom difundiraju na površinu dentina ili cakline zuba i tamo ispoljavaju svoje djelovanje. Zahvaljujući takvom ponosanju dovoljne su minimalne količine fluorida za optimalnu fluoridaciju. Ako je lac potpuno smekšao, otpuštanje fluorida je završeno. Matriks laka se zatim odvaja od površine cakline zuba ili dentina. Primjena: Ocistite površine koje se trebaju tretirati i po mogućnosti ih posušiti. Na etiketu nakapajte nekoliko kapi sredstva Mirafluorid (nije potrebno protresati vodenu dispresiju prije uzimanja) i nanesite tanak sloj sredstva na površine. Pažljivo i dobro posušite disperziju, najbolje toplim zrakom, dok se u potpunosti ne formira i osuši polimerni sloj. Nakon tretiranja nemojte čekati zube oko 24 sata. Kod ispravne primjene polimerni sloj se odvaja tek kada potpuno omeska i naokom maksimalnog otpuštanja fluorida.  
NAPOMENA: Pomočna sredstva za aplikaciju koja pripadaju proizvodu (kanile, četke za jednokratnu upotrebu itd.) namijenjena su samo za jednokratnu upotrebu na jednom pacijentu!

**Trajanje primjene:** Za profilaksu kariesa tretman bi trebalo provoditi 2-3 puta godišnje, kod manje oportunitati na karies 3-4 puta.  
**Upozorenja:**  
**na preostale rizike:** Neophodno je u svakom slučaju pridržavati se napomena o obradi i mjeri opreza, opisanih u pripadajućem uputstvu za upotrebu proizvoda. Ako i uz pridržavanje ovih napomena kod pacijenta dođe do pojave neželjene reakcije ili drugih neželjenih događaja, u svakom slučaju nas obavijestite uz što je moguće precizniji opis popratnih okolnosti.  
**Nuspojave:** U slučaju propisne obrade i primjene ovog medicinskog proizvoda neželjene nuspojave izuzetno su rijetke. Ako primijetite neželjene nuspojave - pa i kod postojanja sumnji - u svakom slučaju obavijestite uz što je moguće precizniji opis popratnih okolnosti i simptoma. Provjeravamo svaki navod.  
**Interakcije:** Nu poznata interakcija proizvoda i njegovih metabolita s drugim medicinskim proizvodima, iako jekovima ili drugim supstancom.  
**Čuvanje:** Mirafluorid čuvati na sobnoj temperaturi i ne iznad 22 °C.  
**Rok upotrebe:** Proizvod ne upotrebljavati nakon isteka datuma roka trajanja.  
**Varijant:** **REF 605 810**  
**Odlaganje:** Neiskorišteno tečnost razrijedite vodom i odložite u kućni otpad. Stvrdnuti ostaci se takođe mogu odložiti u kućni otpad.  
**Svi ozbiljni incidenti koji su se dogodili u vezi s proizvodom moraju se prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj korisnik i/ili pacijent ima sjedište odn. prebivalište.**

#### **ro Instrukcii de utilizare**

**Grupă pacientă:** Copii și adolescenți  
**Utilizator preconizat:** Medicul stomatolog  
**Compoziție:** Informații calitative: Fluorur de sodiu, dihidrofluorur de bis (hidroxietil)-aminpropil-N-hidroxietil octadecilamină, disperzie apoișă de metacrilat  
**Informații cantitative:** Fluorur de sodiu, dihidrofluorur de bis (hidroxietil)-aminpropil-N-hidroxietil octadecilamină 0,15% calculată ca fluorur pură  
**Scopul prevăzut al produsului:** Fluorizarea smalțului dentar.  
**Indicații:** Mirafluorid este un lac pentru fluorizarea smalțului dentar și desensibilizarea dinților sensibili.  
**Contraindicații:** Nu se utilizează la pacientii cu alergie cunoscută la metacrilat.  
**Caracteristicile de performanță ale produsului:** După formarea lacului pe smalț (aplicarea disperziei și suflarea pentru uscare), lacul se umedește și eliberează fluorură.

**Măsuri speciale de precauție:** Nu există.  
**Proprietăți:** Mirafluorid este o disperzie cu uscare la aer, care formează o peliculă cu aderență bună pe smalțul dinților și pe dentină. Pelicula aderență se satură cu apă când intră în contact cu saliva sau apă pentru o perioadă mai lungă de timp. Prin acest proces, fluorurile conținute în matrița polimerică pot difuza spre suprafața dentinelor sau a smalțului și își pot exercita efectul la acest nivel. Ca urmare a acestui proces, pentru a fluoriza completă sunt suficiente cantități minime de fluoruri. Dacă lacul este complet saturat cu apă, eliberarea fluorurilor este finalizată. Matrița lacului se desprinde apoi de pe suprafața smalțului sau a dentinelor.  
**Utilizare:** Curățați suprafețele de tratat și uscați-le încă de la acest moment. Aplicați prin picurare Mirafluorid pe o pensulă (nu este necesară agitarea disperziei apoișă) și tamponați suprafețele pentru a aplica un strat subțire. Uscați disperzia cu atenție și în totalitate, de preferință cu aer cald, până când pelicula de polimer s-a format și s-a uscat complet. Nu periați dinții timp de 24 de ore după tratament. În cazul utilizării corecte, stratul de polimer se va desprinde după circa 24 de ore și va fi saturat complet cu apă și va elibera cantitatea maximă de fluorură.  
**INDICAȚIE:** Dispozitivele de aplicare aferente produsului (canule, pensule de unică folosință etc.) sunt destinate unei singure utilizări pentru un singur pacient.  
**Durata utilizării:** Pentru profilaxia cariilor, tratamentul trebuie aplicat de 2 - 3 ori pe an, iar în cazul unei incidente mai mari a cariilor de 3 - 4 ori.  
**Atenționări privind riscurile reziduale:** Înstructiunile de prelucrare descrie în instructiunile de utilizare care apartin produsului, precum și măsurile de precauție trebuie respectate în orice caz. În cazul în care, în pofta respectării acestor indicații, sau apără reacție neadecvată la pacient sau apar alte evenimente nedorente, solicitați, în orice situație, să procedați la notificarea acestora cu descrierea cat mai precisă a circumstanțelor insufoante.  
**Reacții adverse:** În cazul prelucrării și utilizării corespunzătoare, doar în situații extrem de rare sunt de așteptat reacții adverse nedorente ale acestui dispozitiv medical. Dacă observați orice fel de reacții adverse nedorente – și în caz de incertitudine – să soluționați, în orice situație, să procedați la notificarea acestora cu descrierea cat mai precisă a circumstanțelor și a simptomelor insufoante. Urmărîm fiecare indicație.  
**Riscurile în caz de supradозaj nu sunt cunoscute.**  
**Interacții cu medicamente:** Nu se cunoaște nicio interacție a produsului și a metabolitoilor săi cu alte dispozitive medicale, medicamente sau alte substanțe.  
**Depozitorie:** Mirafluorid se va depozita la temperatură camerei și sub 22 °C.  
**Termen minim de valabilitate:** A nu se utiliza după data de expirare.  
**Variante:** **REF 605 810**  
**Eliminarea ca deșeu:** Diluați cu apă lichidul neutrilizat și eliminați-l împreună cu deșeurile menajere. Își reziduuri întârzi pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere.  
**Toate incidentele grave care implică produsul sunt raportate producătorului și autorității competente a statului membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.**  
**tr Kullanma kilavuzu**  
**Hedef hasta grubu:** Çocuklar ve gençler  
**Öngörülen kullanıcılar:** Diş hekimi  
**Bileşim:** Nitel bilgiler: Sodyum florür, Bis-(hidroksietil)-aminpropil-N-hidroksietil-oktadesilamin-dihidroflorür, sulfit metakrilat disperziyonu  
**Nicel bilgiler:** Sodyum florür, Bis-(hidroksietil)-aminpropil-N-hidroksietil-oktadesilamin-dihidroflorür % 0,15 florur olarak hesaplanır  
**Ürünün amacı:** Diş minesini florlamak.  
**Endikasyonlar:** Mirafluorid, diş minesini florlamak için bir vernikte ve hassas dişlerin duyarlısı stürlülüğü.  
**Kontraindikasyonlar:** Bileşenlerine alerjisi olduğu bilinen hastalarda kullanılmayın.  
**Ürünün özellikleri:** Diş minesine vernik uygulandıktan (disperziyon, sürülmesi ve kurutulması) sonra, vernik yumuşar ve florur açığı çıkarır.  
**Özel önleyici tedbirler:** Yoktur.  
**Özellikler:** Mirafluorid, havaya kurulan bir disperziyondur, diş minesini ve dentin üzerinde iyi yapışan bir tabaka oluşturmaktadır. Yapılan tabaka, salya veya su ile uzun süre temas edince, yumuşar. Bu esnada polimer matrikisi içerisinde yer alan florür, dentin veya mine yüzeyine yayılabilir ve orada etkisini gösterebilir. Bu davranış sebebiyle optimum florürleme için minimum florür miktarları kesinlikle yeterlidir. Vernik tamamen eriyince, florür aktarımı tamamlanmış olur. Ardından vernik matrikisi mine veya dentin yüzeyinden çözülür.

**Uygulama:** Tedavi edilecek yüzeyler temizlenir ve mümkünse kurutulur. Mirafluorid damllalar halinde firça aktarılır (sulu disperziyonu çıkarıldığında önce kalkanlanması gerekmektedir) ve yüzeylere hafife doyunur. Polimer tabaka tamamen oluşup, kuruyuncaya kadar disperziyonu en iyisi sıcak havası ile dikkatli ve uzun süre kurutun. Tedaviden sonra yaklaşık 24 saat boyunca dişlerinizi fırçalamayın. Doğru uygulanırsa, polimer tabaka ancak tamamen yumuşaldıkten sonra maksimum flor aktardıktan sonra çözülür.  
**UYARI:** Üründe ait uygulama yardımcıları (kanüler, tek kullanımlık firça vs.) tek bir hastada bir kez kullanılmıştır. Uygulama süresi: Dis cürügün önləmək üçün tedavi yıldı 2 - 3 kez yapılmalıdır, cürük oluşma ihtimalinin daha yüksek olduğu durumlarda ise 3 - 4 kez.  
**Uyarılar:**  
**Diger riskler:** Üründe ait kullanım talimatlarında açıklanan işleme bilgilere ve önyönelci tedbirler her durumda uyulmalıdır. Bu tavsiyeler uyulmasına rağmen, hastada istenmeyen bir reaksiyon ya da arzul edilmeyen herhangi bir başka gelişime göürülse, bizi her halükarda bilgilendirmenizi ve eşlik eden durumları olabildiğine açık bir şekilde tanımlamanızı rica ederiz.  
**Yan etkililer:** Üründe ait kullanım talimatlarında açıklanan işleme bilgilere ve önyönelci tedbirler her durumda uyulmalıdır. Bu tavsiyeler uyulmasına rağmen, hastada istenmeyen bir reaksiyon ya da arzul edilmeyen herhangi bir başka gelişime göürülse, bizi her halükarda bilgilendirmenizi ve eşlik eden durumları olabildiğine açık bir şekilde tanımlamanızı rica ederiz.  
**Aşırı doz riskleri:** Bilinmemektedir.  
**Etkileşimler:** Üründen ve metabolitlerinin diğer tıbbi ürünlerle, ilaçlarla veya diğer maddelerle etkileşimi bilinmemektedir.  
**Saklama:** Mirafluorid, 22 °C'in üzerinde değil, oda sıcaklığında saklanmalıdır.  
**Son kullanma tarihi:** Son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.  
**Seçenekler:** **REF 605 810**  
**Bertaraf:** Kullanılmış siviyi su ile inceltin ve evsel çöp ile birlikte bertaraf edin. Ayrıca sertleşmiş artıklar da evsel çöp ile birlikte bertaraf edilebilir.  
**Ürünün ilgili meydana gelebilecek her ciddi olay üreticisi ve kullanıcı ve/veya hastanın yerlesik olduğu üye devletin yetkili makamına bildirilecektir.**



**HÄGER & WERKEN**

**REF 605 810**  
Zusammensetzung siehe Gebrauchsanweisung.  
Ingredients see Instructions for use.

**REF 0482**  
Made in Germany  
**MD CE**  
22°C 0°C 5,0 ml

**HÄGER & WERKEN GmbH & Co. KG**  
Ackermannstraße 47 269 Duiburg  
T +49 203 99269-0 F +49 203 299283  
www.hagerwerke.de info@hagerwerke.de

**Willmann & Pein GmbH**  
Schusterstr. 35-23355 Barmstedt/Germany  
T +49 4123 9228-0 F +49 4123 9228-49  
www.wp-dental.de info@wp-dental.de

**de** Gebrauchsanweisung

**Patientenzielgruppe:** Kinder und Jugendliche

**Vorgesehener Anwender:** Zahnarzt

**Zusammensetzung:** Qualitative Angaben: Natriumfluorid, Bis-(hydroxyethyl)-aminopropyl-N-hydroxyethyloctadecylamin-dihydrofluorid, wässrige Methacrylat-Dispersion

Quantitative Angaben: Natriumfluorid, Bis-(hydroxyethyl)-aminopropyl-N-hydroxyethyloctadecylamin-dihydrofluorid 0,15 % berechnet als reines Fluorid

**Zweckbestimmung des Produkts:** Fluoridierung des Zahnschmelzes.

**Indikationen:** Mirafluorid ist ein Lack zur Fluoridierung des Zahnschmelzes und Desensibilisierung empfindlicher Zähne.

**Kontraindikationen:** Bei Patienten mit bekannter Allergie gegen Methacrylate nicht anwenden.

**Leistungsmerkmale des Produkts:** Nach der Lackbildung (auftragen der Dispersion und 'Trockenblasen') auf dem Zahnschmelz erreicht der Lack und gibt Fluorid ab.

**Spezielle Vorsorgemaßnahmen:** Keine

**Eigenschaften:** Mirafluorid ist eine an der Luft trocknende Dispersion, die einen gut haftenden Film auf Zahnschmelz und Dentin bildet. Der anhaftende Film durchweicht, wenn er mit Speichel oder Wasser längere Zeit in Kontakt kommt. Dabei können die in der Polymermatrix enthaltenen Fluoride zur Dentin- oder Schmelzoberfläche diffundieren und dort ihre Wirkung entfalten. Aufgrund dieses Verhaltens sind minimale Fluoridmengen für eine optimale Fluoridierung völlig ausreichend. Ist der Lack völlig durchweicht, ist die Fluoridabgabe abgeschlossen. Die Lackmatrix löst sich danach von der Schmelz- oder Dentinoberfläche.

**Anwendung:** Zu behandelnde Flächen reinigen und, wenn möglich, trockenlegen. Mirafluorid tropfenweise auf Pinsel übertragen (ein Aufschütteln der wässrigen Dispersion vor der Entnahme ist nicht erforderlich) und Flächen dünn touchieren. Die Dispersion vorsichtig und ausgiebig, am besten mit warmer Luft, trocknen, bis sich der Polymerfilm vollständig ausgebildet hat und trocken ist. Nach der Behandlung etwa 24 Stunden Zähne nicht bürsten. Bei richtiger Anwendung löst sich die Polymerschicht erst ab, wenn sie vollständig durchweicht und eine maximale Fluoridabgabe erfolgt ist.

**HINWEIS:** Die zu dem Produkt gehörenden Applikationshilfen (Kanülen, Einmalpinsel etc.) sind nur zur einmaligen Verwendung an einem einzigen Patienten bestimmt!

**Dauer der Anwendung:** Zur Kariesprophylaxe sollte die Behandlung 2 – 3 mal jährlich erfolgen, bei erhöhter Kariesanfälligkeit 3 – 4 mal.

**Warnhinweise:**

**Restrisiken:** Die in der zum Produkt gehörenden Gebrauchsanweisung beschriebenen Verarbeitungshinweise sowie Vorsichtsmaßnahmen sind in jedem Fall zu beachten. Sollte es trotz Einhaltung dieser Hinweise zu einer unerwünschten Reaktion beim Patienten kommen oder sonstige unerwünschte Vorkommnisse eintreten, bitten wir in jedem Fall um Mitteilung unter möglichst genauer Beschreibung der Begleitumstände.

**Nebenwirkungen:** Unerwünschte Nebenwirkungen dieses Medizinproduktes sind bei sachgerechter Verarbeitung und Anwendung außerst selten zu erwarten. Sollten Ihnen unerwünschte Nebenwirkungen – auch in Zweifelsfällen – bekannt werden, bitten wir in jedem Fall um Mitteilung unter möglichst genauer Beschreibung der Begleitumstände und Symptome. Wir gehen jedem Hinweis nach.

Risiken bei einer Überdosierung sind nicht bekannt.

**Wechselwirkungen:** Eine Wechselwirkung des Produktes und seiner Metabolite mit anderen Medizinprodukten, Arzneimitteln oder sonstigen Stoffen ist nicht bekannt.

**Lagerung:** Mirafluorid bei Zimmertemperatur und nicht über 22 °C lagern.

**Mindesthaltbarkeit:** Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

**Variante:** [REF 605 810](#)

**Entsorgung:** Nicht verwendete Flüssigkeit mit Wasser verdünnen und dem Hausmüll zuführen. Ebenfalls können ausgehärtete Reste dem Haushaltsmüll zugeführt werden.

**Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.**

**en Instructions for use**

**Patient target group:** Children and adolescents

**Intended users:** Dentist

**Composition:** Qualitative data: Sodium fluoride, bis-(hydroxyethyl)-aminopropyl-N-hydroxyethyloctadecylamine dihydrofluoride, aqueous methacrylate dispersion

Quantitative data: Sodium fluoride, bis-(hydroxyethyl)-aminopropyl-N-hydroxyethyloctadecylamine dihydrofluoride 0,15 % calculated as pure fluoride

**Intended purpose of the product:** Fluoridation of the tooth enamel.

**Indications:** Mirafluorid is a varnish for fluoridation of the tooth enamel and desensitisation of sensitive teeth.

**Contraindications:** Do not use in patients with a known allergy to methacrylates.

**Performance characteristics of the product:** After varnish formation (application of dispersion and dry blowing) on the enamel, the varnish softens and releases fluoride.

**Specific precautions:** None

**Properties:** Mirafluorid is an air-drying dispersion that forms a well-adhering film on enamel and dentin. The adherent film softens when it comes into contact with saliva or water for a longer time. In the process, the fluorides contained in the polymer matrix can diffuse to the dentin or enamel surface and exert their effect there. Due to this behaviour, minimal amounts of fluoride are completely sufficient for optimal fluoridation. Once the varnish is completely soaked, the fluoride release is complete. The varnish matrix then detaches from the enamel, the varnish softens and releases fluoride.

**Application:** Clean surfaces to be treated and, if possible, dry them. Transfer Mirafluorid drop by drop to the brush (it is not necessary to shake up the aqueous dispersion before removal) and touch surfaces gently. Dry the dispersion carefully and extensively, preferably with warm air, until the polymer film has completely formed and is dry. Do not brush teeth for about 24 hours after treatment. When used correctly, the polymer layer will not come off until it is completely soaked and maximum fluoride release has occurred.

**Duration of application:** For caries prophylaxis, treatment should be carried out 2–3 times a year (or 3–4 times if there is an increased susceptibility to caries).

**Effects secondary:** Les effets secondaires indésirables de ce produit médical sont extrêmement rares lorsqu'il est utilisé et traité correctement. Si vous avez connaissance d'effets secondaires – même en cas de doute – veuillez nous contacter dans tous les cas, en décrivant les circonstances et les symptômes qui les accompagnent aussi précisément que possible.

**Warnings:** Residual risks: The processing instructions and precautionary measures described in the instructions for use of the product must be observed in every instance. If, despite following these instructions, an adverse reaction occurs in the patient or other adverse events occur, please inform us in every case, describing the accompanying circumstances and symptoms as precisely as possible. We follow up on every use on a single patient!

**Residual risks:** The processing instructions and precautionary measures described in the instructions for use of the product must be observed in every instance. If, despite following these instructions, an adverse reaction occurs in the patient or other adverse events occur, please inform us in every case, describing the accompanying circumstances and symptoms as precisely as possible.

**Side effects:** Undesirable side effects of this medical product are extremely rare, provided the product is processed and used properly. If you become aware of any adverse effects – even in doubtful cases – please inform us and describe the accompanying circumstances and symptoms as precisely as possible. We follow up on every indication.

No risks in the event of an overdose are known of.

**Interactions:** No interaction of the product and its metabolites with other medical devices, medicinal products or other substances is known of.

**Storage:** Store Mirafluorid at room temperature and not above 22 °C.

**Minimum shelf life:** Do not use after the expiry date.

**Variants:** [REF 605 810](#)

**Disposal:** Dilute unused liquid with water and dispose of with household waste. Cured residues can also be disposed of with household waste.

**All serious incidents related to the device shall be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and/or the patient is established.**

**fr Manuel d'instruction**

**Groupe cible de patients :** Enfants et adolescents

**Utilisateurs prévus :** Dentistes

**Composition :** Données qualitatives : Fluorure de sodium, dihydrofluorure de bis (hydroxyéthyl) amine propyl-N-hydroxyéthyl octadéylamine, dispersion aqueuse de méthacrylate

Données quantitatives : Fluorure de sodium, dihydrofluorure de bis (hydroxyéthyl) amine propyl-N-hydroxyéthyl octadéylamine 0,15 % calculé en tant que fluorure pur

**Finalidad del producto:** Fluorización del esmalte dental.

**Indicaciones:** Mirafluorid es un barniz para la fluorización del esmalte dental y la desensibilización de los dientes sensibles y desensibilización de los dientes sensibles.

**Contraindicaciones:** No utilizar en pacientes con alergia conocida al metacrilato.

**Características del producto:** Tras la formación del barniz (aplicación de la dispersión y seco con aire)

**Finalité du produit :** Fluoration de l'émail des dents.

**Indications:** Mirafluorid est un vernis pour la fluoruration de l'émail des dents et désensibilisation des dents sensibles.

**Composition:** Qualitative data: Sodium fluoride, bis-(hydroxyethyl)-aminopropyl-N-hydroxyethyloctadecylamine dihydrofluoride, aqueous methacrylate dispersion

Quantitative data: Sodium fluoride, bis-(hydroxyethyl)-aminopropyl-N-hydroxyethyloctadecylamine dihydrofluoride 0,15 % calculated as pure fluoride

**Intended purpose of the product:** Fluoridation of the tooth enamel.

**Indications:** Mirafluorid est un vernis pour la fluoridation de l'émail des dents et désensibilisation des dents sensibles.

**Contraindications:** Do not use in patients with a known allergy to methacrylates.

**Performance characteristics of the product:** After varnish formation (application of dispersion and dry blowing) on the enamel, the varnish softens and releases fluoride.

**Specific precautions:** None

**Properties:** Mirafluorid est une dispersion séchant à l'air qui forme un film bien adhérent sur l'émail des dents et la dentine. Le film adhérent devient pâteux lorsqu'il entre en contact avec la salive ou de l'eau. Les fluorures contenus dans la matrice polymère peuvent diffuser à la surface de la dentine ou de l'émail et y produire leur effet. En raison de ce comportement, des quantités minimales de fluorure sont tout à fait suffisantes pour une fluoruration optimale. Cuando el barniz se haya empapado completamente, la liberación del flúor es total. La matriz de barniz se detache alrededor de la superficie de la dentina o del esmalte.

**Measures of precaution particular:** Aucune

**Properties:** Mirafluorid est une dispersion séchant à l'air qui forme un film bien adhérent sur l'émail des dents et la dentine. Elles sont adhérentes et peuvent diffuser à la surface de la dentine ou de l'émail et y produire leur effet. En raison de ce comportement, des quantités minimales de fluorure sont tout à fait suffisantes pour une fluoruration optimale. Cuando el barniz se haya empapado completamente, la liberación del flúor es total. La matriz de barniz se detache alrededor de la superficie de la dentina o del esmalte.

**Application:** Nettoyer les surfaces à traiter et, si possible, les laisser sécher. Transférer l'Mirafluorid goutte à goutte sur un pinceau (il n'est pas nécessaire d'agiter la dispersion aquosa avant de la retirer) et l'appliquer en fines couches sur les surfaces. Séchez soigneusement et abondamment la dispersion, de préférence à l'air chaud, jusqu'à ce que le film polymère soit complètement formé et soit sec. Ne pas brosser les dents pendant environ 24 heures après le traitement. Lorsqu'elle est utilisée correctement, la couche de polymère ne se détache alors que lorsqu'elle est complètement imbibée d'eau ou de salive et qu'un maximum de fluorure a été libéré.

**NOTA:** Los instrumentos de aplicación pertenecientes al producto (cánulas, pinzas desechables, etc.) están destinados a un único uso en un único paciente!

**Durata dell'applicazione:** Per la profilassi delle carie, il trattamento dovrebbe essere effettuato 2-3 volte all'anno, 3-4 volte in presenza di una maggiore suscettibilità alla carie.

**Avvertenze sui rischi residui:** Seguire sempre le istruzioni di lavorazione e le misure precauzionali descritte nelle istruzioni per l'uso accollere al prodotto. Qualora si verificasse una reazione indesiderata nel paziente o insorgessero altri eventi indesiderati nonostante l'osservanza di queste istruzioni, vi preghiamo di comunicarci ogni caso descrivendo le circostanze nel modo più preciso possibile.

**Effetti collaterali:** Se questo presidio medico è correttamente lavorato e utilizzato, gli effetti collaterali indesiderati sono estremamente rari. Qualora venisse a conoscenza di effetti collaterali indesiderati vi preghiamo di comunicarci ogni caso, inclusi quelli dubbi, descrivendo nel modo più preciso possibile le circostanze e i sintomi. Approfondiremo adeguatamente ogni segnalazione.

I rischi in caso di sovradosaggio non sono noti.

**Interazioni:** Non è nota l'interazione del prodotto e dei suoi metaboliti con altri medicinali, farmaci o altre sostanze.

**Conservazione:** Conservare Mirafluorid a temperatura ambiente e non oltre i 22 °C.

**Durata minima:** Non utilizzare oltre la data di scadenza.

**Varianti:** [REF 605 810](#)

**Smaltimento:** Diluire il liquido inutilizzato con acqua e smaltirlo tra i rifiuti domestici. Anche i residui solidificati possono essere smaltiti tra i rifiuti domestici.

**Qualsiasi incidente verificatosi in correlazione con il prodotto deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui dimora l'utilizzatore e/o il paziente.**

**it Istruzioni per l'uso**

**Gruppo di pazienti target:** Bambini e giovani

**Utenti previsti:** Dentista

**Comparsone:** Fluoruro di sodio, bis(idrossiletil)-aminopropil-n-idrossiletil-ottadecilammina diidrofluoruro, dispersione aquosa di metacrilato

**Composición:** Datos cualitativos: Fluoruro de sodio, dihidrofluoruro de bis (hidroxietil)-Aminopropil-N-Hidroxietil-Octadecilamina, dispersión acuosa de metacrilato

Datos cuantitativos: Fluoruro de sodio, dihidrofluoruro de bis (hidroxietil)-Aminopropil-N-Hidroxietil-Octadecilamina 0,15 %, calculado como fluoruro puro

**Destinazione d'uso del prodotto:** Fluorizzazione dello smalto.

**Indicazioni:** Mirafluorid è una vernice per la fluorizzazione dello smalto e desensibilizzazione dei denti sensibili.

**Caratteristiche del prodotto:** Dopo la formazione del barniz (aplicación de la dispersión y seco con aire)

**Precauzioni speciali:** Nessuna

**Proprietà:** Mirafluorid è una dispersione che si asciuga all'aria e forma una pellicola aderente su smalto e dentina. La pellicola aderente si ammorbidisce quando entra in contatto con la saliva o l'acqua per un periodo

di tempo prolungato. In tal modo i fluoruri contenuti nella matrice polimerica possono diffondersi sulla superficie della dentina o dello smalto esercitando la propria azione. Grazie a questo processo, anche quantità minime di fluoruro sono perfettamente sufficienti per una fluorizzazione ottimale. Quando la vernice è completamente ammorbidita, il processo di rilascio di fluorio è completo. A questo punto la matrice della vernice si stacca dalla superficie dello smalto o della dentina.

**Modalità d'applicazione:** Pulire le superfici da trattare e, se possibile, asciugarle. Trasferire Mirafluorid goccia a goccia sul pennello (non è necessario agitare la dispersione acquosa prima della rimozione) e applicarlo delicatamente sulle superfici. Asciugare la dispersione con cura e abbondantemente, preferibilmente con aria calda, fino a quando il film polimerico non sia completamente formato e asciugato. Non lavare i denti per circa 24 ore dopo il trattamento. Se applicato correttamente, lo strato di polimero non si staccherà finché non sia completamente ammorbidito e non abbia raggiunto il massimo rilascio di fluorio.

**AVVERTENZA:** Gli strumenti applicativi accessi al prodotto (applicatori, pennelli monouso ecc.) devono essere utilizzati una sola volta su un unico paziente!

**Durata dell'applicazione:** Per la profilassi delle carie, il trattamento dovrebbe essere effettuato 2-3 volte all'anno o 3-4 volte in presenza di una maggiore suscettibilità alla carie.

**Avvertenze sui rischi residui:** Seguire sempre le istruzioni di lavorazione e le misure precauzionali descritte nelle istruzioni per l'uso accollere al prodotto. Qualora si verificasse una reazione indesiderata nel paziente o insorgessero altri eventi indesiderati nonostante l'osservanza di queste istruzioni, vi preghiamo di comunicarci ogni caso descrivendo le circostanze nel modo più preciso possibile.

**Effetti collaterali:** Se questo presidio medico è correttamente lavorato e utilizzato, gli effetti collaterali indesiderati sono estremamente rari. Qualora venisse a conoscenza di effetti collaterali indesiderati vi preghiamo di comunicarci ogni caso, inclusi quelli dubbi, descrivendo nel modo più preciso possibile le circostanze e i sintomi. Approfondiremo adeguatamente ogni segnalazione.

I rischi in caso di sovradosaggio non sono noti.

**Interazioni:** Non è nota l'interazione del prodotto e dei suoi metaboliti con altri medicinali, farmaci o altre sostanze.

**Conservazione:** Conservare Mirafluorid a temperatura ambiente e non oltre i 22 °C.