

Orthodontic relief wax
orthodontic
Care and protection for
orthodontic appliance wearers

ORTHODONTIC WAX
CIRE ORTHODONTIQUE
KIEFERORTHOPÄDISCHES WACHS

ORTHODONTISCHE WAX
CERA ORTODONTICA
CERA ORTODONTICA

Instructions for use: 1. Break off a piece of wax big enough to cover the surface of your bracket or wire. 2. Soften wax by rolling it between your fingers for a few seconds. 3. Dry the area to be covered before applying wax. 4. Press wax gently into the bracket or wire to ensure a strong adhesion. Store in a cool, dry place, out of the sun light or direct light.

Mode d'emploi: 1. Prendre un morceau de cire suffisant pour recouvrir les parties métalliques irritantes. 2. Ramollir la cire en la faisant rouler entre les doigts, quelques secondes. 3. Sécher la zone à recouvrir avant d'appliquer la cire. 4. Placer la cire sur la partie métallique en appuyant légèrement, afin d'assurer sa fixation. Maintenir dans un endroit frais, protégé des rayons du soleil et de la lumière.

Gebrauchsanweisung: 1. Brechen Sie ein Stück Wachs in Größe des zu bedeckenden Brackets oder Drahts ab. 2. Rollen Sie dieses Stück Wachs einige Sekunden zwischen den Fingern, damit es geschmeidig wird. 3. Trocknen Sie die Stelle, auf die das Wachs angebracht werden soll. 4. Drücken Sie das Wachs vorsichtig auf die Brackets oder den Draht, sodass es gut haften bleibt. Kühl und trocken sowie vor Sonnenlicht und direktem Lichteinfall geschützt lagern.

Instructies voor gebruik: 1. Breek een stukje wax af dat groot genoeg is om het oppervlak van de bracket of draad te bedekken. 2. Maak de wax zacht door het een aantal seconden tussen de vingers te wrijven. 3. Maak het deel dat bedekt moet worden droog voor het aanbrengen van de wax. 4. Druk de wax zachtjes op de bracket of draad om een sterke hechting te verkrijgen. Op een droge en koel plaats bewaren, buiten het bereik van de zon of direct licht.

Modo d'uso: 1. Rompere un pezzo di cera abbastanza grande da coprire le parti metalliche irritanti. 2. Ammorbidire la cera facendola rotolare tra le dita per qualche secondo. 3. Asciugare l'area da coprire prima di applicare la cera. 4. Premere delicatamente la cera sulle parti metalliche per garantire una buona adesione. Conservare in luogo fresco e asciutto, proteggere dalla luce diretta e dai raggi solari.

Modo de utilização: 1. Corte uma porção de cera suficiente para cobrir a superfície do bracket ou arame. 2. Amacie a cera, rodando-a entre os dedos durante uns segundos. 3. Secar a zona a cobrir antes de aplicar a cera. 4. Coloque a cera sobre o bracket ou arame, pressionando ligeiramente para que adira bem. Manter em local fresco. Proteger do sol e da luz direta.

Ingredients: Petroleum Hydrocarbon, Paraffin.

Revision date of instructions for use:
06-2012


500215

CNP 6138016 - PZN-6732862

DENTAID
Made by:
DENTAID S.L. Spain
www.dentaid.com

Distributed in the EU by:
visit www.dentaid.com

Imported and distributed by:
Pharmagal Drug Store PO Box 37345,
U.A.E
Laboratoires IPHARMA, Tanger, Maroc
Inter Promo Labo Ltd - Cotonou-Bénin
Kristar - Ukraine. www.kristar.ua
Novodent - Croatia. www.novodent.hr
Alfahd Pharma, Tripoli, Libya
Comel, Riyadh, KSA



8 427426 004399