

CHARISMA®

CHARISMA®
6603406405

- DE Gebrauchsanweisung
- GB Instructions for use
- FR Mode d'emploi
- ES Instrucciones de uso
- IT Istruzioni per l'uso
- PT Instruções de uso
- NL Gebruksaanwijzing
- SE Bruksanvisning
- DK Brugervejledning

- NO Bruksanvisning
- FI Käyttöohjeet
- GR Οδηγίες Χρήσης
- CZ Návod k použití
- HU Használati utasítás
- LV Lietošanas instrukcija
- LT Naudojimo instrukcija
- PL Instrukcja obsługi

Heraeus

CHARISMA®

Universelles lichthärtendes Microglass® Komposit, röntgenopak

Farben:

A1, A2, A3, A3.5, A4, A1, B1, B2, B3, C2, C3, C4, D3, O2, O4, O43, O43.5, O82, Incisal, SL, SLO

CHARISMA® ist ein lichthärtendes, radioopakes Microglass® Composite. Aufgrund der Korngroße des Glasfüllstoffes ist es sehr gut hochglanzpolierbar und in Verbindung mit geeigneten Bonding-Systemen für die adhesive Füllungstherapie bestimmt.

Zusammensetzung:

Charisma® wird auf Basis von BIS-GMA hergestellt (enthält 58 Vol% Füllstoff)

• Bariumaluminum fluoride glass (0,02–2 µm)

• hoch disperse Siliciumdioxid (0,02–0,07 µm)

Anwendungsgebiete:

• Füllungen der Klassen I – V nach Black

• Form- und Farbkorrekturen

• Schließung traumatisch gelockter Zähne

• Diastema – Schluss

• Milzhahnrestaurierungen

• Korrigierung von Entwicklungsbedingten Zahndeeken (z. B. Schmelzadysplasie)

Art der Anwendung:

Zur Vorbereitung der Behandlung empfiehlt sich die Reinigung der Zahnhartsubstanz mit einer fluoridfreien Polierpaste. Die Farbauswahl sollte mit der beiliegenden Farbleite vor Behandlungsbeginn erfolgen, solange die Zähne noch feucht sind.

Zur Applikation eignen sich besonders das Heraeus Kulzer Plasmacat – Instrument sowie Instrumente aus Wironit oder Kunststoff.

1. Präparation der Kavität, gemäß den allgemeinen Regeln der Composite-Füllungstherapie. Anschließend Kavität reinigen und trocknen. Die Anwendung von Kofferdam wird empfohlen.

2. Vor Einbringung des Füllungsmaterials in die Kavität ist die Applikation eines adhäsiven Adhesive-Systems erforderlich (z. B. GLUMA® Comfort Bond, GLUMA® Solid Bond, iBOND® Self Etch von Heraeus Kulzer). Speichelkontamination vermeiden.

3. Klasse I – II und V-Kavitäten: CHARISMA® in kleinen Schichten (max.: 2 mm) in die Kavität einbringen und sorgfältig an die Kavitätswände adaptieren. Bei starken Verfärbungen kann eine Unterschichtung mit CHARISMA® Opak-Farben erforderlich werden.

CHARISMA®

Universal light curing Microglass® composite, radio-opaque

Shades: A1, A2, A3, A3.5, A4, A1, B1, B2, B3, C2, C3, C4, D3, O2, O4, O43, O43.5, O82, Incisal, SL, SLO

CHARISMA® is a lightning, radio-opaque Microglass® composite. Due to the grain size of the glass filler the final polishing may easily be realized and in connection with adequate bonding systems it is meant for adhesive filling therapy.

Composition:

CHARISMA® is based on a BIS-GMA matrix and contains 58% filler (by volume), which is:

• Bariumaluminum fluoride glass (0,02–2 microns)

• Highly disperse Siliciumdioxide (0,02–0,07 microns)

Application:

• Filings of the classes I–V according to Black

• Adjustments of shapes and shades

• Splitting of teeth which are traumatically loose

• Diastema closure

• Restorations of primary teeth

• Adjustments of developmental teeth defects (e.g. enamel dysplasia)

Kind of application:

In order to prepare the treatment it is recommended to clean the hard dental substance by means of a polishing paste which is free of fluoride. Prior to starting the treatment the shades should be selected by means of the attached colour scale as long as the teeth are still humid. The Heraeus Kulzer Plasmacat instrument as well as devices consisting of Wironit or plastic are specifically suitable for the application.

1. Preparation of the cavity according to the general regulations of composite filling therapy. Then clean and dry the cavity. It is recommended to use rubber dam.

2. Prior to applying the filling material to the cavity the application of an adequate adhesive system is required (e.g. GLUMA® Comfort Bond, GLUMA® Solid Bond, iBOND® Self Etch by Heraeus Kulzer). Avoid contamination of saliva.

3. Class I–II and V-cavities: Apply CHARISMA® to the cavity in thin layers (max. 2 mm) and adapt carefully to the cavity walls. In case of considerable discolorations cavity linings with CHARISMA® opaque colours might become necessary.

4. Class III–IV-cavities: In case of anterior tooth cavities the setting-up of layers with an opaque nucleus often becomes necessary. CHARISMA® opaque Colours are especially suitable for this purpose.

CHARISMA®

Composite Microglass® photopolimerizable universel, radioopaque

Tonarten: A1, A2, A3, A3.5, A4, A1, B1, B2, B3, C2, C3, C4, D3, O2, O4, O43, O43.5, O82, Incisal, SL, SLO

CHARISMA® est un composite à micro-particules de verre, radio-opaque, photopolymérisable. Étant donné la taille des grains du matériau, celui-ci possède une bonne aptitude au polissage et est adapté à la thérapie d'obturation adhésive associé à un système adhésif approprié.

Composition:

CHARISMA® est fabriqué à base de BIS-GMA. Il contient 58 % de charge

• verre d'aluminium de baryum (0,02 – 2 µm)

• dioxyde de silicium à haute dispersion (0,02 – 0,07 µm)

Indications:

• Obturations des classes I–V selon Black

• Corrections des défauts et anomalies de forme et de couleur

• Correction des mobilités de dents traumatisées

• Correction de diastème

• Restaurations des dents de lait

• Traitement des défauts dentaires de développement (par ex. - dysplasie émailaire)

Mode d'emploi:

Dans un premier temps, nettoyer les tissus dur de la dent à l'aide d'une pâte polissante exempte de fluor. Sélectionner une teinte parmi celles mises à disposition avant de commencer les soins et tant que les dents sont humides. Pour l'application, utiliser le Plasmacat de Heraeus Kulzer ainsi que les instruments en acier Wironit ou en matière plastique.

1. Préparer la cavité selon les règles générales relatives à l'obturation par composite. Puis, nettoyer et sécher la cavité. Il est recommandé d'utiliser une dipe.

2. Il est nécessaire, avant la pose du matériau d'obturation dans la cavité, d'appliquer un système adhésif approprié (par ex.: GLUMA® Comfort Bond et GLUMA® Solid Bond et iBOND® Self Etch de Heraeus Kulzer). Eviter la contamination salivaire.

3. Cavités classes I – II et V: Appliquer CHARISMA® en fines couches (max. 2 mm) dans la cavité et adapter soigneusement aux parois de la cavité. Pour les colorations prononcées, la pose de sous-couches avec le produit CHARISMA® Couleurs Opales peut s'avérer nécessaire.

4. Cavités classes III–IV: Pour les cavités des dents antérieures, la formation d'une couche à noyau opaque s'avère souvent nécessaire. Pour ce faire, utiliser les produits CHARISMA® Couleurs Opales.

CHARISMA®

Composite Microglass® photopolimerizable universel, radioopaque

Colori: A1, A2, A3, A3.5, A4, A1, B1, B2, B3, C2, C3, C4, D3, O2, O4, O43, O43.5, O82, Incisal, SL, SLO

CHARISMA® es un compuesto de Microglass®, radiopaco, fotopolimerizable. El tamaño de sus partículas de relleno a base de Microglass® permite un pulido perfecto. El material esta indicado para la odontología conservadora, quando utilizado en conjunto con un sistema adhesivo adecuado.

Composición:

CHARISMA® está fabricado a base de bis-metacrilato de vidrio y 58% de su volumen son partículas de relleno

• vidrio de aluminio de bario (0,02 – 2 µm)

• óxido de silicio a elevada dispersión (0,02 – 0,07 µm)

Componentes de aplicación:

• Cavitación de I–V según Black

• Corrección de forma y color

• Ferulización de dientes sueltos por trauma o enfermedad periodontal

• Cierre de diastemas

• Restauraciones de dientes deciduos

• Restauraciones de defectos dentales de desarrollo (p.ej. displasia del esmalte).

Modo de aplicación:

Antes de la tratamiento se recomienda limpiar la zona a tratar con una pasta exenta de fluor. Seleccionar una teinte entre las que se presentan a disposición y comenzar.

1. Preparación de la cavidad según las normas generales de la terapia de obturación con composite. A continuación limpiar la cavidad y secarla. Se recomienda la utilización de goma de baño.

2. Antes de colocar el material de restauración en la cavidad se debe aplicar un sistema de adhesivo adecuado (p.ej. GLUMA® Comfort Bond, GLUMA® Solid Bond, iBOND® Self Etch de Heraeus Kulzer). Evitar contaminación por saliva.

3. Cavidades clase I–II y cavidades clase V: Aplicar CHARISMA® en capas finas (max. 2 mm) en las cavidades y adaptar cuidadosamente a las paredes de las cavidades. De presentarse decoraciones fuertes, se puede aplicar una base de colores opacos de CHARISMA®.

4. Cavidades clase III–IV: En cavidades en dientes anteriores, frecuentemente se requiere trabajar en capas con un núcleo opaco. En este caso los colores Opacos de CHARISMA® son especialmente apropiados.

CHARISMA®

Composite universale a base di Microglass®, polimerizzabile a luce visibile, radioopaco

Colori: A1, A2, A3, A3.5, A4, A1, B1, B2, B3, C2, C3, C4, D3, O2, O4, O43, O43.5, O82, Incisal, SL, SLO

CHARISMA® è un composto a base di Microglass®, radiopaco, fotopolimerizzabile. Grazie alla finezza dei grani del composito di vetro, esso presenta ottime qualità per la lucidatura a specchio, ed in combinazione con i Bonding System del tipo adatto

è pronto per la terapia di otturazione adesiva.

Composizione:

CHARISMA® è a base di BIS-GMA e contiene il 58% di volume di sostanza di carica

• vetro di bario, alluminio, fluoro (0,02 – 2 µm)

• biossido di silicio a elevata dispersione (0,02 – 0,07 µm)

Campi di applicazione:

• Obturaciones de las clases I–V según Black

• Corrección de formas y color

• Ferulización de dientes sueltos por trauma o enfermedad periodontal

• Cierre de diastemas

• Restauraciones de dientes deciduos

• Restauraciones de defectos dentales de desarrollo (p.ej. displasia del esmalte).

Modo de utilización:

Previamente a la utilización, recomienda una profilaxia con pasta profiláctica que no contiene flúor. Seleccionar una tonalidad entre las que se presentan a disposición antes de comenzar el tratamiento y mientras los dientes estén aún húmedos y呈现在色上。

1. Preparación de la cavidad según las normas generales de la terapia de obturación con composite. A continuación limpiar la cavidad y secarla. Se recomienda la utilización de goma de baño.

2. Antes de colocar el material de restauración en la cavidad es necesario aplicar un sistema de adhesivo adecuado (p.ej. GLUMA® Comfort Bond, GLUMA® Solid Bond, iBOND® Self Etch de Heraeus Kulzer). Evitar contaminación por saliva.

3. Cavidades clase I–II y V: Insertar el CHARISMA® en strati fini (max. 2 mm) nella cavità ed adattarlo accuratamente alle pareti della cavità. In caso di forti mutamenti del color può essere necessario applicare un sottosuolo con i colori opachi CHARISMA®.

4. Cavidades clase III–IV: En caso de cavidades en dientes anteriores, es necesario una estructura a strati con núcleo opaco. Los colores opacos de CHARISMA® son especialmente apropiados.

CHARISMA®

Composite universale a base di Microglass®, polimerizzabile a luce visibile, radioopaco

Colori: A1, A2, A3, A3.5, A4, A1, B1, B2, B3, C2, C3, C4, D3, O2, O4, O43, O43.5, O82, Incisal, SL, SLO

CHARISMA® es un compuesto fotopolimerizable a base de Microglass®, radioopaco.

Características:

CHARISMA® es producido con base en BIS-GMA y contiene 58% de su volumen de partículas de carga

• Vidrio bariomagnesiofluorato (0,02–2 µm)

• Dióxido de silicio altamente disperso (0,02–0,07 µm)

Indicaciones:

• Restauraciones de clases I–V de acuerdo con Black

• Corrección de formas y corrección

• Ferulización de dientes con movilidad por trauma o enfermedad periodontal

• Cierre de diastemas

• Restauraciones de dientes deciduos

• Corrección de defectos dentarios de desarrollo (p.ej. displasia del esmalte)

Modo de utilización:

Previamente a la utilización, recomienda una profilaxia con pasta profiláctica que no contiene flúor. Seleccion

