

# Xantopren® function

Heraeus Kulzer GmbH  
Grüner Weg 11  
63450 Hanau (Germany)  
info.dent@heraeus.com  
www.heraeus-dental.com  
Importado e Distribuído por Heraeus Kulzer South America Ltda.  
CNPJ 48.708.010/0001-02  
Av. Marques de São Vicente, 2800 – São Paulo – SP – CEP 05036-040  
sachverständiger: \_\_\_\_\_  
Responsible: Dra. Regiane Marton – CRM 70.705  
Nº ANVISA: vide embalagem



66040260/01 – D.O.G./09.09

Heraeus

## Xantopren® function

Spezialelastomermasse auf Silikonbasis für die Funktionsabformung.

Anwendungsbereich:

- Mundgesichtsfunktionsabformung in Verbindung mit Xantopren® function Activator 1 Plus und Xantopren® function Activator 2 Plus
- Mundgesichtsfunktionsabformung in Verbindung mit Activator universal Plus

Produktfarbe: hellgrün

Hinweise für den Gebrauch: Bitte vor Erstgebrauch durch Sichtkontrolle auf Beschädigungen prüfen. Beschädigte Produkte dürfen nicht eingesetzt werden. Nach Gebrauch sorgfältig verschließen. Bitte nur der Packung beiliegendes Zubehör verwenden (Entnahmeflöffel, Tropfer). Venechte Elastomer-Abformmaterialien sind chemisch beständig, deshalb Kontakt mit Kleidungsstücken vermeiden.

Verarbeitung:

Dosierung: Entnahmeflöffel (0,5 ml/14,4 g) mit

A: 4 Tropfen Xantopren® function Activator 1 Plus (rot) (0,08 ml/0,09 g) und 4 Tropfen Xantopren® function Activator 2 Plus (hellgrün) (0,11 ml/0,10 g) oder


B: 6 Tropfen Xantopren® function Activator 1 Plus (rot) (0,13 ml/0,13 g) und 6 Tropfen Xantopren® function Activator 2 Plus (hellgrün) (0,17 ml/0,16 g) oder

C: 3 tropfen Activator universal Plus Liquid (0,07 ml/0,07 g) oder

D: 2 Teilelische Activator universal Plus Paste (0,10 ml/0,11 g)

Anmerkung: Dosiertes Xantopren® function auf dem Ammischblock fädenformig ausbreiten, einige Rillen mit dem Spatel eindrücken. Xantopren® function Activator 1 Plus und 2 Plus entsprechend Dosierung A oder B, bzw. Activator universal Plus Liquid entsprechend Dosierung C zutropfen, oder Activator universal Plus Paste entsprechend Dosierung D auf dem Ammischblock dosieren. Anschließend Komponenten mit dem Spatel gründlich mischen.

Aufmerksamkeit: Die Dauer der plastischen Verformbarkeit im Mund und die notwendige Zeit bis zur endgültigen Abdruckung (s. graphische Darstellung) sind abhängig von der Art des Aktivators, bzw. der gewählten Dosierung.



## Gebrauchsanweisung (DE)

Für die Aktivatoren gilt: Stets die angegebenen Dosierungen verwenden. Über- bzw. Unterdosierung bedingt eine Minderung der Elastomerqualität. Höhere/niedrigere Umgebungstemperaturen verkürzen/verlängern die Verarbeitungs- und Abbindezeiten.

Aufbewahrung des Abdruks: Es sind keine besonderen Lagerbedingungen erforderlich. Der Abdruck ist dauerhaft lagerstabil.

Modellherstellung: Das Ausgießen der Abformung kann zwischen min. 15 Minuten und max. 24 Stunden nach Herausnahme aus dem Mund erfolgen. Keine weiteren Zeitschränkungen.

Empfohlenes Modellmaterial: Klasse III Gips, z. B. MOLDANO®

Klasse IV Gips, z. B. MOLDASTONE®/MOLDASYN®

Galvanisierung: Abformungen lassen sich galvanisch in den üblichen Bädern verkupfern oder versilbern.

Desinfektion: Abformungen können mit einer wässrigen Natriumhypochloritlösung (5,25 %, bis zu 10 Minuten\*) oder mit anderen für Silikon geeigneten Desinfektionslösungen behandelt werden. Bitte beachten Sie dabei die Desinfektions-/Verarbeitungsvorschriften der jeweiligen Hersteller. (\*DGZMK 3/93 V 1.0)

Haftvermittlung: Wir empfehlen die Verwendung unseres Universal Adhesive.

Lagerbedingungen: Nicht über 25 °C/77 °F lagern!

Warnhinweise für die Aktivatoren: Entzündlich. Durch Einatmen können Gesundheitsschäden auftreten. Augen, Atmungsorgane und Haut können gereizt werden. Bei Kontakt mit den Augen mit Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen. Hautkontakt verhindern. Schutzkleidung tragen. Geeignete Handschuhe tragen (EN 374, Kategorie III, z.B. Dermatit Fa. KCL, Deutschland). Nicht verschlucken und einnehmen. Tragen nach Verschlucken von Abformmaterial gesundheitliche Beschwerden auf, umgehend Arzt aufsuchen. In seltenen Fällen kann z.B. Darmverschluss auftreten. Bei überempfindlichen Personen können Allergien gegen das Produkt nicht ausgeschlossen werden. Nicht empfohlen bei stillenden Patientinnen und bei Kindern unter 6 Jahren. Anwendung nur durch zahnärztliches Fachpersonal.

Alle Angaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 23 °C/73 °F, 50% rel. Feuchtigkeit.

Die angegebenen Daten entsprechen unserem besten Wissen und beruhen auf internen Untersuchungen.

Stand: 09.2009

## Xantopren® function

Special silicone impression material for functional impression taking.

Indications for use:

- Closed mouth functional impression with Xantopren® function Activators No. 1 Plus and 2 Plus
- Open mouth functional impression with Activator universal Plus

Precautions for handling: Visually inspect for damage before first use. Damaged products must not be used. Close carefully after use. Please use only the accessories included with the package (spoon, dropper). Since all silicone impression materials will stain clothing or surfaces once cured, contact should be avoided.

Procedure:

Mixing Ratio: 1 spoon of Xantopren® function (0,5 ml/14,4 g) with

A: 4 drops Xantopren® function Activator No. 1 Plus (red) (0,08 ml/0,09 g) and 4 drops Xantopren® function Activator No. 2 Plus (light green) (0,11 ml/0,10 g) or

B: 6 drops Xantopren® function Activator No. 1 Plus (red) (0,13 ml/0,13 g) and 6 drops Xantopren® function Activator No. 2 Plus (light green) (0,17 ml/0,16 g) or


C: 3 drops Activator universal Plus Liquid (0,07 ml/0,07 g) or

D: 2 Teilelische Activator universal Plus Paste (0,10 ml/0,11 g)

Mixing: Flatten the Xantopren® function into a thin disc on the mixing pad. Using the spatula, carve shallow grooves into putty in a criss-cross pattern.

Add Xantopren® function Activator No. 1 Plus and No. 2 Plus according to sections A or B. Alternatively Activator universal Plus Liquid according to section C or Activator universal Plus Paste according to section D. Spatulate thoroughly for 30 to 60 seconds.

Impression Taking: Duration of plasticity phase in the mouth before setting (see diagram) is dependent on the Activator and the mixing ratios.



Times stated are related to room temperature of 23 °C/73 °F, 50% rel. humidity.

The data given are furnished to the best of our knowledge and are based on internal test results.

Stand: 09.2009

## Xantopren® function

Matériau spécial à base de Silicone pour prise d'empreinte fonctionnelle du joint périphérique.

Indications :

- Emprise fonctionnelle bouche fermée à l'aide des Activateurs n° 1 Plus et n° 2 Plus Xantopren® function
- Emprise fonctionnelle bouche ouverte à l'aide de l'activateur Activator universal Plus

Tenu du produit : jaune clair

Précautions lors de la manipulation : Prière de bien veiller vérifier avant la première utilisation que le produit n'est pas endommagé. Il ne faut en aucun cas utiliser des produits endommagés. Ranger après utilisation. Veillez n'utiliser que les accessoires fournis dans l'emballage (cuillère de prélevement, cuvette-goutte).

Mise en œuvre :

Dosage : 1 cuillère de prélevement de Xantopren® function (0,5 ml/14,4 g) mélanger

A: 4 gouttes Xantopren® function Activator No. 1 Plus (rouge) (0,08 ml/0,09 g) et 4 gouttes Xantopren® function Activator No. 2 Plus (jaune clair) (0,11 ml/0,10 g) ou bien


B: 6 gouttes Xantopren® function Activator No. 1 Plus (rouge) (0,13 ml/0,13 g) et 6 gouttes Xantopren® function Activator No. 2 Plus (jaune clair) (0,17 ml/0,16 g) ou bien

C: 3 gouttes Activator universal Plus Liquide (0,07 ml/0,07 g) ou bien

D: 2 gouttes d'Activator universal Plus Pâte (0,10 ml/0,11 g).

Mélange : Sur le bocal de mélange, étaler Xantopren® function en fine couche. A l'aide de la spatule, tracer superficiellement des sillons entre croisés. Déposer Xantopren® function Activator N° 1 Plus et N° 2 Plus selon la procédure A ou B décrite ci-dessus. Si c'est la procédure C qui a été sélectionnée, déposer l'Activator universal Plus liquide, puis spatuler soigneusement durant 30 à 60 secondes.

Prise d'empreinte : La durée de la phase plastique en bocal, avant le durcissement (voir diagramme) dépend directement du type d'activateur et des proportions du dosage.



Ces données sont établies à température ambiante de 23 °C/73 °F, et à un degré d'humidité relative de 50%.

Les données fournies se sont aux mieux de nos connaissances et reposent sur des résultats basés sur nos propres essais.

Mise à jour de l'information : 09.2009

## Xantopren® function

Material de impresión a base de una silicona especial para tomas de impresión funcionales.

Indicaciones de uso:

- Impresiones funcionales de boca cerrada con Activadores 1 Plus y 2 Plus de Xantopren® function
- Impresiones funcionales de boca abierta con Activador universal Plus

Color del producto: amarillo claro

Precauciones para el manejo: Antes de la primera utilización, realizar una inspección visual para detectar posibles daños en el producto. No utilizar productos dañados. Cerrar con cuidado después de usar. Utilice sólo los accesorios que se incluyen con el envase (cuuchilla de extracción, cuvetas-gotitas). Los materiales de impresión frágidos con elastómero son químicamente inertes. Evitar manchas en bolas de laboratorio y otras telas.

Procedimiento:

Relaciones de mezcla : 1 cuillère de extracción de Xantopren® function (0,5 ml/14,4 g) con

A: 4 gotas de Activador Xantopren® function no. 1 Plus (rojo) (0,08 ml/0,09 g) y 4 gotas de Activador Xantopren® function no. 2 Plus (amarillo claro) (0,11 ml/0,10 g) o


B: 6 gotas de Activador Xantopren® function Activator No. 1 Plus (rojo) (0,13 ml/0,13 g) y 6 gotas de Activador Xantopren® function Activator No. 2 Plus (amarillo claro) (0,17 ml/0,16 g) o

C: 3 gotas Activator universal Plus liquido (0,07 ml/0,07 g) o

D: 2 gotas d'Activator universal Plus pâte (0,10 ml/0,11 g).

Mesclar: Aplanar el Xantopren® sobre el bocal de mezcla hasta obtener un delgado disco. Usando la espátula, practicar unas cuantas supercicies cruzadas en la masilla. Añadir Activador Xantopren® function no. 1 Plus y no. 2 Plus de acuerdo a los apartados A o B. Alternativamente, utilizar liquido Activator universal Plus alrededor a la parte A o la parte B. Espesar durante 30 a 60 segundos.

Toma de impresión: La duración de la fase plástica en la boca, antes del fraguado (ver cuadro), depende del activador y de las relaciones de mezcla.



Ces données s'entendent à température ambiante de 23 °C / 73 °F, et à un degré d'humidité relative de 50%.

Los datos indicados corresponden a nuestros conocimientos y se basan en investigaciones internas.

Mise à jour de l'information : 09.2009

## Xantopren® function

Massa siliconica speciale per il rilevamento delle impronte funzionali.

Indicazioni di uso:

- Impressioni funzionali a bocca chiusa, con gli attivatori Xantopren® function 1 Plus e 2 Plus
- Impressioni funzionali a bocca aperta, con l'attivatore per Activator universal Plus

Colori del prodotto: giallo chiaro

Avvertenze: Prima del primo utilizzo, effettuare un controllo visivo per escludere eventuali danni. Non utilizzare i prodotti se sono danneggiati. Dopo l'uso chiudere accuratamente la confezione. Utilizzare esclusivamente gli accessori inclusi nella confezione (cucchiaia di estrazione, cuvette-gotte).

Lavorazione:

1 cuochio dosare resina di Xantopren® function (8,5 ml/14,4 g) con:

A: 4 gocce di Xantopren® function Activator nr. 1 Plus (rosso) (0,08 ml/0,09 g) o alia 4 gocce di Xantopren® function Activator nr. 2 Plus (giallo chiaro) (0,11 ml/0,10 g) o oppure

B: 6 gocce di Xantopren® function Activator nr. 1 Plus (rosso) (0,13 ml/0,13 g) o alia 6 gocce di Xantopren® function Activator nr. 2 Plus (giallo chiaro) (0,17 ml/0,16

# Xantopren® function

Avtrysksmaterial på silikonbasis för funktionsavtryck.

Användning:

- Funktionsavtryck med ständigt mun med Xantopren® funktion Activator 1 Plus och 2 Plus

- Funktionsavtryck med öppen mun med Activator universal Plus

Produktförlag: Isgulj

Hantering: Kontrollera att produkten inte är skadad innan den används första gången. Skadade produkter får inte användas. Tillslit nogar efter användning. Använd endast de tillbehör som medföljer förpackningen (sked, pipett). Blandade elastomer-avtryksmaterial är kemiskt resitativa, undvik därför att ta materialet på kläderna.

Användningsdag: Dosinger: 1 skje Xantopren® funktion Activator 1 Plus (0,08 ml/0,09 g) och 4 droppar Xantopren® funktion Activator 2 Plus (lysegrönt) (0,11 ml/0,10 g) eller

B: 6 droppar Xantopren® funktion Activator 1 Plus (red) (0,13 ml/0,13 g) och 6 droppar Xantopren® funktion Activator 2 Plus (lysegrönt) (0,17 ml/0,16 g) eller

C: 3 droppar Activator universal Plus liquid (0,07 ml/0,07 g) eller

D: 2 droppar Activator universal Plus liquid (0,07 ml/0,07 g) eller

Blandning: Bred ut den uppmärtna mängden Xantopren® på blandningsblocket i form av en platt kakor, gör några räffningar med spetsen. Tillsätt droppar Xantopren® funktion Activator 1 Plus och 2 Plus motvarande dosering A eller B resp. Activator universal Plus liquid motvarande dosering C. Dosaera alternativt Activator universal Plus pasta motvarande dosering D på blandningsblocket. Blanda direkt alla komponenter ordentligt med spetsen.

Avtryck: Tiden för den plastiska formbarheten i munnen och erforderlig tid till slutlig stötning (se grafik) beror på typ av Activator resp. vol. dosering.

Sätt in skeden → Ta ut skeden → Följande tider gäller:

Blandning	Fyll skeden	FUNKTIONELL DEFORMATION	Slutgiltig hårddring
Blandningsstid		Deformationstid Tid i munen (fr.o.m. placering)	Tidig hårddring Totala stötningstid (fr.o.m. blandningsblocken)

Alla uppgifter baseras på en rumstemperatur av 23 °C / 73 °F, 50% relativ luftfuktighet.

Angivna data är baserade på våra egna kunskaper och resultat från interna tester.

## Bruksanvisning SE

Förvaring av avtrycket:

Det gäller inga särskilda förvaringsföreskrifter. Avtrycket kan lagras längre.

Modellfremställning:

Utsläppning av avtrycket kan ske mellan min. 15 minuter och max 24 timmar efter uttagning ur munnen.

Inga ytterligare tidsinskränkningar förekommer.

Rekommenderat modellmaterial:

Gips klass III t.ex. MOLDANO®

Gips klass IV t.ex. MOLDASTONE®/MOLDASYNTH®

Galvanisering:

Avtrycken kan galvaniseras i en vatten natrumhypokloritlösning (5,25%, upp till 10 min.) eller med andra, för silicon lämpliga desinfektionslösningar, enligt tillverkarens föreskrifter.

Desinfektion:

"(DGZMK 3/93 V.1.0)

Vid häftning:

Låtentändigt. Farligt vid inhandling. Irritation av ögon-, andningsorgan och hud kan förekomma. Vid borrhning, sköjd med mycket vatten och konsumera ögonläkare. Undvik hudenkontakt. Använd skyddskläder. I sällsynt fall kan exempelvis tarmvärd uppstå. Överkänsliga personer kan få allergiska reaktioner av produkten. Recomenderas inte för ammende kvinnor eller barn under sex år. För endast användas av tandvårdspersonal.

Lagring:

Lagra ej över 25°C/77°F!

Påverkan av konsistens:

Låtentändigt. Farligt vid inhandling. Irritation av ögon-, andningsorgan och hud kan förekomma. Vid borrhning, sköjd med mycket vatten och konsumera ögonläkare. Undvik hudenkontakt. Använd skyddskläder. I sällsynt fall kan exempelvis tarmvärd uppstå. Överkänsliga personer kan få allergiska reaktioner av produkten. Recomenderas inte för ammende kvinnor eller barn under 6 år. För endast användas av tandvårdspersonal.

Angivna data är baserade på våra egna kunskaper och resultat från interna tester.

Version: 09.2009

# Xantopren® function

Spesialavtryksmasse på silikonbasis till funktionsavtryck.

Användningsområde:

- Funktionsavtryck med lukket mund i förbindelse med Xantopren® funktion Activators 1 Plus och 2 Plus

- Funktionsavtryck i förbindelse med Activator universal Plus

Produktförlag: Isgulj

Anvisningar för brug: Produktet skal kontrolleres visuelt før beskædgetier, før det bruges første gang. Hvis produktet er beskædget, må det ikke tages i brug. Der må kun anvendes det ekstraudstyr, der er vedlagt pakken (ske, pipette). Al bundne elastomer-avtryksmaterialer er kemisk bestandige, derfor kontakt med beklædningerne understøttes.

Forberedning:

Dosering: 1 ske Xantopren® funktion Activator 1 Plus (0,08 ml/0,09 g) og 4 dråber Xantopren® funktion Activator 2 Plus (lysegrøn) (0,11 ml/0,10 g) eller

B: 6 dråber Xantopren® funktion Activator 1 Plus (red) (0,13 ml/0,13 g) og 6 dråber Xantopren® funktion Activator 2 Plus (lysegrøn) (0,17 ml/0,16 g) eller

C: 3 dråber Activator universal Plus liquid (0,07 ml/0,07 g) eller

D: 2 dæmlestreg Activator universal Plus Liquid (0,10 ml/0,11 g) eller

Blandning: Bred ut den oppevante mængden Xantopren® på blandningsblokken med spartelen trykkes nogen gange. Derefter tilsettes på blandningsblokken dræbene Xantopren® funktion Activator 1 Plus og 2 Plus i det under A eller B angivne doseringerforhold, hvil. Activator universal Plus liquid i det under C angivne doseringerforhold, eller der tilsettes Activator universal Plus Paste i det under D angivne doseringerforhold. Derefter blændes komponenterne grundigt ved hjælp af spartelen.

Avtყikk: Hvis lenge, massen plastisk kan formes i munnen, og den nødvendige tid, indtil endelig støtning sker, se grafisk fremstilling af hvilken type Activator, hvil. valgt dosering.

Ske indsatdes → Ske udtages → Følgende tider gäller:

Blandning	Fyll skeen	FUNKTIONELL FORMING	Endelig hårddring
Blandningsstid		Formingtid Tid i munen (min. fra indsatdes)	Totala stötningstid (min. fra blandningsblocken)

Alla uppgifter gäller på en omgivelsestemperatur på 23 °C / 73 °F, 50% relativ luftfuktighet.

De oplyste data repræsenterer vores bedste viden og er baseret på interne undersøgelser.

Ajourert: 09.2009

# Xantopren® function

Spesialavtryksmasse baserende på silikon til funktionsavtrykk.

Indikasjonsområde:

- Munlukket funktionsavtrykk i forbindelse med Xantopren® funktion activatorer 1 Plus og 2 Plus

- Munpenet funktionsavtrykk i forbindelse med Activator universal Plus

Produktførlag: Isgulj

Henvendinger angående bruk: Kontroller visualt om det er skader før førstegangsbruk. Produkter som er skadet, må ikke benyttes. Lukkes omhyggelig etter bruk. Venligst bruk bare tilbehør som følger med pakken (ske, dræpetel). Elastomer-avtryksmaterialer er kjemisk holdende, derfor kontakt med klær unngås.

Behandling:

Dosering: 1 ske Xantopren® funktion Activator 1 Plus (0,08 ml/0,09 g) med

A: 4 dråber Xantopren® funktion Activator 1 Plus (red) (0,08 ml/0,09 g) og 4 dråber Xantopren® funktion Activator 2 Plus (lysegrøn) (0,11 ml/0,10 g) eller

B: 6 dråber Xantopren® funktion Activator 1 Plus (red) (0,13 ml/0,13 g) og 6 dråber Xantopren® funktion Activator 2 Plus (lysegrøn) (0,17 ml/0,16 g) eller

C: 3 dråber Activator universal Plus liquid (0,07 ml/0,07 g) eller

D: 2 dæmlestreg Activator universal Plus Liquid (0,10 ml/0,11 g) eller

Blandning: Oppløs Xantopren® funktion masse ved å flattspenne på blandningsblokken med spartelen trykkes nogen gange. Derefter tilsettes på blandningsblokken dræbene Xantopren® funktion Activator 1 Plus og 2 Plus i det under A eller B angivne doseringerforhold, hvil. Activator universal Plus liquid i det under C angivne doseringerforhold. Derefter blændes komponentene grundigt ved hjælp af spartelen.

Avtყikk: Hvis lenge, massen plastisk kan formes i munnen, og den nødvendige tid, indtil endelig støtning sker, se grafisk fremstilling af hvilken type Activator, hvil. valgt dosering.

Ske indsatdes → Ske fyldes → Følgende tider gäller:

Blandning	Fyll skeen	FUNKTIONELL FORMING	Endelig hårddring
Blandningsstid		Formingtid Tid i munen (min. fra indsatdes)	Totala stötningstid (min. fra blandningsblokken)

Alla uppgifter gäller på en omgivelsestemperatur på 23 °C / 73 °F, 50% relativ luftfuktighet.

De oplyste data repræsenterer vores bedste viden og er baseret på interne undersøgelser.

Ajourert: 09.2009

# Xantopren® function

Spesialavtryksmasse baserende på silikon til funktionsavtrykk.

Indikasjonsområde:

- Munlukket funktionsavtrykk i forbindelse med Xantopren® funktion activatorer 1 Plus og 2 Plus

- Munpenet funktionsavtrykk i forbindelse med Activator universal Plus

Produktførlag: Isgulj

Henvendinger angående bruk: Kontroller visualt om det er skader før førstegangsbruk. Produkter som er skadet, må ikke benyttes. Lukkes omhyggelig etter bruk. Venligst bruk bare tilbehør som følger med pakken (ske, dræpetel). Elastomer-avtryksmaterialer er kjemisk holdende, derfor kontakt med klær unngås.

Behandling:

Dosering: 1 ske Xantopren® funktion Activator 1 Plus (0,08 ml/0,09 g) med

A: 4 dråber Xantopren® funktion Activator 1 Plus (red) (0,08 ml/0,09 g) og 4 dråber Xantopren® funktion Activator 2 Plus (lysegrøn) (0,11 ml/0,10 g) eller

B: 6 dråber Xantopren® funktion Activator 1 Plus (red) (0,13 ml/0,13 g) og 6 dråber Xantopren® funktion Activator 2 Plus (lysegrøn) (0,17 ml/0,16 g) eller

C: 3 dråber Activator universal Plus liquid (0,07 ml/0,07 g) eller

D: 2 dæmlestreg Activator universal Plus Liquid (0,10 ml/0,11 g) eller

Blandning: Oppløs Xantopren® funktion masse ved å flattspenne på blandningsblokken med spartelen trykkes nogen gange. Derefter tilsettes på blandningsblokken dræbene Xantopren® funktion Activator 1 Plus og 2 Plus i det under A eller B angivne doseringerforhold, hvil. Activator universal Plus liquid i det under C angivne doseringerforhold. Derefter blændes komponentene grundigt ved hjælp af spartelen.

Avtყikk: Hvis lenge, massen plastisk kan formes i munnen, og den nødvendige tid, indtil endelig støtning sker, se grafisk fremstilling af hvilken type Activator, hvil. valgt dosering.

Ske indsatdes → Ske fyldes → Følgende tider gäller:

Blandning	Fyll skeen	FUNKTIONELL FORMING	Endelig hårddring
Blandningsstid		Formingtid Tid i munen (min. fra indsatdes)	Totala stötningstid (min. fra