

## Gebrauchsinformation

Kettenbach GmbH & Co. KG,  
Im Heerfeld 7, 35713 Eschenburg, Germany



# Orthoskavident® C

Nur für den dentalen Gebrauch durch  
Fachpersonal.

## Zusammensetzung

**Orthoskavident® C** enthält: 2-Propanol, reinst, DAB, Ph. Eur., BP, USP, Aceton, reinst, Ph. Eur., BP, NF

## Anwendungsgebiete:

**Orthoskavident® C** dient zum Reinigen und Trocknen präparierter Kavitäten und Zahnstümpfe und ermöglicht so eine optimale Haftung von Füllungen, Klebern und Befestigungsmaterialien.

**Gegenanzeigen:** Keine bekannt.

**Nebenwirkungen:** Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:** Keine bekannt.

## Art und Dauer der Anwendung:

Ein Wattepellet wird mit **Orthoskavident® C** getränkt. Mit diesem getränkten Wattepellet können präparierte Kavitäten oder Zahnstümpfe durch vorsichtiges Abtupfen gereinigt oder getrocknet werden.

Großflächiger Kontakt mit der Mundschleimhaut führt zur Austrocknung und Entfettung und ist zu vermeiden.

Bei Anwendung dentaler Ätzmittel ist darauf zu achten, dass zuvor aufgebrachtes **Orthoskavident® C** vollständig abgetrocknet ist, um zu tiefes Eindringen der Ätzmittel in die Zahnschubstanz zu vermeiden.

## Hinweise:

Um Kontaminationen zu vermeiden, die für eine Patientenanwendung benötigte Menge **Orthoskavident® C** in ein Dappenglas (oder anderen Glasbehälter) einfüllen und von dort aufnehmen, Reste verwerfen.

Nach Gebrauch sofort mit Originalverschluss sorgfältig verschließen.

Lagerungsbedingungen: Trocken, vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren. Lagerung bei Raumtemperatur, extreme Temperaturbereiche vermeiden.

Bestimmungsgemäße Anwendung liegt in der Verantwortung des Anwenders.

Nicht nach Ablauf des Verfalldatums anwenden.

Normalerweise werden durch dieses Produkt keine allergischen Reaktionen hervorgerufen; bei empfindlichen Personen kann eine allergische Reaktion auf dieses Produkt jedoch nicht ausgeschlossen werden.

## Sicherheitshinweise:

Leicht entzündliche Flüssigkeit.

|                |  |
|----------------|--|
| H225           | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.   |
| H319           | Verursacht schwere Augenreizung.   |
| H336           | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.   |
| EUH066         | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.  |
| P210           | Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.  |
| P233           | Behälter dicht verschlossen halten.  |
| P305+P351+P338 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |

Bei Verschütten oder Bruch der Flasche ausgelaufenes **Orthoskavident® C** sofort mit viel Wasser verdünnen und aufnehmen. Raum gut lüften.



Die Angaben über Kettenbach-Produkte beruhen auf umfangreicher Forschung und anwendungstechnischer Erfahrung.

Wir vermitteln diese Ergebnisse nach bestem Wissen, behalten uns aber technische Änderungen zur Produktentwicklung vor.

Das entbindet den Benutzer der Produkte jedoch nicht davon, die Empfehlungen und Angaben bei Gebrauch zu beachten.

Stand der Information: 9. Januar 2012

Made in Germany  
37205/0312

## Directions for Use

Kettenbach GmbH & Co. KG,  
Im Heerfeld 7, 35713 Eschenburg/Germany



For professional use only.  
Caution: Federal (U.S.A.) Law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

# Orthoskavident® C

## Composition

**Orthoskavident® C** contains: 2-Propanol, purest, DAB, Ph. Eur., PB, USP, Acetone, purest, Ph. Eur., BP, NF

## Range of indications

**Orthoskavident® C** is for cleaning and drying cavities and teeth after preparation thus permitting fillings, adhesives and other luting materials to bond properly.

**Contraindications:** None known.

**Side effects:** Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness.

**Interactions with other medication:** None known.

## Mode of application

Soak a cotton pledget in **Orthoskavident® C** and use it to dab prepared cavities or preparations carefully to clean and dry them. Contact with larger areas of oral tissues causes dehydration and degreasing and must be avoided.

If you are using dental cauterization supplies, make sure that the previously applied Orthoskavident® C has dried completely to ensure that the excessive penetration of the tooth by the cauterization substance can be ruled out with certainty.

## Note:

To prevent contamination, place the quantity of Orthoskavident® C required into a mixing glass (or any other glass container) and obtain the material needed from this container. Dispose of any residues.

Once you have removed the quantity you need from the original container, please close this container immediately.

Storage conditions: Store in a dry place at room temperature; do not expose to sunlight and avoid exposure to extreme temperature fluctuations.

The user is responsible for the proper utilization of the product.

Do not use after expiration date.

The product does not normally cause allergic reactions. However, for sensitive persons, an allergic reaction to the product cannot be ruled out.

## Please note

Highly flammable liquid.

|                |  |
|----------------|--|
| H225           | Highly flammable liquid and vapour.  |
| H319           | Causes serious eye irritation.   |
| H336           | May cause drowsiness or dizziness.   |
| EUH066         | Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.  |
| P210           | Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.   |
| P233           | Keep container tightly closed.   |
| P305+P351+P338 | IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. |

If Orthoskavident® C leaks out due to spillage or bottle breakage, dilute immediately with large quantities of water and wipe up. Ventilate the room well.



The information provided for Kettenbach products is based on comprehensive research and experience in application technology. Results are furnished to the best of our knowledge, subject to technical changes within the framework of product development. However, users must comply with and consider all recommendations and information in connection with any use.

Updated: 9th January 2012

Made in Germany  
37205/0312