

Prior to use, carefully read
the instructions for use.

EN

UNIFAST LC

LIGHT CURED ACRYLIC RESIN

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

Direct technique using a hand held visible light curing device (470 nm wavelength).
Indirect technique using a table top curing unit (470 nm wavelength).
By pressure and/or paint on techniques.

1. Temporary crowns, bridges, inlays and onlays.
2. Fixing the position of metal cast crowns for soldering.
3. Repair of dentures.
4. Individual tooth trays, individual trays.
5. Orthodontic plates.
6. Check bite, splint, rebase, night guard, etc.


CONTRAINdications

In rare cases the product may cause sensitivity in some people.
If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE

- a) The standard powder/liquid ratio is 1.0g/0.5mL (first graduation on the powder measure/21 drops of liquid).
- b) Add powder to liquid in the mixing cup and mix quickly for 10-15 seconds.

The following illustrates the lapsed time stages in polymerisation :



c) Use the slurry or dough according to application using standard techniques.

d) When all necessary corrections or adjustments have been made, light cure the resin using an appropriate visible light curing device (470 nm wavelength).

Note :
1. Quality of cure, and depth of cure, vary depending on the light source used, and on the translucency or opacity of the shade of resin.

	Depth of cure (mm)			
	Translucent	Ivory	Pink # 3/E	Live Pink # 8
Hand held: 20 seconds	6-9	3-4	2-3	3-4
60 seconds	13-16	5-6	3-4	5-7

The above are typical values and are given for guidance only.

2. Light cure within 1 hour from starting the mix.

3. GC UNIFAST LC can also be cured chemically in 5 minutes in water at 60°C (140°F).

4. Do not use powder or liquid with components of other brands of acrylic resin.

STORAGE

Store in a cool dark place away from direct sunlight.
(Shelf life : 3 years from date of manufacture)

PACKAGES

1. Bottle of 50g powder.
2. Box of 30g liquid (2 x 15g or 14.3mL).

3. 1-2 package* : 1 x 50g powder, 2 x 15g (14.3mL) liquid, accessories.

* Not available in Europe.

SHADES

1. Crown colour Ivory*, A2, A3, B2, B3, C2

2. Gingival colour* Pink # 3, Live Pink # 8 (veined), Pink E

3. Translucent Translucent

* Not available in Europe.

CAUTION

1. The liquid is volatile and highly flammable. Close the bottle immediately after use and keep away from sources of ignition.

2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.

Last revised : 04/2009

CE 0086

'GC.'

MANUFACTURED by
GC DENTAL PRODUCTS CORP.

2-285 Torimatsu-cho, Kasugai, Aichi 486-0844, Japan

DISTRIBUTED by
GC CORPORATION

76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU : GC EUROPE N.V.

Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,

B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

GC AMERICA INC.

3737 West 27th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

TEL: +1-708-597-0900.

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.

19 Loyang Way, #06-27 Singapore 508724

TEL: +65 6546 7588

PRINTED IN JAPAN

Prior to use, carefully read
the instructions for use.

EN

UNIFAST LC

LICHTHÄRTENDER KUNSTSTOFF

Nur von zahnärztlichem Fachpersonal für die genannten Anwendungsbereiche verwenden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Direktes Verfahren durch Lichthärtung mit der Handlampe (470 nm Wellenlänge).
Indirektes Verfahren mit Tischgerät (470 nm Wellenlänge). Durch Druck- und/oder Pinselftechniken.


1. Provisorische Kronen, Brücken, Inlays und Onlays.
2. Fixieren der Position von Metallgußkronen zum Löten.
3. Reparatur von Prothesen.
4. Individuelle Löffel.
5. Kieferregulierungsapparaturen.
6. Bißregistrierung, Schiene, Rebase, Nachtschienen usw.

GEGENANZEIGEN

In seltenen Fällen kann das Produkt bei einigen Personen Überempfindlichkeiten hervorrufen. Falls solche Reaktionen beobachtet werden, das Produkt nicht weiter anwenden und einen Arzt aufsuchen.

VERARBEITUNGSANLEITUNG

- a) Das Standardverhältnis von Pulver/Flüssigkeit beträgt 1,0g/0,5mL (erste Gradeinteilung auf dem Pulvermeßbecher/21 Tropfen Flüssigkeit).
- b) Das Pulver zur Flüssigkeit im Mischnapf geben und die Mischung 10-15 Sekunden schnell umrühren. Die folgende Darstellung zeigt die Zeitabläufe bei der Polymerisation:



c) Use the slurry or dough according to application using standard techniques.

d) When all necessary corrections or adjustments have been made, light cure the resin using an appropriate visible light curing device (470 nm wavelength).

Note :

1. Quality of cure, and depth of cure, vary depending on the light source used, and on the translucency or opacity of the shade of resin.

	Depth of cure (mm)			
	Translucent	Ivory	Pink # 3/E	Live Pink # 8
Hand held: 20 seconds	6-9	3-4	2-3	3-4
60 seconds	13-16	5-6	3-4	5-7

The above are typical values and are given for guidance only.

2. Light cure within 1 hour from starting the mix.

3. GC UNIFAST LC can also be cured chemically in 5 minutes in water at 60°C (140°F).

4. Do not use powder or liquid with components of other brands of acrylic resin.

STORAGE

Store in a cool dark place away from direct sunlight.

(Shelf life : 3 years from date of manufacture)

PACKAGES

1. Bottle of 50g powder.

2. Box of 30g liquid (2 x 15g or 14.3mL).

3. 1-2 package* : 1 x 50g powder, 2 x 15g (14.3mL) liquid, accessories.

* Not available in Europe.

SHADES

1. Crown colour Ivory*, A2, A3, B2, B3, C2

2. Gingival colour* Pink # 3, Live Pink # 8 (veined), Pink E

3. Translucent Translucent

* Not available in Europe.

CAUTION

1. The liquid is volatile and highly flammable. Close the bottle immediately after use and keep away from sources of ignition.

2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.

Last revised : 04/2009

EN

Vor der Benutzung bitte die
Gebrauchsanweisung gründlich lesen!

DE

UNIFAST LC

RÉSINE ACRYLIQUE PHOTOPOLYMÉRISABLE

Ce produit est réservé à l'Art Dentaire selon les recommandations d'utilisation.

UTILISATION

Téchnique directe avec un activateur lumineux manuel (470 nm de longueur d'onde).
En méthode indirecte avec une unité de polymérisation à plateau (470 nm de longueur d'onde).
En méthode de compression et en technique au pinceau.


1. Couronnes, bridges, inlays et onlays temporaires.
2. Positionnement des couronnes en métal coulée pour soudure.
3. Réparation de prothèses.
4. Porte-empreinte unitaire ou porte-empreinte individuel.
5. Plaques orthodontiques.
6. Contrôle de mordu, rebasage, attelle de contention nocturne, etc...

CONTRE-INDICATION

Dans de rares cas, ce produit peut entraîner, chez certaines personnes, une réaction allergique. Si cela se produit, cessez d'utiliser ce produit et consulter un médecin.

MODE D'EMPLOI

- a) Le ratio standard Poudre/Liquide est de 1,0g/0,5mL (1ère graduation de poudre, 21 gouttes de liquide).
- b) Ajouter la poudre au liquide dans le bol de mélange et mélanger rapidement pendant 10-15 secondes. Ce qui suit, montre les temps écoulés et les différents stades de polymérisation.



c) Utiliser une consistance coulante ou pâteuse selon l'application en utilisant les techniques standard.

d) Quand toutes les corrections et les ajustements ont été faits, photopolymériser avec un activateur lumineux approprié (470 nm de longueur d'onde);

Hinweise:
1. Qualität und Stärke der Aushärtung variieren je nach verwendeter Lichtquelle und je nach Transluzenz und Deckfähigkeit der Farbschattierung des Kunststoffs.

Notes:

1. La qualité et la profondeur de la polymérisation dépendent de l'activateur lumineux utilisé, et de la translucidité ou de l'opacité de la teinte de la résine.

	Profondeur de polymérisation (en mm)			
	Translucide	Ivoire	Rose # 3/E	Rose veiné # 8
Handlampe 20 sek	6-9	3-4	2-3	3-4
60 sek	13-16	5-6	3-4	5-7

	Profondeur de polymérisation (en mm)			
	Translucide	Ivoire	Rose # 3/E	Rose veiné # 8
Appareil				

Lees voor gebruik zorgvuldig
de gebruiksaanwijzing.

NL

UNIFAST LC

LICHTUITHARDENDE KUNSTSTOF

Aleen te gebruiken in de vermelde toepassing door tandheelkundig gekalficeerden.

TOEPASSINGEN

In de directe techniek met een composietlamp (470 nm golfslengte). Indirecte techniek met een tafelpolymerisatieapparaat (470 nm golfslengte). Met de pers-of penseeltechniek.


1. Tijdelijke kronen, bruggen, inlays en onlays.
2. In positie fixeren van te solderen metalen gietstukken.
3. Reparatie van prothesen.
4. Individuele afdrukkels.
5. Orthodontische platen.
6. Beetcontrole, splints, rebasing, fixatieplaten etc.

CONTRA- INDICATIES

Bij sommige personen kan een overgevoeligheid voor het product niet worden uitgesloten. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan moet de toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.

GEBRUIKSAANWIJZING

- a) De standaard poeder-vloeistofverhouding is 1,0g/0,5mL, (eerste deelstroom van het poedermaatje met 21 druppels vloeistof).
- b) Voeg het poeder aan de vloeistof in de mengbekers toe en meng snel gedurende 10-5 seconden. De volgende afbeelding geeft het tijdsduur aan tot polymerisatie:



c) Gebruik het materiaal in het visceuse-of het deegstadium naargelang de standaard techniek.

d) Wanneer de nodige correcties en aanpassingen zijn doorgevoerd, wordt de kunststof ge polymeriseerd met een geschikt apparaat (470 nm golfslengte).

Opmerkingen:
1. De kwaliteit en diepte van de polymerisatie variëren in afhankelijkheid van de toegepaste lichtbron, de translucentie of opaciteit en de kleur van de kunststof.

	Uithardingsdiepte (mm)			
	Translucent	Ivory	Pink # 3/E	Live Pink # 8
Composietlamp				
20 seconden	6-9	3-4	2-3	3-4
60 seconden	13-16	5-6	3-4	5-7
Tafelapparaat				
1 minuut	10	3	2	5
10 minuten	>25	16	16	24

De bovengenoemde specifieke waarden dienen alleen als richtsnoer.

2. Polymeriseer binnen 1 uur na begin mengen.
3. GC UNIFAST LC kan ook chemisch worden uitgeharden door 5 minuten ondertempeling in water van 60°C (140°F).
4. Gebruik poeder en vloeistof niet in combinatie met componenten van andere acrylaten

OPSLAG
Bewaar op een koele plaats buiten het bereik van direct zonlicht.
(Houdbaarheid : 3 jaar vanaf de datum van fabricage)

VERPAKKINGEN
1. Fles met 50g poeder
2. Fles met 30g (2 x 15g of 14,3mL) vloeistof.
3. 1-2 verpakking* : 1 x 50g poeder, 2 x 15g (14,3mL) vloeistof, accessoires.
*Niet leverbaar in Europa

KLEUREN
1. Tandkleur Ivory*, A2, A3, B2, B3, C2
2. Tandvleeskkleur* Pink # 3, Live Pink # 8 (geaderd), Pink E
3. Doorschijnend Translucent

*Niet leverbaar in Europa

WAARSCHUWING
1. De vloeistof is vluchtig en licht ontvlambaar. Sluit de fles direct na gebruik en houd het verwijderd van ontstekensbronnen.
2. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk met water spoelen en medisch advies inwinnen.

Laatste herziening : 04/2009

UNIFAST LC

LYSPOLYMERISERENDE AKRYL

Udelukkende til benytelse af tandlæger/ tandteknikere til de i denne brugsanvisning beskrevne indikationer.

INDIKATIONER

Direkte teknik vha. håndpolymeriseringslampe (470 nm bølgelængde). Indirekte teknik med på bænk placeret hårdlægn (væglængd : 470 nm). Vha. presse og/eller penselopbygningsteknik.


1. Temporære kroner, broer, inlägg och onlays.
2. Fixering af emner ved lodning.
3. Reparation af proteser.
4. Enkeltkrona/aftryksskeer, individuelle aftryksskeer.
5. Orthodontiske plader.
6. Sammenbind, splints, rebasing, bideskinne.

KONTRAINDIKATIONER

I sällsynta individuella fall kan produkten orsaka sensibilisering. Ifall detta skulle inträffa, använd inte produkten på patienten ifråga samt härvära patienten till dermatologisk läkarmottagning.

BRUGSANVISNING

- a) Standardbländningsforholdet er 1,0g pulver til 0,5mL væske (første mål på pulvermælbeageret og 21 dråber væske).
- b) Tilsæt pulveret til væskens i blandekoppen, og bland i 10-15 sekunder. Tidsskemaet herunder viser de forskellige stadier i polymeriseringen:



c) Anvend materialet i det flydende eller dejagtige stade afhængig af den valgte teknik.

d) Når alle nødvendige korrektioner og justeringer er foretaget, lyspolymeriser akrylen med et hensigtsmæssigt lyspolymeriseringsapparat (synligt lys = 470 nm bølgelængde). OBS:

1. Polymeriseringens kvalitet och djupgående varierar med den i justkälla som används och på translucensen eller hur opak den färg som används är.

	Hårdningsdjup (mm)			
	Translucent	Ivory	Pink # 3/E	Live Pink # 8
Handlampa:				
20 sekunder	6-9	3-4	2-3	3-4
60 sekunder	13-16	5-6	3-4	5-7
Ljusugn:				
1 minut	10	3	2	5
10 minuter	>25	16	16	24

Värdena ovan är genomsnittsvärden och endast avsedda som vägledning.

2. Materialialet skal polymeriseres indenfor 1 time fra start af blanding.
3. GC UNIFAST LC kan også polymeriseres ved 5 minutters henstand i 60°C varmt vand.
4. Anvend ikke pulver eller væska sammen med andre akrylkomponenter.

OPBEVARING

Materialet opbevares på et køligt mørkt sted.
(Lagringstid : 3 år fra tillverkningsdato)

PAKNINGER

1. 50g pulver.
2. 30g væske (2 x 15g).
3. 1-2 pakning* : 1 x 50g pulver, 2 x 15g (14,3mL) væske og tilbehør.

*Ikke tilgængelig i Europa.

FARVER

1. Kronefarvet Ivory*, A2, A3, B2, B3 och C2
2. Gingivafarvet* Pink # 3, Live Pink # 8 (veined), Pink E
3. Klar Translucent

* Dessa färger salufördes ej i Europa.

ADVARSEL

1. Væskens er yderst flygtig og synnerlig eldfarlig. Luk flasken umiddelbart efter anvendningen og skyld den fra alt som kan orsaka antænding.
2. Om materialet kommer i kontakt med øjenene: Skål omhyggeligt med vand og søg læge.

Sidst revideret : 04/2009

UNIFAST LC

LYSHÄRDANDE AKRYLAT

Denna produkt skall användas endast av därtill auktorisera personal, och endast för de applikationer som beskrivs i denna bruksanvisning.

ANVÄNDNINGSMÖRÅDEN

Direkt teknik med i handen hållen hårdlampa (väglängd : 470 nm). Indirekt teknik med på bänk placerad hårdlagn (väglängd : 470 nm).

Vha. presse och/eller penselopbygningsteknik.

1. Temporära kronor, broar, inlägg och onlays.
2. Fixering av emner ved lodning.
3. Reparation af proteser.
4. Enkeltkrona/aftryksskeer, individuelle aftryksskeer.
5. Orthodontiske plader.
6. Sammenbind, splints, rebasing, bideskinne.

KONTRAINDIKATIONER

I sällsynta individuella fall kan produkten orsaka sensibilisering. Ifall detta skulle inträffa, använd inte produkten på patienten ifråga samt härvära patienten till dermatologisk läkarmottagning.


BRUGSANVISNING

a) Standardförhållandet pulver/vätska är 1,0g/0,5mL (första markeringen på pulvermælbeageret och 21 dråber väske)

b) Sätt pulveret till væskens i blandekoppen och blanda snabbt i 10-15 sekunder. Tidsskemaet herunder viser de olika stadierna i polymeriseringen

Blandningen påbörjas

Tid (min.)



c) Beroende applikation används med standardteknik materialet flytande eller med degkonsistens.

d) När alla nödvändiga korrigeringar och justeringar har gjorts, ljusthärdas resinet med anordning med synligt ljus av rätt väglängd (470 nm).

OBS:

1. Polymeriseringens kvalitet och djupgående varierar med den i justkälla som används och på translucensen eller hur opak den färg som används är.

Noter:

1. A quality da polymerização e a sua profundidade dependem da fonte de luz utilizada e da transparência ou opacidade da cor da resina.

2. Execute a fotopolimerização no período de 1 hora após o início da mistura.

3. GC UNIFAST LC também pode ser polimerizado quimicamente, colocando 5 minutos em água a 60°C (140°F).

4. Não utilizar o pó ou o líquido com componentes de outras marcas de resina acrílica.

Os valores indicados em cima são valores típicos e são dados apenas a título de orientação.

2. Execute a fotopolimerização no período de 1 hora após o início da mistura.

3. GC UNIFAST LC também pode ser polimerizado quimicamente, colocando 5 minutos em água a 60°C (140°F).

4. Não utilizar o pó ou o líquido com componentes de outras marcas de resina acrílica.

Armadzene num local fresco e escuro, afastado da luz directa do sol.

(Prazo de validade: 3 anos a partir da data de fabrico.)

EMLAGENS

1. Frasco com 50 g de pó.

2. Garrafa com 30g de líquido (2 x 15g ou 14,3 mL).

3. Embalagem 1-2* : 1 x 50g de pó, 2 x 15g (14,3mL) de líquido, acessórios

* não disponível na Europa

CORES