

Produktinformation

MD 550 Mundspülbecken-Reiniger

Eigenschaften

MD 550 aus der Dürr System-Hygiene ist ein aldehydfreies, gebrauchsfertiges Spezialpräparat mit antimikrobieller Wirkung für die gleichzeitige Reinigung und Pflege von Mundspülbecken in zahnärztlichen Behandlungseinheiten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Reinigern ist MD 550 besonders für alle Anlagen mit Amalgamabscheider geeignet. MD 550 entfernt Rückstände von Kalk, Blut, Plaquetfärbemitteln, Abformmaterialien etc. MD 550 zeichnet sich durch eine hervorragende Reinigungswirkung und sehr gute Materialverträglichkeit aus. MD 550 reinigt intensiv, riecht angenehm und schäumt nicht. Das Präparat enthält keine Scheuerkomponenten, so dass das Zerkratzen der Mundspülbecken und die Bildung von Rückständen verhindert wird.

Produktzusammensetzung

MD 550 enthält als Wirkstoffe Alkohole. 100 g MD 550 enthalten 40 g Ethanol, Tenside, organische Säuren, Hilfsstoffe und Benzylsalicylat in wässriger Lösung.

Mikrobiologische Wirksamkeit

MD 550 wirkt gegen Bakterien und Pilze¹⁾. Geprüft gemäß EN 13727, EN 13624.

¹⁾ Prüfung an *Candida albicans*.



MD 550 auf einen Blick

- Aldehydfreie Gebrauchslösung für die gleichzeitige Reinigung und Pflege von Mundspülbecken in zahnärztlichen Behandlungseinheiten – mit antimikrobieller Wirkung.
- Hervorragende intensive Reinigungswirkung – entfernt problemlos Rückstände von Kalk, Blut, Plaquetfärbemitteln, Abformmaterialien etc.
- Wirksam gegen Bakterien und Pilze.
- Geprüft gemäß europäischen Normen.
- Sehr gute Materialverträglichkeit – enthält keine Scheuerkomponenten; kein Zerkratzen der Mundspülbecken, keine Scheuerrückstände.
- Nicht schäumend – geeignet für alle Anlagen mit Amalgamabscheider.

DRUCKLUFT
ABSAUGUNG
BILDGEBUNG
ZAHNERHALTUNG
HYGIENE

Produktinformation

MD 550 Mundspülbecken-Reiniger

Anwendung

MD 550 wird unverdünnt angewendet. Einige Spritzer MD 550 in das Mundspülbecken geben und mit einem Schwamm oder einer Bürste unter gleichmäßigem Druck verteilen. MD 550 kurz einwirken lassen und mit Wasser nachspülen. MD 550 nach Bedarf, abends jedoch unbedingt vor der Desinfektion der Sauganlage, anwenden.

Umweltverhalten

MD 550 ist ökologisch unbedenklich, da alle Wirkstoffe und sonstigen organischen Substanzen bei geeigneter Verdünnung im Abwasser biologisch abbaubar sind. Die Verpackung ist aus Polyethylen und somit stofflich und thermisch verwertbar. Für Recycling Flasche ausspülen.

Physikalische Daten

Aussehen: klare, farblose, leicht viskose Flüssigkeit
Dichte: $D = 0,94 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$ (20 °C)
pH-Wert: $2,5 \pm 0,5$
Viskosität: ca 80 Sek. (DIN 53211)
Flammpunkt: 23 °C (DIN 51755)

Haltbarkeit

3 Jahre

Gebindegröße

800 ml-Flasche

Lagerung

Präparat möglichst kühl, jedoch nicht unter 5 °C lagern.

Allgemeine Hinweise

In die Mundspülbecken keine schäumenden oder scheuernden Desinfektions- oder Reinigungsmittel geben. Vorsicht beim Umgang mit alkoholempfindlichen Materialien (z.B. Acrylglas).

Gefahrenhinweise

Entzündlich. Flammpunkt nach DIN 51755 23 °C. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen. Bei der Arbeit Schutzhandschuhe tragen.

Unabhängige Gutachten – eigene Untersuchungen

Die Gutachten stehen Ihnen auf Anfrage zur Verfügung.