

Opalescence® Zahnaufhellungs-System

Beschreibung:

Opalescence® ist ein vom Zahnarzt kontrolliertes und überwachtes Zahnaufhellungssystem für Zuhause, das in Spritzen oder Portionskapseln abgegeben wird. Es ist ein klares, hochviskoses, klebriges, mit Aromen versehenes Carbamidperoxidgel in Konzentrationen von 10 % (3,6 % H₂O₂) und 16 % (5,8 % H₂O₂) (pH-Wert ca. 6,5).

Opalescence PF Carbamid-Peroxid-Gel enthält Kaliumnitrat und 0,11 Gew% (1100 ppm) Fluorid-Ionen. Opalescence PF hat sich auch als kariesreduzierend erwiesen; es wirkt sensibilitätsvermindernd, stärkt die Mikrohärtigkeit des Zahnschmelzes und verbessert den allgemeinen Gesundheitszustand des Schmelzes. Alle Opalescence-Produkte besitzen einzigartige Eigenschaften, wie z.B. langfristige Wirkstoff-Abgabe, Adhäsiveigenschaften und individuell gefertigte Applikationsschienen. Alle Opalescence-Produkte sind glutenfrei.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Opalescence wird zum vom Zahnarzt überwachten Aufhellen der Zähne für ein strahlenderes Lächeln und weißere Zähne verwendet und ermöglicht eine substanzschonendere Aufhellung im Vergleich zu Kronen, Verblendschalen usw. Da Restaurationsmaterialien nicht heller werden, empfiehlt sich ein Aufhellen dunkler Zähne vor dem Einsatz von Restaurationen und Anpassung der Restaurationen an die helleren Farbtöne (nach Aufhellungsverfahren zwei Wochen mit dem Einsetzen von Restaurationen warten).

Allgemeine Informationen:

Es ist auf die Schienen-Gestaltung zu achten, denn das klebrige, hochviskose Gel, das seinen Wirkstoff verzögert abgibt, verhält sich anders als andere Aufhellungsprodukte. Zur Verhinderung oder Reduzierung von Reizungen den Peroxidkontakt mit den Zahnoberflächen begrenzen und Kontakt mit Weichgeweben vermeiden. Bei Einhaltung der folgenden Anleitung erzielt man vorhersagbare Ergebnisse in Tagen statt in Wochen. Obwohl das Gel 8-10 Stunden lang im Mund aktiv bleibt, ist den Patienten zu folgenden empfohlenen Anwendungszeiten zu raten: Opalescence 10 % für 8-10 Stunden oder über Nacht; und Opalescence 16 % für 4-6 Stunden. Die Einhaltung der Anwendungszeiten und die richtige Anwendung von Opalescence können zu schnelleren Ergebnissen führen und die Langzeitexposition gegenüber Peroxid verringern. Zur Fertigung von individuellen Schienen eignet sich am besten ein weiches, dünnes Material (Soft-Tray® 0,035"), weil es besseren Tragekomfort bietet und weil dünnes Material den Patienten die Schiene weniger spüren lässt, da sie weniger Interokklusallraum einnimmt. Das Beschneiden und Reservoirs reduzieren zusätzlich den Druck auf die Zähne und die Gingiva.

Vorsichtsmaßnahmen für Europa:

1. Nicht bei Personen unter 18 Jahren anzuwenden.

2. Nur an Zahnarztpraxen abzugeben. Für jeden Anwendungszyklus muss die erste Anwendung durch einen Zahnarzt oder unter seiner direkten Aufsicht erfolgen, wenn ein gleichwertiges Sicherheitsniveau gewährleistet ist. Danach kann eine Übergabe an den Patienten zur Fortführung des Anwendungszyklus bis zum Ende erfolgen.

3. Enthält Natriumfluorid.

4. Bitte das auf der Umverpackung/Spritze oder Kapsel aufgedruckte Verfallsdatum beachten.

Vorbereitungen vor dem Verfahren:

1. Vor dem Aufhellen muss eine Diagnose erstellt werden. Stellen Sie sicher, dass das Zahnfleisch gesund ist, um Verletzungen am Zahnfleisch vorzubeugen. Fehlerhafte Restaurationen und/oder Karies sollten vorab restauriert werden. Freiliegende Zahnhälse können empfindlich reagieren. Patienten können milde oder mittelschwere Schmerzen empfinden, falls größere Flächen freiliegen oder wenn sich Restaurationen in mangelhaftem Zustand befinden. In manchen Fällen kann die Schiene entsprechend zuschneiden, oder die Flächen können mit einem Bondharz abgedeckt werden.

2. Entfernen Sie Zahnstein und äußerliche Verfärbungen. Warten Sie zwei bis drei Wochen mit dem Aufhellen, falls das Zahnfleisch dabei verletzt wurde. Dadurch wird die Empfindlichkeit reduziert.

3. Warten Sie zwei Wochen nach dem Aufhellen, bevor Sie farblich abgestimmte Füllungen oder Restaurationen auswählen und adhäsiv legen, da sich der Farbton in dieser Zeit stabilisiert. Das ist besonders wichtig beim Anpassen von permanenten, zahnfärbenden Restaurationen.

4. In einigen Fällen können nach dem Aufhellen in der Schiene neben Amalgamfüllungen violette Verfärbungen auftreten. Diese Verfärbungen haben nach unserer jahrelangen Erfahrung mit Aufhellungsverfahren keine Bedeutung.

5. Zähne können dunkler erscheinen, wenn sie große Amalgamfüllungen oder -aufbauten enthalten. Das liegt daran, dass interne Restaurationen durch den gebleichten Zahnschmelz deutlicher zu sehen sind. Dem Patienten sollte mitgeteilt werden, dass nach dem Aufhellen noch weitere umfassende ästhetische Restaurationsarbeiten nötig werden können.

6. Manche Zähne reagieren nicht auf das Aufhellen, und in einigen Fällen nimmt der Zahn die alte Farbe nach dem Aufhellen wieder an. Das liegt oft daran, dass es durch die Dehydrierung (und dann die Rehydrierung) zu einem temporären Farbwechsel der Zähne kommt. Bei intensiven Flecken werden die dickeren Bereiche des Zahnes weniger aufgehellt (d.h. das gingivale Drittel lässt sich weniger aufhellen als das mittlere und inzisale Drittel).

7. Die Behandlung sollte vermieden werden, wenn der Zahnarzt ein Risiko des Verschluckens oder Einatmens der Schiene befürchtet.

8. Die Schiene sollte bei Nichtgebrauch stets in der mitgelieferten Aufbewahrungs-Box des Opalescence Kits aufbewahrt werden.

9. Dunkle, devitale, endodontisch behandelte Zähne lassen sich schnell aufhellen, indem man den lingualen Zugang des Zahnes öffnet. Der Patient erhält eine Ultradent-Spritze mit einem Black Micro-Ansatz und wird dazu angewiesen, die Lingualöffnung mit Wasser auszuspülen und die Öffnung dann mit Opalescence aufzufüllen. Die Schiene wird dann gefüllt und darübergesetzt. Überprüfen Sie die Ergebnisse regelmäßig. Devitale Zähne können so innerhalb von 1-4 Tagen wesentlich aufgehellt werden.

Verfahren:

1. Fertigen Sie eine Schiene nach Laboranleitung an.

2. Die mitgelieferte Patientenanleitung zur Einweisung des Patienten in das Aufhellungsverfahren, die Applikation von Opalescence, die Reinigungstechnik und Schienenpflege einsetzen. Dem Patienten den Behandlungsablauf erläutern:

a. Die meisten Zahnärzte bevorzugen für ihre Patienten das Aufhellen über Nacht, da dies die maximale Wirkung bei geringem Einsatz von Aufhellungsmaterial bietet, denn während des Schlafs ist der Speichelfluss geringer. Die geringere Mundaktivität verhindert ein „Pumpen“ des Materials aus der Schiene. Opalescence 10 % für 8-10 Stunden oder über Nacht und Opalescence 16 % für 4-6 Stunden anwenden.

Hinweis: Nur Opalescence 10 % sollte über Nacht angewendet werden.

b. Alternative, individuelle Behandlungen können von 30 Minuten bis zu mehreren Stunden täglich festgelegt werden. Der Behandlungsverlauf hängt von den Anforderungen des Patienten, dessen Sensibilität sowie dessen täglichen Aktivitäten ab.

c. Unterbrechungen von ein paar Nächten haben bei Wiederaufnahme der Behandlung keine negative Auswirkung auf das Bleichverfahren.

3. Zeigen Sie dem Patienten, wie man die Schiene auffüllt, indem man auf halber Höhe (oder tiefer) einen ununterbrochenen Streifen Gel auf der Fazialseite der Schiene von Molar zu Molar einbringt. Dabei sollte nicht mehr als ein Drittel bis zur Hälfte der Spritze verbraucht werden. Erklären Sie dem Patienten, dass man die Schiene nach jeder Behandlung mit einer weichen Bürste und kaltem Leitungswasser reinigt.

4. In manchen Fällen müssen sensible Zähne oder

Zahnfleischreizungen zahnärztlich behandelt werden. Für die Behandlung empfehlen wir UltraEZ, ein klebriges, dickflüssiges Gel aus Kaliumnitrat, das man für 1-2 Stunden oder über Nacht in der Opalescence-Aufhellungsschiene tragen kann. Des weiteren eignen sich folgende Behandlungsmethoden:

a. Der Patient kann die Schiene mit einem fast neutralen, klebrigen, dickflüssigen, sanften Fluorid-Gel (Flor-Opal) tragen. Die Anwendung tagsüber isoliert die Zähne gegen Kälte und mindert so die Empfindlichkeit.

b. Angemessene Verabreichung von milden entzündungshemmenden Schmerzmitteln (z.B. Ibuprofen oder Aspirin).

5. Patienten sollten während der Behandlung alle 3-5 Tage begutachtet werden. Der Arzt kann Untersuchungen häufiger oder seltener ansetzen, je nach den individuellen Anforderungen und Fortschritt

des Patienten. Die Anzahl der Behandlungen hängt hauptsächlich von der Art der Verfärbungen und deren Stärkegrad ab. Tetracyclin-Verfärbungen benötigen zum Beispiel mehr Behandlungen im Vergleich zu anderen entstehenden Verfärbungen.

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Lesen und verstehen Sie alle Instruktionen. Setzen Sie das empfohlene Aufhellungsschienen-Design ein und halten Sie sich an die Anleitung, damit dem Patienten keine Unannehmlichkeiten entstehen.

2. Vor der Behandlung sollte der Gesundheitszustand der Gingiva und der Zähne gut sein.

3. Als Vorsichtsmaßnahme sollte Opalescence NICHT während der Schwangerschaft angewendet werden.

4. Opalescence darf NICHT benutzt werden, falls der Patient allergisch auf Peroxide, Carbopol, Glycerin, usw. reagiert. Pfefferminzgeschmack kann bei einigen Patienten reizend wirken. Falls der Patient allergisch auf Pfefferminze reagiert, benutzen Sie eine andere Geschmacksrichtung.

5. Restaurationen müssen ordentlich versiegelt sein und sensibles Dentin muss abgedeckt werden. Bei bekannter Sensibilität behandeln Sie mit den entsprechenden Restaurationen oder Dentinbondings, oder temporär mit Dentin Sealant.

6. Entkalkungszonen können vorhanden sein, ohne dass man sie mit dem bloßen Auge erkennt. Entkalkte Bereiche bleichen schneller und werden während des Aufhellens zunächst deutlicher sichtbar. Fahren Sie mit dem Aufhellen fort, bis sich der Farbton der übrigen Zahnoberflächen den Entkalkungszonen anpasst. Begutachten Sie den Farbton nach zwei Wochen, wenn sich die Farbe stabilisiert hat.

7. Überprüfen Sie den Fortschritt des Patienten alle paar Tage. Die Abstände sollten von dem Schweregrad der Verfärbungen abhängen. Sind nur kleinere Veränderungen angestrebt, sollte der Fortschritt des Patienten innerhalb von 1-3 Tagen überprüft werden. Beobachten Sie Zähne mit größeren Metallfüllungen genauer, um ein Durchscheinen zu vermeiden, da einige Zähne beim Aufhellen durchsichtiger werden.

8. Bei andauernden Gingiva- oder Zahnschmerzen (wie zum Beispiel extreme Sensibilität gegenüber heißen oder kalten Temperaturen) bitten Sie den Patienten, die Schiene zu entfernen, die Behandlung abbrechen und einen Termin zur Behandlung der Sensibilität zu vereinbaren.

9. Behalten Sie stets die Kontrolle über das Opalescence-Gel. Geben Sie dem Patienten nur so viel von dem Gel, wie bis zur nächsten Untersuchung notwendig ist (ca. 3-5 Tage). Überwachen Sie den Fortschritt des Aufhellens, damit der Patient die Zähne nicht heller als gewünscht bleicht und um ein Durchscheinen zu vermeiden.

10. Besprechen Sie vor der Behandlung, welche Ziele sich der Patient vorstellt. Informieren Sie den Patienten darüber, dass sich bereits eingesetzte Kronen, Füllungen, die der Farbe der Zähne angepasst sind, usw. nicht aufhellen lassen, auch wenn der natürliche Zahn heller wird.

11. Opalescence-Aufhellungsgel wird in 1,2 ml-Spritzen geliefert. Das Material darf NICHT injiziert werden und der Patient sollte angewiesen werden, die entleerten Spritzen nach dem Gebrauch zu entsorgen.

12. Das Material ist gekühlt aufzubewahren, um die Haltbarkeitsdauer sicherzustellen. Bitten Sie den Patienten, Opalescence vor Hitze und/oder direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

13. Patienten mit starkem Biss oder Bruxer benötigen evtl. eine dickere Schiene. Wir empfehlen dafür 0,060"/1,5 mm-Material.

14. Vermeiden Sie die Behandlung, wenn der Patient die Schiene verschlucken oder einatmen könnte.

15. Informieren Sie den Patienten, dass das Herunterschlucken von Gel oder der Mundspülung vermieden werden sollte. Opalescence-Aufhellungsprodukte enthalten Peroxid und können Fluorid enthalten. Das Herunterschlucken größerer Mengen kann gesundheitsschädlich sein.

Laboranleitung:

1. Gießen Sie die Abformung mit schnellhärtendem Hartgips oder Stone-Gips aus. Alginat muss kurz nach dem Erstellen der Abformung ausgegossen werden, um größte Genauigkeit zu erzielen. Das Trimmen ist nicht so aufwendig, wenn die Menge an Gips minimal gehalten wird. Jedoch muss genügend Masse vorhanden sein, damit es bei dem Entfernen des Modells von der Abformung zu keinem Bruch kommt. Trimmen Sie die Grundfläche des Modells parallel zur Okklusionsebene bis auf einige Millimeter vor den Gingivalrand, zwecks einfacher Manipulation. Bitte beachten Sie dabei, dass die Zungen- und Gaumenbereiche entfernt werden. Lassen Sie das Modell zwei Stunden trocknen.

2. Mit Ultradent LC Block-Out erstellt man rasch Reservoirs für die Schiene. Geben Sie Material in ca. 0,5 mm Dicke auf die gewünschten labialen Oberflächen. Halten Sie dabei 1,5 mm Abstand zum Gingivalrand. NICHT bis zur Kante der Schneidezähne oder zu okklusalen Oberflächen ausdehnen. Dies vermeidet, dass sich die Ränder der Schiene beim Aufbeißen und/oder Auftreffen auf Weichteile spreizen. Patienten empfinden meist weniger Beschwerden bei einer Schiene mit Reservoirs, da diese einen geringeren Druck auf den Kiefer ausübt. Polymerisieren Sie LC Block-Out für ca. 2 Minuten (z. B. mit Ultra-Lume). Auch ein tragbares, interorales Licht kann dafür benutzt werden (ca. 20-40 Sekunden pro Zahn). Wischen Sie die Sauerstoff-Inhibitionsschicht ab.

3. Mit Tiefziehgerät (z. B. UltraVac oder Econo Vacuum Former) Schienen-Material so lange erhitzen, bis es ca. 1 Inch (ca. 2,5 cm) absackt. Lösen Sie dann das Tiefziehen aus und adaptieren Sie die weiche Folie auf dem Modell. Lassen Sie die Folie abkühlen und entfernen Sie sie dann vom Modell.

4. Schneiden Sie überschüssiges Material mit einer gezahnten Kunststoffschere (z. B. Ultradent Utility Cutter) grob weg.

5. Beschneiden Sie die Schiene vorsichtig und präzise mit einer kleinen Schere (z. B. Ultra-Trim Scallop Scissors) auf 0,25 bis 0,33 mm Abstand okkusal zum Gingivalrand. Kürzen Sie die Gingivalränder, damit die Gingivalpapille nicht durch die Schiene abgedeckt wird. Die Papille kann sich entzünden und sensibel reagieren, falls sie durch die Schiene abgedeckt wird!

6. Setzen Sie die Schiene wieder auf das Modell. Überprüfen Sie die Länge der Schiene.

„Flammenpolieren“ Sie die Kanten vorsichtig, einen Quadrant nach dem anderen (Blazer Micro Torch).

7. Während sie noch warm sind, halten Sie die Ränder jedes Abschnitts drei Sekunden lang mit einem Wasser-befeuchteten Finger fest gegen das Modell. Falls ein Bereich zu kurz geworden ist, können Sie das Material vorsichtig erhitzen und bis zur gewünschten Länge hindrücken. Eine neue Schiene muss angefertigt werden, falls das Stück dadurch zu dünn geworden ist.

8. Nach der Fertigstellung die Schiene mit einer weichen Bürste und kühlem Leitungswasser reinigen.

Lagern Sie die Schiene in der Aufbewahrungs-Box, wenn sie nicht im Gebrauch ist.

Ultradent Products, Inc.
Attn: Tray Fabrication
505 West 10200 South
South Jordan, Utah 84095

| | | |
|----|--|--|
| EN | Stay shy of gingiva, scalloping around interdental papilla. | Lapping onto gingiva may irritate tissues. |
| DE | Halten Sie sich vom Zahnteil fern und arbeiten um die interdentale Papille herum. | Das Abdecken des Zahnfleischs kann zu gereizten Weichteilen führen. |
| FR | Restez éloigné de la gencive, testonnez autour des papilles gingivales. | Le recouvrement de la gencive peut en irriter les tissus. |
| NL | Houd afstand tot de gingiva, stulp het uit rond de interdentale papillen. | Bij overlapping van de gingiva kan het weefsel gaan irriteren. |
| IT | Mentre si esegue la dentellatura intorno alla papilla interdentale, far sì che la mascherina non raggiunga la gengiva. | La sovrapposizione alla gengiva può causare l'irritazione dei tessuti. |
| ES | Manténgase lejos de la encía, recortando alrededor de las papilas interdentales. | Si se monta sobre la encía, puede irritar los tejidos. |
| PT | Tenha cuidado com a gengiva ao recortar os rebordos à volta da papila interdental. | A sobreposição sobre a gengiva poderá irritar os tecidos. |
| SV | Undvik tandkött och gör utskärningar runt interdentala papiller. | Övertäckning av tandkött kan göra vävnaden irriterad. |
| DA | Holdes væk fra gingiva - trim rundt om interdentalpapillerne. | Kontakt med gingiva kan irritere vævet. |
| FI | Lusikan reuna ei saa ulottua ikenen päälle, minkä vuoksi se pitää pyytää interdentaalisia papillan kohdalta. | Kudokset voivat ärtäytyä, jos lusikan reunat ulottuvat ikenen päälle. |
| NO | Hold avstand til tannkjøttet, ved å skjære ut rundt interdental papiller. | Overlapping til tannkjøttet kan forårsake irritasjon i vevet. |
| EL | Παραμείνετε μακριά από τα ούλα, κόβοντας γύρω από την ενδοδοντική θηλή. | Εάν προχωρήσετε στα ούλα ενδοχεται να ερεθιστούν οι ιστοί. |
| PL | Nie dotykaj dziąsła, poprzez obrabianie wokół brodawki śródzębowej. | Nakładanie na dziąsła może podrażniać tkanki. |
| TR | İnterdental papillaların etrafında oluk keserek gingivadan uzak durun. | Gingiva üzerine geçmek dokuları tahriş edebilir. |

R_X

EN - For Professional use only.
DE - Nur für professionelle Anwender.
FR - Destiné à une utilisation professionnelle uniquement.
NL - Uitsluitend voor professioneel gebruik.
IT - Solo per uso professionale.
ES - Solo para uso profesional.
PT - Destinado apenas à utilização profissional.
SV - Endast för yrkesmässig bruk. DA - Kun anvendes af landtapsagerpersonale.
FI - Vain ammattikäyttöön.
NO - Skal bare brukes av legfolk.
EL - Μόνο για επαγγελματική χρήση.
PL - Tylko dla profesjonalistów.
TR - Sadece profesyonel kullanıma içindir.



EN - Keep out of reach of children.
DE - Aufenthalt der Reichweite von Kindern aufbewahren.
FR - Tenir hors de la portée des enfants.
NL - Buiten bereik van kinderen houden.
IT - Tenere lontano dalla portata dei bambini.
ES - Mantenga lejos del alcance de los niños.
PT - Manter fora do alcance das crianças.
SV - Förvara utom räckhåll för barn.
DA - Opbevares uilgængeligt for børn.
FI - Pitkältäköä pois lasten ulottuvilta.
NO - Oppbevares utilgjengelig for barn.
EL - Φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
PL - Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
TR - Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.




EN - Do not re-use to avoid cross contamination.
DE - Nicht wiederverwenden, um Kreuzkontamination zu verhindern.
FR - Ne pas réutiliser pour éviter la contamination croisée.
NL - Niet opnieuw gebruiken om kruiskontaminatie te vermijden.
IT - Per evitare la contaminazione crociata non riutilizzare.
ES - No lo reutilice, así evitara la contaminación cruzada.
PT - Não reutilizar para evitar a contaminação cruzada.
SV - För undvikande av korskontaminering för produkten inte återanvändas.
DA - Må ikke genbruges for at undgå krydskontaminering.
FI - Älä käytä uudelleen riskinäsiesteita välttämiseksi.
NO - Skal ikke brukes om igjen for å unngå smitteoverføring.
EL - Μην επαναχρησιμοποιείτε για να αποφευχθεί η διαστρωματική μόλυνση.
PL - Nie należy ponownie używać, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego.
TR - Çapraz kontaminasyonu önlemek açısından tekrar kullanılmamalıdır.

LOT

EN - Batch code
DE - Chargennummer
FR - Numéro de lot
NL - Batchcode
IT - Numero di lotto
ES - Código de partida
PT - Código do lote
SV - Satskod
DA - Batchkode
FI - Eräkoodi
NO - Partikode
EL - Κωδικός παρτίδας
PL - Kod serii
TR - Parti kodu



EN - Toxic
DE - Giftig
FR - Toxique
NL - Giftig
IT - Tossico
ES - Tóxico
PT - Tóxico
SV - Giftig
DA - Giftig
FI - Myrkyllinen
NO - Giftig
EL - Τοξικό
PL - Tokyczny
TR - Zehirli



DE

Das Reservoir sollte unterhalb der Inzisal- und Okklusaloberflächen liegen.

Reservoirs nur auf Gesichtaspekten. Puddle block-out Resin ca. 0,5 mm tief für das Reservoir.

Halten Sie das Reservoir ca. 1,5 mm vom Zahnfleisch entfernt.

Beschneiden Sie das Mundstück auf ca. 0,25 – 0,33 mm vom Zahnfleisch entfernt.

Vermeiden Sie die inter-dentale Papille und beschneiden das Mundstück auf ca. 0,25 – 0,33 mm vor dem Zahnfleisch.

Falls ein Zahn oder mehrere Zähne sehr viel dunkler sind als die anderen (z.B. sehr dunkle Eckzähne), sollten Sie die Reservoirs an den Eckzähnen so bauen, damit sie nur die Endergebnisse des Bleichverfahrens beeinflussen.

Zähne mit verringertem ästhetischen Bedenken benötigen kein Resin.

REF


EN - Catalogue number
DE - Katalognummer
FR - Numéro de catalogue
NL - Catalogusnummer
IT - Numero di catalogo
ES - Número de catálogo
PT - Número de catálogo
SV - Katalognummer
DA - Katalognummer
FI - Luettelotunnus
NO - Katalognummer
EL - Αναγνώριση κωδικού
PL - Numer katalogowy
TR - Katalog numarası



EN - Use by date
DE - Verfallsdatum
FR - Date de péremption
NL - Uiterste gebruiksdatum
IT - Utilizzare entro
ES - Utilizar antes de
PT - Validade
SV - Använd före
DA - Anvendes inden
FI - Viimeinen käyttöajankohta
NO - Bruk før dato
EL - Απώλεια ισχύος
PL - Termin ważności
TR - Son kullanma tarihi



EN - Recycle
DE - Recyceln
FR - Recycler
NL - Recyclen
IT - Riciclare
ES - Reciclar
PT - Reciclar
SV - Återvinna
DA - Genbruge
FI - Kierrättää
NO - Resirkulere
EL - Ανακυκλώστε το
PL - Poddać recyklingowi
TR - Geri dönüştürün



EN - Sustained Release Test: After dental examination and prophylaxis, Opalescence-filled customized tray (plastic membrane) was inserted. Small quantities of gel were removed at various intervals throughout the night for analysis of percentage of active ingredient.

DE - „Sustained release“-Test: Nach zahnärztlicher Untersuchung und Prophylaxe wurde die mit Opalescence gefüllte, individuelle Tiefziehschiene (Kunststoff-Folie) eingesetzt. Während der Nacht wurden kleine Mengen des Gels in diversen Abständen entnommen, um den prozentualen Anteil der aktiven Wirkstoffe zu ermitteln.

FR - Test de libération prolongée : Après un examen médical et une prophylaxie, le porte-empreinte personnalisée rempli d'Opalescence (membrane en plastique) a été inséré. De petites quantités de gel ont été enlevées à intervalles réguliers pendant la nuit pour analyser le pourcentage de l'ingrédient actif.

NL - Testen van langdurige afgifte: Na tandheelkundig onderzoek en profylaxe werd de met Opalescence gevulde, op maat gemaakte bleekpel (kunststofmembraan) aangebracht. Kleine hoeveelheden gel werden met verschillende tussenpozen tijdens de nacht verwijderd en vervolgens geanalyseerd op het percentage actieve bestanddeel.

IT - Prova di rilascio continuato: Dopo l'esame dentistico e la profilassi, è stato inserito un vassoio personalizzato (membrana plastica) riempito di Opalescence. Sono state rimosse piccole quantità di gel a vari intervalli durante la notte per l'analisi della percentuale di ingrediente attivo.

ES - Test de Liberación Sostenida: Después de un examen dental y profilaxis, se insertó la cubeta a medida (membrana plástica) cargada con Opalescence. Se fueron retirando pequeñas porciones de gel a intervalos diferentes a través de la noche para analizar el porcentaje de ingrediente activo.

PT - Teste de libertação sustentada: Após o exame dentário e profilaxia, foi inserida uma moldura personalizada enchida com Opalescence (membrana plástica). Pequenas quantidades de gel foram removidas a vários intervalos ao longo da noite para análise do ingrediente ativo.

SV - Test, långsam frisättning Efter dental undersökning samt profylax sattes en individuell skena (plastmembran) fylld med Opalescence in. Små mängder gel avlägsnades med olika intervaller under natten så att den aktiva komponentens procenthalt kunde analyseras.

DA - Depotvirkningstest: Efter tandundersøgelse og profylakse blev en brugertilpasset skine (plastmembran) fyldt med Opalescence og indsat. Små mængder gel blev fjernet ved forskellige intervaller i løbet af natten for analyse af den procentvise del af det aktive stof.

FI - Hidasta vapautumista koskeva testi: Hampaiden tarkastuksen ja valmistelun jälkeen Opalescence-valmistella täytetty yksilöllisesti valmistettu valkaisuusikka (muovikalvi) vietiin suuhun. Pieniä määriä geeliä poistettiin eri väliajoin yön aikana vaikuttavan aineosan prosentiosuuden määrittystä varten.

NO - Testing av depotvirkning Etter tannundersøkelse og polering ble den individuelle tilpassede skinnen (plastmembran) fylt med Opalescence og satt inn. Små mengder gele ble fjernet med varierende mellomrom gjennom natten, for analyse av prosent aktiv ingrediens.

EL - Δοκιμή υποστηρίζουσας άφρονης Μετά την οδοντιατρική εξέταση και την προφύλαξη, εισήχθη ο τυποποιημένος δίσκος που είναι πληρωμένος με Opalescence (πλαστική μεμβράνη). Αραιώθηκαν μικρές ποσότητες γέλε σε διάφορα διαστήματα όλη τη νύχτα για ανάλυση ποσοστού ενός ενεργού συστατικού.

PL - Test przedłużonego uwalniania. Po zbadaniu zębów i oczyszczeniu ich piaskarką profilaktyczną, założono na zęby wykonaną indywidualnie dla pacjenta plastikową nakładkę wypełnioną żelem Opalescence. W ciągu nocy pobierano w regularnych odstępach czasu niewielkie ilości żelu do analizy, oznaczając procentową zawartość czynnego składnika.

TR - Uzun Süreli Salınım Testi: Diş muayenesi ve temizlenmesi sonrasında, Opalescence doldurulmuş özel bir plak (plastik membran) yerleştirilmiştir. Gece boyunca aktif bileşen yüzdesini incelemek için çeşitli zamanlarda az miktarda jel alınmıştır.

UP Dental GmbH
Am Westhober Berg 30
51149 Cologne
Germany

Refrigerate to maintain shelf life.

For professional use only

Keep out of reach of children

Opalescence®
Tooth Whitening Systems

For immediate reorder and/or complete descriptions of Ultradent's product line, refer to Ultradent's catalog or call Toll Free 1-800-552-5512. Outside U.S. call (801) 572-4200 www.ultradent.com.

Manufactured by:
Ultradent Products Inc
505 West 10200 South
South Jordan, Utah 84095 USA

Made in USA

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

© Copyright 2012 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved. 12502.2 011714

For product SDS please
see our website:
www.ultradent.com



EN - See instructions
DE - Siehe Anleitung
FR - Voir le mode d'emploi
NL - Zie gebruiksaanwijzing
IT - Vedere le istruzioni
ES - Ver las instrucciones
PT - Ver instruções
SV - Se bruksanvisning
DA - Se vejledningen
FI - Lue käyttöohje
NO - Se instruksjonene
EL - Δείτε τις οδηγίες
PL - Zobacz instrukcję
TR - Okuyun talimatları

Beschreibung:

Opalescence® ist ein vom Zahnarzt kontrolliertes und überwachtes Aufhellungssystem für zuhause, das in Spritzen abgegeben wird. Es ist ein klares, hochviskoses, klebriges, mit Aromen versehenes Carbamidperoxidgel mit Kaliumnitrat und Natriumfluorid in Konzentrationen von 10% (3,6% H_2O_2) und 16% (5,8% H_2O_2).

Vorsichtsmaßnahmen beim Bleaching:

1. Keinesfalls Haushaltsbleichmittel zum Aufhellen verwenden.
2. Schwangere sollten vom Bleaching Abstand nehmen.
3. Bei Fragen zur richtigen Anwendung dieses Produkts oder zur Dauer der Aufhellungsbehandlung für die Zähne bitte so bald wie möglich Ihren Zahnarzt konsultieren.
4. Während der Aufhellungsbehandlung nicht essen oder Tabakprodukte genießen.
5. Beim Aufhellen auftretende weiße Flecken auf dem Zahnschmelz können bei weiterem.
6. Am Zahnfleisch sind Zähne natürlicherweise dunkler. Diese Bereiche brauchen unter Umständen länger zum Aufhellen als die übrigen Zahnflächen und bleiben gewöhnlich etwas dunkler.

Vorsichtsmaßnahmen für Europa:

1. Nicht bei Personen unter 18 Jahren anzuwenden.
2. Nur an Zahnpraxen abzugeben. Für jeden Anwendungszyklus muss die erste Anwendung durch einen Zahnarzt oder unter seiner direkten Aufsicht erfolgen, wenn ein gleichwertiges Sicherheitsniveau gewährleistet ist. Danach kann eine Übergabe an den Patienten zur Fortführung des Anwendungszyklus bis zum Ende erfolgen.
3. Enthält Natriumfluorid.
4. Bitte das auf der Umverpackung/Spritze oder Kapsel aufgedruckte Verfallsdatum beachten.

Allgemeine Vorsichtshinweise:

1. Ein kleiner Teil von Patienten reagiert beim Bleichen empfindlich. In diesem Fall die Schiene herausnehmen und Ihren Zahnarzt kontaktieren.
2. Empfindliche Zähne können durch Nahrungsmittel und Säfte mit einem hohen Gehalt an Zitronensäure verursacht werden.
3. Manche Patienten hatten zeitweilig ein unangenehmes Gefühl am Zahnfleisch, den Lippen, im Rachen oder auf der Zunge. Den Zahnarzt benachrichtigen, wenn eines dieser Symptome länger als zwei Tage anhält oder schlimmer wird. Diese Nebenwirkungen gehen normalerweise binnen 1-2 Tagen nach Abbruch der Behandlung zurück.
4. Kaffee, Tee und andere Produkte können auf Ihren Zähnen mit der Zeit neue Verfärbungen verursachen. Wenn dies geschieht, lassen sich die Zähne durch Anwendung von Opalescence in ein paar Nächten wieder aufhellen.
5. Regelmäßige Kontrollen durch den Zahnarzt und Reinigung vor und nach dem Aufhellen tragen wesentlich dazu bei, Ihnen ein gesundes Lächeln zu erhalten.
6. Manche alten Amalgam- oder "Silber"-Füllungen hinterlassen eine dunkelviolette Färbung in der Schiene. Das ist normal.
7. Kronen, Brücken, Teilprothesen, Facetten und Komposit-Füllungen hellen sich nicht auf.
8. Aufhellungsgel vor Sonneneinstrahlung und Wärme geschützt aufbewahren. Kühlung wird empfohlen. Nicht einfrieren.
9. Ungenutztes Aufhellungsgel nach der Behandlung entsorgen.
10. Opalescence von Kindern fernhalten.
11. Gel oder ausgespültes Gel nicht verschlucken. Produkt enthält Peroxid und kann Fluorid enthalten; das Verschlucken größerer Mengen kann schädlich sein.
12. Materialien sollten gekühlt werden (2°-8°C), damit sie haltbar bleiben.

EN - Intended use: Aids in the prevention of dental decay./ DE - Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Hilft bei der Kariesbekämpfung./FR - Utilisation prévue: Aide à la prévention de la carie dentaire./ NL - Bedoeld gebruik: Helpt tandrot te voorkomen./ IT - Utilizzo deliberato: favorisce la prevenzione della carie dentale./ES - Uso previsto: Ayuda en la prevención de la caries dental./ PT - Uso previsto: Auxilia na prevenção de cáries dentárias./ SE - Avsedd användning: Hjälper till vid förebyggandet av karies i tänderna./DA - Tilsliget anvendes: Hjælper med til forebyggelse af karies./ FI - Indikaloit: auttaa hammassädän estämisellä./ NO - Tiltenkt bruk: Bidrar til forebygging av tenningsyr. EL - Πεδίο: βοηθά στην πρόληψη της τερηδόνας./ PL - Wskazania: Pomaga w zapobieganiu próchnicy zębów./ TK - Kullananı amaç: Diş çürüğüni önlemişine yardımcıdır.

EN - **Directions:** Adults and children over 6 years of age: Brush teeth thoroughly, preferably after each meal or at least twice a day, or as directed by a dentist or physician. Children 6 years and younger: Use a pea-sized amount for supervised brushing to minimize swallowing. In case of intake of fluoride from other sources, consult a dentist or physician. Children under 2 years of age: Consult a dentist or physician.

DE - **Anwendung:** Erwachsene und Kinder über 6 Jahre: Zähne sorgfältig putzen, vorzugsweise nach jeder Mahlzeit oder mindestens zweimal täglich, oder nach zahnärztlicher oder ärztlicher Anweisung. Kinder bis zu 6 Jahren: Eine erbsengroße Menge für beaufsichtigtes Putzen anwenden, damit sie so wenig wie möglich davon verschlucken. Bei Einnahme von Fluoriden aus anderen Quellen einen Zahnarzt oder Arzt zu Rate ziehen. Kinder unter 2 Jahren: Einen Zahnarzt oder Arzt zu Rate ziehen.

FR - **Mode d'emploi:** Adultes et enfants de plus de 6 ans : brosser les dents soigneusement, de préférence après chaque repas ou au moins deux fois par jour ou selon les instructions données par un dentiste ou un médecin. Enfants de moins de 6 ans : utiliser une quantité de la taille d'un petit pois pendant un brossage surveillé pour minimiser le risque d'avaler le produit. En cas de prise de fluorure à partir d'autres sources, consulter un dentiste ou un médecin. Enfant de moins de 2 ans : consulter un dentiste ou un médecin.

NL - **Aanwijzingen:** Volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder: tanden grondig poetsen, bij voorkeur na iedere maaltijd, maar ten minste tweemaal daags, of volgens de aanwijzingen van een tandarts of arts. Kinderen t/m 6 jaar: houd toezicht en gebruik een hoeveelheid ter grootte van een erwit om inslikken tot een minimum te beperken. Raadpleeg een arts of tandarts als u op een andere manier fluoride inneemt. Kinderen jonger dan 2 jaar: raadpleeg een tandarts of arts.

IT - **Istruzioni:** adulti e bambini sopra i 6 anni: spazzolare i denti preferibilmente dopo ogni pasto o almeno due volte al giorno oppure in base alle indicazioni del dentista o del medico. Bambini di età inferiore ai 6 anni: per uno spazzolamento corretto e controllato usare una quantità di dentifricio grande come un pisello per ridurre al minimo la possibilità di ingoiarne anche una quantità minima. Nel caso si assuma del fluoro da altre fonti, consultare un dentista o un medico. Bambini sotto i 2 anni: consultare un dentista o un medico.

ES - **Instrucciones:** Adultos y niños de más de 6 años de edad: Cepille sus dientes a conciencia, preferiblemente después de cada comida o por lo menos dos veces por día, o como lo indique su dentista o su médico. Niños de 6 años o menos: Utilice una cantidad del tamaño de un maní y supervise el cepillado para minimizar la ingestión. En caso de que ya reciba flúor de otras fuentes, consulte al dentista o al médico. Niños menores de 2 años: Consulte al dentista o al médico.

PT - **Instruções:** adultos e crianças com idade superior a 6 anos: escovar os dentes, preferencialmente após cada refeição ou pelo menos duas vezes ao dia ou conforme indicado por um dentista ou médico. Crianças com 6 anos de idade ou inferior: utilize uma quantidade do tamanho de uma ervilha e com supervisão durante a escovagem para minimizar a ingestão. Em caso de toma adicional de flúor, consultar um dentista ou médico. Crianças com idade inferior a 2 anos: consultar um dentista ou médico.

SE - **Anvisningar:** Vuxna och barn över 6 år: Borsta tänderna noga, helst efter varje måltid eller minst två gånger om dagen, eller som angett av tandläkare eller läkare. Barn, 6 år eller yngre: Använd en mängd stor som en ärt till borstning under uppsikt så att barnet sväljer så lite som möjligt. Om fluorid intas på annat sätt bör tandläkare eller läkare rådfrågas. Barn under 2 år: Rådgrå med tandläkare eller läkare.

DA - **Veiledninger:** Voksne og børn over 6 år: Børst tænderne grundigt, helst efter hvert måltid eller mindst to gange om dagen eller ifølge vejledningen fra tandlæge eller læge. Børn på 6 år og under: Brug en lille mængde på størrelse med en ært til superviseret tandbørstning for at minimere risikoen for at slugе tandpastaen. Konsulter en tandlæge eller læge i tilfælde af indtagelse af fluorid fra andre kilder. Børn under 2 år: Konsulter en tandlæge eller læge.

FI - **Käyttöohjeet:** Aikuiset ja yli 6-vuotiaat lapset: Harjaaampaat kunnolla, mieluiten joka aterian jälkeen tai vähintään kahdesti vuorokaudessa, tai hammassääkäärin tai lääkärin ohjeiden mukaisesti. Kuusi-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset: Käytä hameen kokoista määrää ja valvo lasta harjauksen aikana nielemisen minimoimiseksi. Jos fluorua saadaan muusta lähteestä, kysy neuvoa hammassääkääriltä tai lääkäriltä. Alle 2-vuotiaat lapset: Käytä vähemmän kuin aikuisen määrää ja tarkkaile lasta harjoituksen aikana.

NO - **Bruksanvisninger:** Voksne og barn over 6 år: Puss tennene grundigt, helst etter hvert måltid, eller minst to ganger daglig, eller etter anvisning fra lege eller tannlege. Barn fra 6 år og yngre: Bruk mengde i ertestørrelse og puss tennene under tilsyn, for å redusere svelging. Dersom fluor fra andre kilder har blitt svelgt, kontakt lege eller tannlege. Barn under 2 år: Kontakt lege eller tannlege.

EL - **Οδηγίες:** Για ενήλικους και παιδιά άνω των 6 ετών: Βουρτσίζετε καλά τα δόντια, προτιμώτερα μετά από κάθε γεύμα ή τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα, ή σύμφωνα με τις οδηγίες του οδοντίατρου ή του ιατρού. Παιδιά 6 ετών και μικρότερα: Χρησιμοποιείτε ένα ποσοστό σε μέγεθος ρεβιθίου ή αποτυπωμένο δείγμα που προσελαχιστοποιείται κατάποσης της οδοντόπαστας. Σε περίπτωση κατάποσης φθορίου/αλατος από άλλες πηγές, συμβουλευτείτε οδοντίατρο ή ιατρό. Παιδιά 2 ετών ή μικρότερα: Συμβουλευτείτε οδοντίατρο ή ιατρό.

PL - **Zalecenia:** Dorosli i dzieci powyżej 6 lat: Szczotkować dokładnie zęby najpierw po każdym posiłku lub co najmniej 2 razy dziennie, albo zgodnie z zaleceniami stomatologa lub lekarza ogólnego. Dzieci do 6 lat: Wykorzystać zalecaną ilość pasty i szczotkować pod nadzorem dorosłych aby zminimalizować połknięcie. W przypadku przyjmowania fluoru z innych źródeł skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem ogólnym. Dzieci poniżej 2 lat: Skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem ogólnym.

TK - **Talimat:** Yetişkinler ve 6 yaşından büyük çocuklar: Dişleri terchen her yemekten sonra veya günde en az iki kez olmak üzere bir diş hekimini veya doktorun önerdiği şekilde twice fırçalamak. 6 yaş veya altındaki çocuklar: Yutmayla ve az indirmek üzere birisinin kontrolü altında diş fırçalamak için bezeyle büyüklüğünde bir miktar kullanın. Diğer kaynaklardan florür almanız durumunda bir diş hekimini veya doktora danışın. 2 yaş altındaki çocuklar: Bir diş hekimini veya doktora danışın.

EN - **Warning:** As with all fluoride toothpastes, keep out of the reach of children under 6 years of age. If you accidentally swallow more than used for brushing, seek professional assistance or contact a Poison Control Center immediately. Regulations on administering fluoride containing products may differ from country to country.

DE - **Warnung:** Bewahren Sie die Zahncreme außerhalb der Reichweite von Kindern unter 6 Jahren auf (dies gilt für alle fluoridhaltigen Zahncremes). Falls versehentlich sehr viel Zahncreme verschluckt wird, ziehen Sie einen Arzt oder Zahnarzt hinzu, oder wenden Sie sich an die nächst gelegene Giftinformationszentrale. Die Vorschriften zum Umgang mit fluoridhaltigen Produkten variieren je nach Land.

FR - **Avertissement:** comme pour tous les dentifrices fluorés, tenir hors de portée des enfants de moins de 6 ans. En cas d'ingestion accidentelle de dentifrice en quantité plus importante que celle utilisée pour un brossage, consulter un médecin ou contacter sans délai le centre antipoison. La réglementation relative à l'administration de produits fluorés peut différer d'un pays à l'autre.

NL - **Waarschuwing:** Zoals alle fluoridetandpasta's moet u ook deze buiten het bereik van kinderen jonger dan 6 jaar bewaren. Als u per ongeluk meer inslikt dan gebruikt wordt voor het poetsen, vraag dan meteen advies aan een deskundige of neem contact op met het National Vergiftigingen Informatie Centrum. De voorschriften voor het toedienen van producten die fluoride bevatten, kunnen van land tot land verschillen.

IT - **Attenzione:** Come per tutti i dentifrici a base di fluoro, conservare fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 6 anni. In caso di deglutizione di una dose superiore a quella normalmente usata per il lavaggio, rivolgersi immediatamente a un medico o a un centro antiveni. Le normative relative alla somministrazione di prodotti a base di fluoro possono essere diverse da paese a paese.

ES - **Advertencia:** Como todas las pastas dentales con fluoruro, manténgala fuera del alcance de niños menores de 6 años. Si accidentalmente traga una cantidad mayor a la que utilizaría para cepillar los dientes, obtener ayuda profesional o llame a un Centro de Control de Veneno inmediatamente. Las leyes que regulan la administración de productos que contienen fluoruro, difieren de país a país.

PT - **Advertência:** Tal como todas as pastas de dentes com flúor, mantenha fora do alcance das crianças com menos de 6 anos. Se ingerir acidentalmente uma quantidade superior à utilizada para a escovagem, procure ajuda profissional ou contacte imediatamente um Centro de Ajuda em Caso de Envenenamentos/Intoxicações. As regulamentações referentes à administração de produtos que contém flúor podem ser diferentes de país para país.

SE - **Varning!** Som fallet är med alla fluoridtandkrämer, ska de förvaras utom räckhåll för barn under 6 år. Om du sväljer en större mängd än vad som används vid tandbörstning, ska du omedelbart kontakta läkare/tandläkare eller en giftinformationscentral. Lagar och förföringrar angående produkter som innehåller fluor kan variera från land till land.

DA - **Advarsel:** Som det er tilfældet med alle fluorholdige tandpaster, bør produktet holdes væk fra børn under 6 år. Hvis du ved et uheld kommer til at slugе mere end hvad der anvendes til tandbørstning, bør du omgående søge lægehjælp eller kontakte et giftgiftningscenter. Regler vedrørende administration af fluorbaserede produkter kan variere fra land til land.

FI - **Varoitus:** Kuten kaikki fluoridia sisältävät hammassahnat tämänkin tuote on pidettävä alle kuusi-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. Jos tuotetta niellään hampaiden harjoituksessa tarvittava määrä enemmän, on välittömästi käännyttävä lääkärin puoleen tai ottettava yhteyttä myrkytyskeskukseen. Eri maissa voi olla erilaisia määräyksiä fluoridia sisältävien tuotteiden antamisesta.

NO - **Advarsel:** I likhet med alle fluorertandpaster bør denne oppbevares utlilgjengelig for barn under 6 år. Hvis du ved et uheld svelger mer enn det som trengs for å pusse tennene, kontakt profesjonell hjelp eller et giftinformasjonssenter umiddelbart. Regelverk for bruk av fluorprodukter kan variere fra land til land.

EL - **Προειδοποίηση:** Όπως όλες οι οδοντόπαστες που περιέχουν φθόριο, πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών. Αν κατά λάθος καταποθεί ποσότητα μεγαλύτερη από αυτή που χρησιμοποιείται για το βούρτσισμα των δοντιών, ζητήστε ιατρική βοήθεια ή απευθυνθείτε αμέσως στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. Οι κανονισμοί για τη χορήγηση προϊόντων που περιέχουν φθόριο μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

PL - **Uwaga:** Podobnie jak w przypadku wszystkich past z fluorem, należy trzymać z dala od dzieci poniżej 6 lat. W razie przypadkowego połknięcia większej ilości niż używana do szczotkowania, należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub skontaktować się z Centrum Kontroli Zatruc. Przepisy dotyczące stosowania produktów zawierających fluor mogą się różnić, zależnie od kraju.

TK - **Uyarı:** Tüm florürlü diş macunlarıyla olduđu gibi 6 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun. Yanlışlıkla diş fırçalamak için gerekenden fazlasını yutarsanız hemen tıbbi yardım isteyin veya bir Zehir Kontrol Merkeziyle irtibat kurun. Florür içeren ürünlerin verilmesinde ilgili mevzuat ülkeden ülkeye değişebilir.

Toothpaste Ingredients: Contains Sodium Fluoride 0.25% w/w, Glycerin, Water (Aqua), Silica, Sorbitol, Xylitol, Flavor (Aroma), Poloxamer, Sodium Lauryl Sulfate, Carborner, FD&C Blue#1 (CI 42090), FD&C Yellow#5 (CI 19140), Sodium Benzoate, Sodium Hydroxide, Sparkle (CI 77019, CI 77891), Sucralose and Xanthan Gum.

Opalescence

whitening toothpaste

DE - Zahncreme für strahlende Zähne./FR - Dentifrice blanchissant./NL - Blekende tandpasta

IT - Dentifricio sbiancante./ES - Pasta Dental Blanqueadora./PT - Pasta de dentes branqueadora

SE - blekningständerkräm./DA - blegelandpasta./FI - valkaiseva hammastahna./NO - Blekende tannpasta/

EL - λευκαντική οδοντόκρμη./PL - Wybielająca pasta do zębów./TK - Beyazlatıcı Diş Macunu

EN - Cool mint with fluoride/DE - Kühler Mintgeschmack, mit Fluorid./FR - Fraicheur menthe au fluor

NL - Cool mint met fluoride/IT - Menta fredda al fluoro./ES - Menta fresca con fluoro./PT - Sabor fresco a menta com flúor./SE - Frisk mintsmax med fluoro./DA - Kallig mint med fluoro./FI - Vileä minttu

yhdessä fluoridin kanssa./NO - Cool mint med fluor./EL - φθορούχος με γεύση μέντας./PL - Silnie

miętowa z fluorem./TK - Florürlü serinletici nane



EN - Keep products out of reach/nightlight.
DE - Produkt nicht in die Hände legen oder Hlme ausstrahlen.
FR - Garder les produits loin de la chaleur/de la lumière.
NL - Zorg dat het product niet aan hitte/zonlicht wordt blootgesteld.
IT - Tenere i prodotti lontano dalle fonti di calore e dalla luce del sole.
ES - Mantenga estos productos alejados del calor y de la luz solar.
PT - Manter fora do calor/luz solar.
SV - Produkterna ska hållas borta från hetta/solljus.
DA - Produkterne skal holdes væk fra varme/sollys.
FI - Suojaa tuote lämmöstä ja auringonvalosta.
NO - Produktene må holdes borte fra varme og sollys.
EL - Αποφυγή να φωτίζονται πακέτα από θερμότητα/ηλιακό φως.
PL - Trzymaj z dala od źródeł ciepła/słońca skłonecznego.
TK - Ürünleri sıcaklığı güneş ışığından koruyun.



EN - Not for injection.
DE - Nicht zur Injektion.
FR - Ne pas injecter.
NL - Niet injecteren.
IT - Non per iniezione.
ES - No debe inyectarse.
PT - Não injectar.

SE - Ej för injektion.
DA - Ikke til injektion.
FI - Ei injektokäyttöön.
NO - Ikke til innvores bruk.
EL - Μη ενέσιμο.
PL - Nie nadaje się do iniekcji.
TK - Enjekte edilmek için kullanılmaz.



EN - Destroy after use
DE - Nach Gebrauch vernichten
FR - Détruire après utilisation
NL - Na gebruik vernietigen
IT - Distruggere dopo l'uso
ES - Destruyálo después de usarlo
PT - Destruir após usar

SE - Förstör efter användning
DA - Destruér efter brug
FI - Hävitä käytön jälkeen
NO - Ødelegg etter bruk
EL - Καταστρέψτε το μετά τη χρήση
PL - Po użyciu zniszczyć
TK - Kullandıktan sonra imha edin



Xi
Irritant
Reizmittel
Irritant
Irritierend
Irritante

Irritante
Irritante
Irriterande
Irritant
Ärsyttävä aine

Irriterende stoff
Ερεθιστικό
Zwizgek podrażniający
Tahriş Edici



EN - Keep out of reach of children/DE - Außerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren./FR - Tenir hors de portée des enfants./NL - Buiten bereik van kinderen houden./IT - Tenere fuori dalla portata dei bambini./ES - Manténgase fuera del alcance de los niños./PT - Manter fora do alcance das crianças

SE - Förvaras utom räckhåll för barn./DA - Opbevares utilgængelig for børn./FI - Pidettävä poissa lasten ulottuvilla./NO - Oppbevares utilgjengelig for barn./EL - Φυλάσσεται μακριά των παιδιών./Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci./TK - Çocuklardan uzak tutun



Catalog Number
Katalognummer
Número de catálogo
Katalognummer
Catalogusnummer
Numero di catalogo

Número de Catálogo
Número de catálogo
Katalognummer
Katalognummer
Luettelonumero

Katalognummer
Αριθμός καταλόγου
Numer katalogowy
Katalog Numarası



See instructions
Siehe Anleitung
Voir le mode d'emploi
Zie gebruiksaanwijzing
Vedere le istruzioni

Vea las Instrucciones
Ver instrucciones
Se bruksanvisning
Se vejledningen
Lue käyttöohjeet

Se instruksijone
Αιτεί τις οδηγίες
Patrz Instrukcja
Talismatları bakınız



Date of minimum durability
Verfallsdatum
A utiliser avant le
Ulterste gebrauchsdatum
Non nullificare

Use antes de la fecha de expiración
Utilize por data
Förbrukningsdatum
Användes inden
Väimeinen käyttöajankohhta

Brukes før
Χρησιμοποιήστε έως
Użyj do daty
Son kullanan tarihi



Batch Code
Liefercode
Code de lot
Partiicode
Codice del lotto

Código del Lote
Código do lote
Batchcod
Batchcode
Eräkoodi

Partikode
Κωδικός παρτίδας
Cod serii
Seri Kodu



EN - For Professional use only.
DE - Nur für professionelle Anwendungen.
FR - Destiné à une utilisation professionnelle
uniquement.
NL - Uitsluitend voor professioneel gebruik.
IT - Solo per uso professionale.
ES - Solo para uso profesional.
PT - Destinado apenas à utilização profissional.

SE - Endast för yrkesmässig bruk.
DA - Kun anvendes af landesagere.
FI - Vain ammattikäyttöä.
NO - Skal bare brukes av lagfolk.
EL - Μόνο για επαγγελματική χρήση.
RU - Только для профессионального использования.
PL - Tylko do profesjonalnego użycia.
TK - Sadece profesyonel kullanım için.



EN - Recycle
DE - Recyceln
FR - Recycler
NL - Recyclen
IT - Riciclare
ES - Recicle
PT - Reciclar
SV - Återvinna
DA - Genbrug
FI - Kierrättyksen
NO - Resirkulær
EL - Ανακυκλώστε το
PL - Poddac recyklingowi
TR - Geri dönüştürün

Opalescence®
Tooth Whitening System

Manufactured by:
Ultradent Products Inc.
505 West 10200 South
South Jordan, Utah 84095 USA
Made in USA
www.ultradent.com

UP Dental GmbH
Am Westhof Berg 30
51149 Cologne
Germany

All Opalescence products are gluten-free. 12395-CE-08 061414

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.
© Copyright 2012 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

Kosmetische Aufhellung von Zähnen **„individuell“, mit Tiefziehschiene und Opalescence PF / Oh!** *Step by Step*

Die Materialien:



| Abformlöffel / Alginat-Abformmat. | LC Block-Out Resin | Sof-Tray-Sheets | UltraTrim- Federschere | Opalescence PF / Opalescence Oh! |
|---|--|--|---|---|
| Zur Abformung der Kiefer, anschl. Ausgießen der Zahnreihe mit Gips und Herstellung eines Modells zum Tiefziehen | Blauer Kunststoff, licht-härtend, zur Anbringung von Reservoirs auf dem Gipsmodell. Applikation mit Black Mini Tip | Weiche Tiefziehfolien, 0,9 bzw. 1,5 mm stark, aus Vinyl; müssen für deutsche Geräte rundgeschnitten werden | Zierliche Federschere, zum exakten Ausschneiden der Schienen entlang des Gingivalrandes | Aufhellungs-Gele: Opalescence PF: 10 / 16% Carbamid-Peroxid, Aromen Regular, Mint, Melone; Opalescence Oh!: 10% CP, Aromen Regular und Mint |

Der Ablauf:

Zahnsteinentfernung und professionelle Zahnreinigung, gründliche Diagnose, Zahnfarben-Bestimmung.
Alginat-Abformung nehmen. Zahnkranz mit Gips ausgießen, planschleifen; Zungenraum bzw. Gaumenteil entfernen.



Auf den Gipszähnen Reservoirs anbringen: Die Labialflächen der aufzuhellenden Zähne mit LC Block-Out Resin überziehen, ca. 0,5 mm dick, direkt aus der Spritze, mit Black Mini Tip. Vom Gingivalrand ca. 1 mm Abstand halten. Inzisalkanten und Höckerspitzen nicht bedecken.
Aushärtung mit Praxis-Polymerisationsleuchte oder in einem Lichtofen (Licht-Spektrum ca. 400-500 nm)



Schiene tiefziehen: Sof-Tray Folien (Standard: 0,9 mm) für deutsche Geräte rundschneiden.
Am besten runde Folie darauflegen, Umriss mit Stift zeichnen, mit Haushaltsschere ausschneiden.
Folie so lange vorwärmen, bis sie deutlich durchhängt (ca. 2,5 cm), dann tiefziehen.
Folie auf dem Modell auskühlen lassen – je länger, umso besser, um Spannungen auszugleichen.
Schiene nach Abnahme vom Modell erst grob, dann fein entlang des Gingivalrandes ausschneiden, z. B. mit Ultra-Trim Federschere.



Wenn Schienen-Ränder nach dem Ausschneiden auf dem Modell abstehen, diese mit weicher Brenner-Flamme oder Hand-Fön vorsichtig erweichen und mit feuchtem Finger andrücken.
Schiene im Mund des Patienten einpassen.



Opalescence PF-Gel auswählen:
Behandlungsdauer täglich jeweils: 10%iges Gel über Nacht, 16%iges Gel 4-6 Stunden. Erstbehandlung in der Praxis.
Den Patienten anweisen, wie er die Schiene mit Gel zu füllen hat: Gelstrang in die tiefste Stelle der Schiene einbringen (Für eine Schiene ca. 1/3 bis 1/2 einer Spritze nehmen, bzw. ein Opalescence Oh!-Cap), auch etwas Gel posterior (zur guten Haftung).



Schiene aufsetzen: Ränder der Schiene vorsichtig andrücken, ausquellenden Überschuss mit weicher Zahnbürste oder einfach mit einem Finger entfernen. Mund mit Schiene zweimal spülen, Wasser ausspucken.
Erste Kontrollsitzung nach 3-5 Tagen vereinbaren; mit Behandlung bis zum gewünschten Ergebnis fortfahren.



Nach Ende der Zahnaufhellung erst nach ca. 2 Wochen definitive Adhäsiv-Füllungen legen, um Farbstabilisierung der Zähne und die Auswaschung der Sauerstoff-Ionen (→ würden das Bonding stören) abzuwarten.

**Diese Kurzanleitung ist als Überblick gedacht; sie ersetzt nicht die Anleitungen der Einzelprodukte.
Bitte lesen Sie die mitgelieferten Einzelanleitungen und Warnhinweise sorgfältig, bevor Sie die Materialien einsetzen.**