

BETRIEBSANWEISUNG

gemäß Gefahrstoffverordnung § 14

Betrieb:

Bereich/Tätigkeit: Zahnarztpraxis/Dentallabor/Desinfektion

Datum: 01.03.2010

Gefahrstoffbezeichnung

DÜRR SYSTEM-HYGIENE FD 333 Schnelldesinfektion

Gefahrenauslöser: Ethanol (62 %)

Vertrieb: DÜRR DENTAL AG, Postf. 1264, D-74302 Bietigheim-Bissingen
Tel-Nr. 07142/705-0 Fax-Nr.: 07142/61365

Hersteller/ orochemie GmbH + Co KG, Max-Planck-Straße 27, D - 70806 Kornwestheim

Notfallauskunft: Tel-Nr.: 07154/1308-0 Fax-Nr.: 07154/1308-40

Gefahren für Mensch und Umwelt



Reizt die Augen. Entzündlich.

Das Produkt ist bei der im Abwasser auftretenden Verdünnung biologisch abbaubar, größere Mengen des Konzentrates nicht in Oberflächengewässer/Grundwasser gelangen lassen.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Technisch: Für gute Belüftung sorgen. Von Zündquellen fernhalten.-Nicht rauchen. Flasche dicht geschlossen halten. Produkt möglichst kühl, jedoch nicht unter 5 °C lagern. Nicht zusammen mit brandfördernden und selbstentzündlichen sowie mit leichtentzündlichen Feststoffen lagern.

Persönlich: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Beschränkungen: Jugendliche dürfen nur unter Aufsicht eines unterwiesenen Mitarbeiters mit den Arbeiten beauftragt werden.

Verhalten im Gefahrenfall

Nach Verschütten/Auslaufen: Kleine Mengen mit Wasser wegspülen. Große Mengen mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen.

Löschmittel: Kohlendioxid, Löschpulver, Wassersprühstrahl

Ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl

Erste Hilfe



Allgemeine Hinweise: keine

Nach Einatmen: Bei auftretender Reizung für Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Viel Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Umgehend einen Arzt aufsuchen.

Notruf: 112

Notarzt/Rettungsdienst:

Sachgerechte Entsorgung

Produkt:

Entsorgung gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.

Große Mengen: Abfallschlüsselnr.: 18 01 06 (Desinfektionsmittel)

Ungereinigte Verpackung:

Verpackung ist aus Polyethylen. Flasche vollständig entleeren. Für Recycling mit Wasser ausspülen.