

BETRIEBSANWEISUNG

gemäß Gefahrstoffverordnung § 14

Betrieb:

Bereich/Tätigkeit: Zahnarztpraxis/Röntgenfilmentwicklung

Datum: 01.03.2010

Gefahrstoffbezeichnung

DÜRR PERIOMAT Intra Entwicklerkonzentrat

Gefahrenauslöser: Kaliumhydroxid (0,5 - 2,0 %), Hydrochinon (1 – 5 %)

Vertrieb: DÜRR DENTAL AG, Postf. 1264, D-74302 Bietigheim-Bissingen
Tel-Nr. 07142/705-0 Fax-Nr.: 07142/61365

Hersteller/ orochemie GmbH + Co KG, Max-Planck-Straße 27, D - 70806 Kornwestheim

Notfallauskunft: Tel-Nr.: 07154/1308-0 Fax-Nr.: 07154/1308-40

Gefahren für Mensch und Umwelt



Reizt die Augen und die Haut. Irreversibler Schaden möglich. Verdacht auf krebserzeugende Wirkung. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Das Produkt nicht in die Kanalisation/Oberflächengewässer/Grundwasser gelangen lassen.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Technisch: Flasche mit Vorsicht öffnen und handhaben. Nur im Originalgebinde aufbewahren. Produkt möglichst kühl, jedoch nicht unter 5 °C lagern.

Persönlich: Schutzbrille. Schutzhandschuhe: Kurzzeitkontakt (Level 2: < 30 min): Einmal-Schutzhandschuhe der Kategorie III nach EN 374, z. B. Material Nitril, Schichtdicke 0,1 mm. Langzeitkontakt (Level 6: < 480 min): Schutzhandschuhe der Kategorie III nach EN 374, z. B. Material Nitril, Schichtdicke 0,7 mm.

Beschränkungen: Jugendliche dürfen nur unter Aufsicht eines unterwiesenen Mitarbeiters mit den Arbeiten beauftragt werden.

Verhalten im Gefahrenfall

Nach Verschütten/Auslaufen: Kleine Mengen mit Wasser wegspülen. Große Mengen mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen.

Löschmittel: Kohlendioxid, Löschpulver, Wassersprühstrahl

Ungeeignete Löschmittel: keine bekannt

Erste Hilfe



Allgemeine Hinweise: Benetzte Kleidung wechseln.

Nach Einatmen: Bei auftretender Reizung für Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Viel Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Umgehend einen Arzt aufsuchen.

Notruf: 112

Notarzt/Rettungsdienst:

Sachgerechte Entsorgung

Produkt:

Entsorgung gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.

Abfallschlüsselnr.: 09 09 01 Entwickler auf Wasserbasis

Ungereinigte Verpackung:

Verpackung ist aus Polyethylen. Flasche vollständig entleeren. Für Recycling mit Wasser ausspülen.

BETRIEBSANWEISUNG

gemäß Gefahrstoffverordnung § 14

Betrieb:

Bereich/Tätigkeit: Zahnarztpraxis/Röntgenfilmentwicklung

Datum: 01.03.2010

Gefahrstoffbezeichnung

DÜRR PERIOMAT Intra Fixiererkonzentrat

Vertrieb: DÜRR DENTAL AG, Postf. 1264, D-74302 Bietigheim-Bissingen
Tel-Nr. 07142/705-0 Fax-Nr.: 07142/61365

Hersteller/ orochemie GmbH + Co KG, Max-Planck-Straße 27, D - 70806 Kornwestheim
Notfallauskunft: Tel-Nr.: 07154/1308-0 Fax-Nr.: 07154/1308-40

Gefahren für Mensch und Umwelt

kein Gefahrstoff

Nicht in die Kanalisation/Oberflächengewässer/Grundwasser gelangen lassen.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Technisch: Nur im Originalbehälter aufbewahren. Produkt möglichst kühl, jedoch nicht unter 5 °C lagern.

Persönlich: Schutzbrille. Schutzhandschuhe: Kurzzeitkontakt (Level 2: < 30 min): Einmal-Schutzhandschuhe der Kategorie III nach EN 374, z. B. Material Nitril, Schichtdicke 0,1 mm. Langzeitkontakt (Level 6: < 480 min): Schutzhandschuhe der Kategorie III nach EN 374, z. B. Material Nitril, Schichtdicke 0,7 mm.

Beschränkungen: entfällt

Verhalten im Gefahrenfall

Nach Verschütten/Auslaufen: Kleine Mengen mit Wasser wegspülen. Große Mengen mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen.

Löschmittel: Kohlendioxid, Löschpulver, Wassersprühstrahl

Ungeeignete Löschmittel: keine

Erste Hilfe



Allgemeine Hinweise: keine

Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen.

Nach Verschlucken: Viel Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Umgehend einen Arzt aufsuchen.

Notruf: 112

Notarzt/Rettungsdienst:

Sachgerechte Entsorgung

Produkt:

Entsorgung gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.

Große Mengen: Abfallschlüsselnr.: 09 01 04 Fixierlösungen

Ungereinigte Verpackung:

Verpackung ist aus Polyethylen. Flasche vollständig entleeren. Für Recycling mit Wasser ausspülen.