

Fulfilling your needs

Alginate

Extrem einfach anzurühren, präzise Zeichnungsschärfe, hervorragende Fließfähigkeit, hohe Elastizität und Druckstabilität



Zhermack-Präzisions-Alginate - Alle Vorteile auf einen Blick:

- Extrem präzise
- Elastisch
- Druckstabil
- Reißfest
- Blasenfrei anzurühren
- 5 Jahre Mindesthaltbarkeit



Höhere Staffellungen auf Anfrage!
Auch vorausbezahlte Abrufaufträge und Lieferrahmenverträge möglich!

Hydrogum5 & Pinkalgin5

- 5 Tage lagerfähig
- Sehr zeichnungsscharf
- Sehr kurze Mundverweildauer (45 Sek.)
- Extrem einfach anzurühren
- 453 g per Beutel

Anzahl	VK Einheiten	VK Netto
1	7,60 €	7,60 €
12	6,70 €	80,40 €
24	6,40 €	153,60 €



Tropicalgin & Tropicalgin Extra Fast

- Farbwechsel: pink-lachsfarben-gelb
- Kurze bzw. extrem kurze Mundverweildauer (60 Sek. bzw. 25 Sek.)
- Tropicaroma

Anzahl	VK Einheiten	VK Netto
1	7,20 €	7,20 €
12	6,50 €	78,00 €
24	6,10 €	146,40 €



Orthoprint & Hydrogum

- Sehr kurze Mundverweildauer (45 Sek. bzw. 60 Sek.)
- Vanille- bzw. Minzaroma

Anzahl	VK Einheiten	VK Netto
1	6,50 €	6,50 €
12	5,80 €	69,60 €
24	5,50 €	132,00 €



! Bitte unbedingt das passende Zhermack-Messbesteck verwenden! Nur so wird eine exakte Dosierung und ein optimales Endergebnis gewährleistet. Für Orthoprint, Hydrogum, Tropicalgin und Tropicalgin Extra Fast ist das grüne, für Hydrogum5 sowie Pinkalgin5 ausschließlich das violette Messbesteck zu benutzen.

Handanmischung

Für das richtige Pulver/Wasser Mischungsverhältnis bei 2 Messlöffeln Pulver den Messbecher bis zur zweiten Markierung mit Wasser füllen.

Maschinenanmischung

Bei Maschinenanmischung (Hurrimix; Hausschild; Microna) die Mischzeit bei Orthoprint, Hydrogum5 und Pinkalgin5 auf 8-10 Sekunden, bei Hydrogum und Tropicalgin auf 16-18 Sekunden und bei Tropicalgin Extra Fast auf 6-8 Sekunden einstellen. Pulver und Wasser im geschlossenen Mischbecher mit einer schnellen Handbewegung um jeweils 180 Grad nach links und nach rechts kippen. Den Becher mit dem vorabvermengten Alginat sofort in das Mischgerät einsetzen und starten.

Abdrucknahme

Die Abdrucknahme unbedingt vor Beginn der Abbindephase (spätestens mit Ende der Verarbeitungszeit) beginnen. Den Abdrucklöffel bis zum vollständigen Abbinden des Alginats im Mund belassen. Zur Entnahme des Abdrucks an beiden Seiten gleichzeitig mit den Fingern herunterdrücken. Nicht am Löffelgriff entnehmen, da dies zur Verformung und Ablösungen führen kann. Nach der Abdrucknahme den Abdruck gründlich spülen und überflüssiges Wasser entfernen. Eine zusätzliche Desinfektion (z.B. Zhermack Zeta 90) wird empfohlen. Die Aufbewahrung in einem luftdichten Beutel (ohne feuchtes Tuch) bei Zimmertemperatur ist notwendig. Unter diesen Bedingungen können Abdrücke mit Orthoprint, Hydrogum, Tropicalgin Extra Fast und Tropicalgin bis zu 48 Stunden nach der Abdrucknahme ausgegossen werden, Hydrogum5 sowie Pinkalgin5 sogar bis zu **120 Stunden** später. Aus einem 453g Beutel (Pinkalgin5 und Hydrogum5) erhalten Sie ca. 21 Komplettabdrücke, aus einem 453g Beutel (Tropicalgin und Tropicalgin Extra Fast) ca. 25 Komplettabdrücke und aus einem 500g Beutel (Orthoprint und Hydrogum) ungefähr 27 Komplettabdrücke. **Achtung: Es handelt sich hierbei um Richtwerte; die Anzahl der Abdrücke sind z.B. von der Verwendung unterschiedlicher Löffelgrößen abhängig.**



Alghamix II

- Blasenfreies Anmischen
- 30% Zeitersparnis
- Kompaktes Tischgerät
- 2 Drehgeschwindigkeitsstufen des Bechers
- Inkl. Anmischbecher
- 3 Jahre Garantie

Anzahl	VK Einheiten	VK Netto
1	335,00 €	335,00 €

Hurrimix 230 V

- Cremig weiches Mischergebnis
- Geringer Materialverlust
- Bessere mechanische Eigenschaften
- Minimaler Kraftaufwand des Bedieners
- Inkl. 4 Anmischbecher
- 3 Jahre Garantie

Anzahl	VK Einheiten	VK Netto
1	1.144,00 €	1.144,00 €

Technische Daten	Orthoprint	Hydrogum	Tropicalgin	Tropicalgin Extra Fast	Hydrogum5	Pinkalgin5
Farbe	gelb	mintgrün	farbwechselnd	farbwechselnd	violett	pink
Anmischzeit*	30 Sek.	30 Sek.	45 Sek.	30 Sek.	30 Sek.	30 Sek.
Bearbeitungszeit*	1 Min. 5 Sek.	1 Min. 10 Sek.	1 Min. 35 Sek.	1 Min. 15 Sek.	1 Min. 5 Sek.	1 Min. 5 Sek.
Mundverweildauer	45 Sek.	1 Min.	1 Min.	25 Sek.	45 Sek.	45 Sek.
Gesamtabbindezeit*	1 Min. 50 Sek.	2 Min. 10 Sek.	2 Min. 35 Sek.	1 Min. 40 Sek.	1 Min. 50 Sek.	1 Min. 50 Sek.
Elastische Rückstellung (ISO 1563)	98 %	98 %	99 %	99 %	98 %	98 %
Kompressionsfestigkeit (ISO 1563)	1,2 MPa	1,2 MPa	1,4 MPa	1,4 MPa	1,2 MPa	1,2 MPa
Aroma	Vanille	Minze	Tropic	Tropic	Waldfrucht	Himbeer
Lagerfähigkeit	48 Std.	48 Std.	48 Std.	48 Std.	120 Std.	120 Std.

* Die angegebenen Zeiten sind ab Mischbeginn bei 23 °C berechnet.

Bestellen Sie noch heute!

Zhermack 
Dental

FreeFax: 0800-ZHERMACK (0800-94376225)

Produkt	Staffel	Katalog-einzelpreis	Katalog-gesamtpreis	Bestellen
Hydrogum5 Alginat, 453 g	1	7,60 €	7,60 €	<input type="checkbox"/>
	12	6,70 €	80,40 €	<input type="checkbox"/>
	24	6,40 €	153,60 €	<input type="checkbox"/>
Pinkalgin5 Alginat, 453 g	1	7,60 €	7,60 €	<input type="checkbox"/>
	12	6,70 €	80,40 €	<input type="checkbox"/>
	24	6,40 €	153,60 €	<input type="checkbox"/>
Tropicalgin Alginat, 453 g	1	7,20 €	7,20 €	<input type="checkbox"/>
	12	6,50 €	78,00 €	<input type="checkbox"/>
	24	6,10 €	146,40 €	<input type="checkbox"/>
Tropicalgin Extra Fast Alginat, 453 g	1	7,20 €	7,20 €	<input type="checkbox"/>
	12	6,50 €	78,00 €	<input type="checkbox"/>
	24	6,10 €	146,40 €	<input type="checkbox"/>
Orthoprint Alginat, 500 g	1	6,50 €	6,50 €	<input type="checkbox"/>
	12	5,80 €	69,60 €	<input type="checkbox"/>
	24	5,50 €	132,00 €	<input type="checkbox"/>
Hydrogum Alginat, 500 g	1	6,50 €	6,50 €	<input type="checkbox"/>
	12	5,80 €	69,60 €	<input type="checkbox"/>
	24	5,50 €	132,00 €	<input type="checkbox"/>
Alginat Adhäsiv Spray Adhäsive für Alginat, 300 ml	1	11,20 €	11,20 €	<input type="checkbox"/>
Alginat Adhäsiv Liquid Adhäsive für Alginat, 25 ml	1	10,50 €	10,50 €	<input type="checkbox"/>
Algitray, Liquid pH-neutraler Alginatlöser, 2.000 ml	1	14,50 €	14,50 €	<input type="checkbox"/>
	6	10,70 €	64,20 €	<input type="checkbox"/>
Algitray, Pulver pH-neutraler Alginatlöser, 2x 500 g	1	20,50 €	20,50 €	<input type="checkbox"/>
	5	18,30 €	91,50 €	<input type="checkbox"/>
Alghamix II Alginatanmischgerät	1	335,00 €	335,00 €	<input type="checkbox"/>
Hurrimix Automatisches Alginatanmischgerät	1	1.144,00 €	1.144,00 €	<input type="checkbox"/>

Praxis

Kundennummer

Ansprechpartner

E-Mail

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Telefon

☐

Durch Angabe meiner E-Mailadresse erteile ich bis auf Widerruf mein Einverständnis für die Zusendung von Informationen und Werbung per E-Mail

Zhermack GmbH Deutschland

Öhlmühle 10 | D-49448 Marl am Dümmer, Tel.: 05443 / 2033-0 | Fax: 05443 / 2033-11
info@zhermack.de | www.zhermack.de