

# BETRIEBSANWEISUNG

gemäß Gefahrstoffverordnung § 14

**Betrieb:**

**Bereich/Tätigkeit:** Zahnarztpraxis/Dentallabor/Desinfektion

Datum: 01.03.2010

## Gefahrstoffbezeichnung

**DÜRR SYSTEM-HYGIENE FD 360 Kunstlederreinigung- und -pflege**

**Vertrieb:** DÜRR DENTAL AG, Postf. 1264, D-74302 Bietigheim-Bissingen  
Tel-Nr. 07142/705-0 Fax-Nr.: 07142/61365

**Hersteller/** orochemie GmbH + Co KG, Max-Planck-Straße 27, D - 70806 Kornwestheim  
**Notfallauskunft:** Tel-Nr.: 07154/1308-0 Fax-Nr.: 07154/1308-40

## Gefahren für Mensch und Umwelt

**kein Gefahrstoff**

Das Produkt ist bei der im Abwasser auftretenden Verdünnung biologisch abbaubar.

## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

**Technisch:** Nur im Originalbehälter aufbewahren. Produkt möglichst kühl, jedoch nicht unter 5 °C lagern.

**Persönlich:** entfällt

**Beschränkungen:** entfällt

## Verhalten im Gefahrenfall

**Nach Verschütten/Auslaufen:** Kleine Mengen mit Wasser wegspülen. Große Mengen mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen.

**Löschmittel:** Kohlendioxid, Löschpulver, Wassersprühstrahl

**Ungeeignete Löschmittel:** keine

## Erste Hilfe



**Allgemeine Hinweise:** keine

**Nach Einatmen:** entfällt

**Nach Hautkontakt:** entfällt

**Nach Augenkontakt:** Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen.

**Nach Verschlucken:** Viel Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

**Notruf:** 112

**Notarzt/Rettungsdienst:**

## Sachgerechte Entsorgung

**Produkt:**

Entsorgung gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.

Große Mengen: Abfallschlüsselnr.: 07 06 99 Abfälle a.n.g.

**Ungereinigte Verpackung:**

Verpackung ist aus Polyethylen. Flasche vollständig entleeren. Für Recycling mit Wasser ausspülen.