

# Lückenlos dokumentiert mit Hygoprint

Gleich mitbestellen!



Mit Hygoprint erfüllen Sie alle Anforderungen an eine lückenlose Sterilisations-Dokumentation, wie sie das Robert-Koch-Institut empfiehlt. Das praktische System aus Printer und Etiketten kann mit vorgedruckten Protokollvorlagen zur zentralen Chargendokumentation sinnvoll ergänzt werden.

- Hygoprint Etikettendrucker**  
inkl. 2 Rollen Etiketten, Artikelnr. 6020-080-50
- Ersatz-Etiketten** einfach selbstklebend  
5 Rollen à 1000 Etiketten, Artikelnr. 6020-090-50
- Ersatz-Etiketten** doppelt selbstklebend  
8 Rollen à 500 Etiketten, Artikelnr. 6020-090-51
- Ersatz-Farbbrole**  
Artikelnr. 6020-080-60
- Dokumentationsblöcke** mit Protokollvordrucken  
5 Blöcke à 100 Blatt, Artikelnr. 6020-090-10



Es gelten die Preise und allgemeinen Geschäftsbedingungen Ihres Dental-Depots.

# Jetzt Hygofol bei Ihrem Fachhändler bestellen

## Hygofol Sterilisierverpackung Beutel

- 7,5 x 30 cm, 500 Stück Artikelnr. 6020-061-00
- 10 x 30 cm, 500 Stück Artikelnr. 6020-062-00
- 15 x 30 cm, 500 Stück Artikelnr. 6020-063-00

## Hygofol Sterilisierverpackung Rolle

- 5 cm x 100 m Artikelnr. 6020-050-00
- 7,5 cm x 100 m Artikelnr. 6020-051-00
- 10 cm x 100 m Artikelnr. 6020-052-00
- 15 cm x 100 m Artikelnr. 6020-053-00
- 25 cm x 100 m Artikelnr. 6020-055-00

Es gelten die Preise und allgemeinen Geschäftsbedingungen Ihres Dental-Depots.

P007-577-01/HK-dd.de/5/01/11.Z Technische Änderungen vorbehalten

Absender (Praxis-Stempel)

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Datum/Unterschrift:

# Instrumente einfach und sicher verpacken

Dürr Dental Sterilisierverpackung Hygofol



DRUCKLUFT  
ABSAUGUNG  
BILDGEBUNG  
ZAHNERHALTUNG  
HYGIENE

**DÜRR  
DENTAL**

## Sicher versiegeln, Normen erfüllen

## Praktische Beutelware in drei Größen


## Von der Rolle – individuell zuschneiden



Die Sterilisation gehört zu den wichtigsten Maßnahmen einer konsequenten Praxishygiene. Die Sterilisierverpackung Hygofol bietet mit ihrer Mehrschichten-Laminatfolie und besonders reißfestem Sterilisationspapier dafür höchste Sicherheit. In Kombination mit dem Dürr Dental Durchlauf-Siegelgerät Hygopac erzielen Sie leicht peelbare, 9 mm breite Siegelnähte. Damit erfüllen Sie alle Anforderungen gemäß EN ISO 11607-1.

Hygofol ist als vorgefertigte Beutelware in drei bewährten Standardgrößen erhältlich: 7,5 x 30 cm, 10 x 30 cm und 15 x 30 cm. Mit dieser praktischen Lösung verpacken Sie sämtliche Instrumente schnell und sicher.

Daumenausschnitt für  
sicheres Handling



Hygofol ist jetzt auch als Rollenware erhältlich. Diese Variante ist ideal für die individuelle Konfektionierung geeignet. Sie können Ihre Instrumente damit besonders passgenau verpacken. Die Rolle ist in fünf Größen erhältlich: 5 cm x 100 m, 7,5 cm x 100 m, 10 cm x 100 m, 15 cm x 100 m, 25 cm x 100 m.