


# WELLSACHROM

## wellsachrom Alginat



### BESCHREIBUNG

- zahnärztliche Alginat Abformmasse mit 4-Phasen-Farbindikator
- staubfrei, homogen
- Farbumschlag: violett zu pink, danach pink zu weiß
- Mischzeit: 60 Sek.
- Verarbeitungszeit: 45 Sek.
- Mundverweildauer: mind. 60 Sek.
- Gesamtabbindezeit (inkl. Verarbe

<b>REF</b>	WIA110
<b>Farbe</b>	
<b>Größe</b>	
<b>Material</b>	
<b>EAN</b>	 4250412717010
<b>Zolltarifnummer</b>	34070000

<b>VE</b>	Beutel
<b>Gewicht in kg</b>	0,441
<b>Maße BxHxT (mm)</b>	180 x 30 x 270
<b>VE pro VPE</b>	25
<b>Gewicht in kg</b>	12
<b>Maße BxHxT (mm)</b>	315 x 315 x 425
<b>VPE pro Palette</b>	
<b>Gewicht in kg</b>	
<b>Maße BxHxT (mm)</b>	

Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.

