

Softa® Swabs

Pre-Injektions Reinigungstupfer



Indikation

- zur Reinigung der Haut vor Injektionen und Punktionen

Eigenschaften

- Alkoholtupfer getränkt mit 70% Isopropylalkohol
- gebrauchsfertig
- einzelverpackt
- nicht-faserndes Vlies
- weich und absorbierend
- leicht
- ideale Grösse

Vorteile

- stets einsatzbereit
- jederzeit hygienisch einwandfrei
- ideal auch für den mobilen Einsatz



Artikel	Einheit	MiGel	Art.-Nr.	Pharmacode
Softa® Swabs, Alkoholtupfer				
gefaltet: 32.5 x 30 mm	100	21.03.10.10.1	19579	4894856
aufgefaltet: 65 x 30 mm				

Zusammensetzung:
70 g Propan-2-ol per 100 g Tränklösung
0.66 g ± 0.1 g Tränklösung pro Tupfer

